

Hypafix®



**Neuer Name für
Fixomull® stretch
und neue REFS**



**Die vollflächige Verbandfixierung
aus querelastischem Polyestervlies.**

Einfach, individuell und wirtschaftlich.

Verbände anlegen und fixieren erfordert höchste Anpassungsfähigkeit und Flexibilität im OP, auf der Station und in der ambulanten Versorgung. Mit Hypafix® können insbesondere grossflächige Verbände einfach und schnell fixiert werden. Durch den bedarfsgerechten Zuschnitt ist die Methode material- und kostensparend.

Produkteigenschaften

Hypafix® ist mit einem hautfreundlichen Polyacrylatkleber beschichtet. Der Träger besteht aus einem querelastischen Polyestervlies. Hypafix® passt sich auch stark konturierten Körperpartien gut an. Abschnürungen, Stauungen und Durchblutungsstörungen werden verhindert. Hypafix® wird auch von hautempfindlichen Patienten ausgezeichnet vertragen.



Hypafix® hält sicher auf konischen ...

Weitere Eigenschaften

- hautfreundlich
- gute Sofort- und Dauerklebkraft
- querelastisch
- anschmiegsam
- luft- und wasserdampfdurchlässig
- strahlenindifferent
- beugt Kontamination vor
- einfach und vielfältig einsetzbar

Anwendungsgebiete

Hypafix® stretch eignet sich

- zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an Gelenken, bewegten und konturierten Körperpartien
- zur sicheren Befestigung von Sonden, Kathetern, Messelementen und Instrumenten

Technische Daten

- latexfrei

Produktzusammensetzung

Polyestervlies, beschichtet mit Polyacrylatkleber



... und stark bewegten Körperpartien.

Lieferformen

REF	Abmessung	Verp.-Einheiten
Hypafix®		
71443-01	10,0 m x 5,0 cm	1/24
71443-02	10,0 m x 10,0 cm	1/24
71443-03	10,0 m x 15,0 cm	1/24
71443-04	10,0 m x 20,0 cm	1/24

MiGeL: 34.40.04

