

EINFACH · EFFEKTIV · SITZEN



Inkontinenzbezug



Weichschaumkissen

Komfortables Sitzen

Funktionen:

Weichschaumkissen mit leichter Kontur für langes und komfortables Sitzen.

- Für Patienten mit geringen Missempfindungen
- Inkontinenzbezug Standard
- 2 Jahre Garantie

Klinische Eigenschaften:

Bewertung	1	2	3	4	5	Produkt Eigenschaften
Dekubituschutz	1					Leichte Kontur für besser Druckverteilung
Scherkräfte	1					Leichte Kontur für besseren Halt
Sitzstabilität	1					Leichte Kontur für bessere Sitzstabilität
Positionierung	1					Symetrische Positionierung
Komfort		2				Weichschaum mit leichter Kontur für komfortables Sitzen
Ergebnis						Komfortables und langes Sitzen

JAY[®] Basic Masse

Kissenbreite

cm	25	30	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60
25												
30												
35												
40												
42												
44												
46												
50												
56												
60												

Gewicht des Produktes (kg)

Min	0,3	0,36	0,50	0,73	0,77	0,81	0,84	0,93	0,97	1,01	1,24	1,32
Max	0,36	0,50	0,76	0,80	0,80	0,93	0,97	1,10	1,15	1,20	1,51	1,73

Produkt Code**	
Komplettes Produkt	JBSBST
Bezug	CJBSBST

**Preise siehe Bestellblatt

SB = Sitzbreite in Zentimeter

ST = Sitztiefe in Zentimeter

Höhe (in cm)		Maximale Höhe
Vorne	Hinten	
4,85	4,76	6,35

Maximales Nutzergewicht	113 kg
Garantie	2 Jahre