

# Besser entspannt

DAS MASSGESCHNEIDERTE KONZEPT FÜR GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN







# Kienerkissen: schweizer Handarbeit seit über 20 Jahren

Die Firma Kienerkissen GmbH stellt seit über 20 Jahren Kissen für den Wohn- und Pflegebereich her. Die Produktpalette umfasste zu Beginn hauptsächlich Kissen für Mutter und Kind sowie für den Wohn- und Schlafbereich. Inzwischen beliefern wir Institutionen mit unterschiedlichsten, individuellen Anforderungen in der ganzen Schweiz.

Alle unsere Produkte werden in professioneller Handarbeit im Freiamt (AG) und St. Gallen hergestellt. Wir haben uns darauf spezialisiert, gemeinsam mit Ihnen die richtige Positionierungslösung mit dem entsprechenden Füllmaterial zu erarbeiten.

Auf unserer Webseite [kienerkissen.ch](https://www.kienerkissen.ch) finden Sie alle Produkte und können sie bequem bestellen.

Falls Sie Ihre Wunschgrösse nicht finden, stellen wir ab einer bestimmten Menge gerne Kissen gemäss Ihrem gewünschten Format her. Fragen Sie uns nach einer unverbindlichen Offerte.

Kathrin Baumberger & Karin Bischoff mit dem Kienerkissen-Team



## INHALTSVERZEICHNIS

6	Allrounder-Kissen
7	Lagerungsrollen
8	Lagerungskissen
9	Knierolle
10	Seitenschläferkissen
11	4-Kammer-Kissen
12	Anti-Dekubitus Ringkissen
13	Microlagerungskissen
14	Still- und Lagerungskissen
15	Zwillings-Stillkissen
16	Baby-Lagerungskisse
17	Baby-Lagerungsrolle
18	Wärmekissen
19	Spezialprodukte
20	Schulung und Beratung
22	Füllmaterialien
24	Stoffe Standard-Sortiment
25	Outlast®
26	Farben Standard-Sortiment

# Wir stellen uns vor

## UNSER KONZEPT

«So wenig wie möglich, so viel wie nötig» – lautet unsere Devise beim Thema Positionieren. Wir von Kienerkissen® möchten dem Pflegepersonal den Alltag erleichtern und gleichzeitig etwas zur Gesundheit und Lebensqualität der Bewohner/-innen respektive der Patienten/-innen beitragen.

Unsere jahrelange Erfahrung hat uns gezeigt, dass mit folgenden zwei Produkten aus unserem Sortiment rund 75% aller Positionierungen in der Langzeitpflege abgedeckt werden können:

- ~ Crea-Lagerungsrolle (250 cm lang x 17 cm breit),  
Füllung: Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks
- ~ Allrounder-Kissen (nierenförmig, ca. 100 cm lang x 35 cm breit),  
Füllung: Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks

Zusätzliche Kissen wie z. B. das Allrounderkissen klein, Microlagerungskissen in verschiedenen Grössen, das Ringkissen oder Rollen in anderen Grössen ergänzen die Positionierung optimal.

## UNSERE STÄRKEN

- ✓ Langjährige Erfahrung in der Dekubitusprophylaxe
- ✓ Massanfertigungen für Institutionen
- ✓ Zusammenarbeit mit medizinischen Fachpersonen
- ✓ Grosse Auswahl an hochwertigen Stoffen
- ✓ Schnelle Lieferung aufgrund Eigenproduktion in der Schweiz
- ✓ Lagerungsmaterial mit Reissverschlüssen zur individuellen Regulierung der Füllmenge

## ANWENDUNGSGEBIETE

- ✓ Intensiv-, Lang- und Akutpflege
- ✓ Geriatrie
- ✓ Palliative Care
- ✓ Operationssaal
- ✓ Rettungssanitäten
- ✓ Geburtsvorbereitung, Wochenbett, Neonatologie und Stillzeit
- ✓ Physiotherapie und Rehabilitation
- ✓ Wellness, Wohn- und Schlafbereich

## FOLGEN SIE UNS

 [youtube.com/@kienerkissen2190](https://www.youtube.com/@kienerkissen2190)

 [facebook.com/kienerkissen](https://www.facebook.com/kienerkissen)

 [instagram.com/kienerkissen](https://www.instagram.com/kienerkissen)

# Allrounder-Kissen

## Das Original



### FÜLLMATERIALIEN

- ✓ Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks
- ✓ Polystyrol-Perlen (EPS)
- ✓ Dinkelspreu
- ✓ Hirsespreu


### ANWENDUNG

Das Allrounder-Kissen wurde von uns ungefähr im Jahr 1998 gemeinsam mit einem Schweizer Physiotherapeuten entwickelt und ist nur bei Kienerkissen® erhältlich. Dank seiner Nierenform schmiegt es sich optimal an jede beliebige Körperstelle an und ist dadurch sehr multifunktional einsetzbar.

Es eignet sich zum *Positionieren in der Akut- und Langzeitpflege, zum Schlafen, Entspannen, Stillen* usw. Als Kopfkissen beim Schlafen stützt das Allrounder-Kissen nicht nur den Kopf, sondern auch den Hals- und Nackenbereich sehr gut, sodass dort kein Hohlraum und daher auch keine Überdehnung bzw. Verspannung entsteht. Dies kann helfen Schnarchen zu reduzieren oder sogar zu verhindern. Mit dem Allrounderkissen wird der ganze Bereich von Kopf bis Schultern während des Schlafs entspannt, sodass man morgens erholter aufwacht.

### VARIANTEN

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
Allrounder-Kissen gross	100 × 35 cm	Schlafen, Stillen, Physiotherapie, Kinaesthetics, Dekubitusprophylaxe, Basale Stimulation®, LiN®-Lagerung, Entspannung	Je nach Anwendungsbereich, gerne beraten wir Sie bei der Wahl
Allrounder-Kissen klein	75 × 24 cm	Schlafkissen auf Reisen, punktuelle Unterstützung an diversen Körperstellen	Je nach Anwendungsbereich, gerne beraten wir Sie bei der Wahl



# Lagerungsrollen



## FÜLLMATERIALIEN

- ✓ Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks
- ✓ Polystyrol-Perlen (EPS)
- ✓ Hirse-/Dinkelspreu

## ANWENDUNG

Die Lagerungsrollen von Kienerkissen® wurden für die Fachgebiete *Basale Stimulation®*, *Kinaesthetics*, *Physiotherapie*, *Palliative Care*, *Frühgeburten*, usw. entwickelt.

Rollen fördern die *Körperwahrnehmung* sowie die *Bewegungsqualität* eines Menschen und vermittelt *Sicherheit und Geborgenheit*. Sie bieten viele Varianten der *Positionsunterstützung* und fördern so die Dekubitusprophylaxe. Die grösseren bzw. längeren Rollen ermöglichen eine optimale Ganzkörperbegrenzung für Erwachsene. Die kleine Rolle (Babyrolle) eignet sich sehr gut für die Positionierung von Neugeborenen.

**Die schmale Crea-Rolle unterstützt die eigene Beweglichkeit und wirkt als Dekubitusprophylaxe. Sie wird einzeln oder zu zweit eingesetzt und kann dank ihrem kleinen Durchmesser besonders vielseitig angewendet werden (z. B. auch im Rollstuhl). Selbst ein langes Liegen auf dem Rücken wird problemlos möglich.**

## VARIANTEN

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
Lagerungsrolle klein (Baby-Lagerungsrolle)	110 × 12 cm	Positionierung von Kleinkindern, insbesondere auch Frühgeburten	Polystyrol oder Hirse-Dinkelspreu
Lagerungsrolle mittel	125 × 18 cm	Positionierung von Kindern, punktuelle Ergänzung zu langen Rollen	Je nach Anwendung (alle Varianten zur Auswahl)
Lagerungsrolle gross	220 × 20 cm	Basale Stimulation®, Kinaesthetics, Physiotherapie, Palliative Care	Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks
Lagerungsrolle XL	195 × 30 cm	Basale Stimulation®, Physiotherapie, Palliative Care, Lagerung von adipösen Personen	Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks
Lagerungsrolle XXL	200 × 25 cm	Basale Stimulation®, Physiotherapie, Palliative Care, Lagerung von adipösen Personen	Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks
Lagerungsrolle Crea-Rolle	250 × 17 cm	Basale Stimulation®, Kinaesthetics, Physiotherapie, Palliative Care, Einsatz im Rollstuhl (Crea-Rolle)	Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks

# Lagerungskissen



## FÜLLMATERIALIEN


- ✓ Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks
- ✓ Polystyrol-Perlen (EPS)
- ✓ Dinkelspreu

## ANWENDUNG

Die Lagerungskissen von Kienerkissen® wurden speziell für die Bedürfnisse der Pflege und Medizin entwickelt und sind sehr vielseitig einsetzbar. Je nach Grösse und Füllinhalt eignen sich die Kissen zum einen als *Kopfkissen* sowie zum *Positionieren oder Entlasten bestimmter Körperstellen* wie beispielsweise den Beinen, dem Rücken, den Schultern und so weiter.

## VARIANTEN

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
Lagerungskissen gross	70 × 55 cm	Pflege, Medizin etc.	Je nach Anwendungsbereich, gerne beraten wir Sie bei der Wahl
Lagerungskissen mittel	60 × 35 cm	Pflege, Medizin etc.	Je nach Anwendungsbereich, gerne beraten wir Sie bei der Wahl
Nackenstützkissen (Carré)	48 × 34 cm	Pflege, Medizin etc.	Je nach Anwendungsbereich, gerne beraten wir Sie bei der Wahl



# Knierolle



## FÜLLMATERIALIEN

- ✓ Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks
- ✓ Polystyrol-Perlen (EPS)

## ANWENDUNG

Beim geraden Liegen auf dem Rücken auf einer harten Unterlage ohne Kissen oder andere Hilfsmittel wird die Wirbelsäule durchgebogen (Lordose). Diese unnatürliche Position empfinden die meisten Menschen als unangenehm. Mit der Knierolle kann dem entgegengewirkt werden, indem man diese – wie der Name schon sagt – unter die beiden Knie legt. Durch das leichte Anwinkeln der Knie wird die Wirbelsäule entlastet, das Becken wird automatisch nach vorne gekippt, sodass sich die Wirbelsäule in eine waagrechte Position begibt. Die Knierolle ist ein beliebter Klassiker bei Massagen, in der Physiotherapie und im Pflegebereich. Sie ist einfach anwendbar und dennoch sehr wirksam.

## VARIANTEN

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
Knierolle	56 × 17 cm	Pflege, Massage, Physiotherapie	Je nach Anwendungsbereich, gerne beraten wir Sie bei der Wahl



# Seitenschläferkissen



## FÜLLMATERIALIEN

- ✓ Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks
- ✓ Polystyrol-Perlen (EPS)
- ✓ Dinkelspreu

## ANWENDUNG

Jeder Seitenschläfer kennt das Gefühl, dass die Beine, besonders Knie und Knöchel, unangenehm fest aufeinanderliegen. Um genau dies zu verhindern, wird unser orthopädisches Seitenschläferkissen in der seitlichen Schlafposition zwischen die Knie gelegt und bietet so eine optimale Stütze für das obere Bein und den oben liegenden Arm. Dank diesem Lagerungskissen wird die Wirbelsäule sowie die Schulterpartie entlastet. So geniessen Sie einen ruhigen und entspannten Schlaf. Das Seitenschläferkissen eignet sich ausserdem hervorragend als Lagerungskissen während der Schwangerschaft. Das Kissen passt sich perfekt Ihrer Körperform an.

## VARIANTEN

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
Seitenschläferkissen Standard	132 × 33 cm	Seitliche Positionierung, Schwangerschaft etc.	Je nach Anwendungsbereich, gerne beraten wir Sie bei der Wahl
Seitenschläferkissen lang	165 × 33 cm	Seitliche Positionierung, Schwangerschaft etc.	Je nach Anwendungsbereich, gerne beraten wir Sie bei der Wahl



# 4-Kammer-Kissen



## FÜLLMATERIALIEN

- ✓ Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks
- ✓ Polystyrol-Perlen (EPS)

## ANWENDUNG

Unser 4-Kammer-Kissen besteht aus vier einzelnen Kammern, welche mithilfe einer Naht voneinander getrennt werden. Das flexibel anwendbare Kissen ermöglicht Positionierungen in diversen Höhen und Formen durch Falten der Kammern. Es ist beispielsweise einsetzbar im Arm-, Rücken- oder Beinbereich.


Es entlastet die Körperstellen durch eine angenehme Füllung, stabilisiert und bietet zugleich Halt. Das Kissen eignet sich gut für die Positionierung einer bestimmten Körperstelle z. B. nach einem chirurgischen Eingriff.

### Kissenhülle

Das Kissen wird mit einem angenehmen Baumwolldamast angefertigt. Es wird kein separater Überzug benötigt. Das Kissen kann mitsamt Inhalt bis 60°C gewaschen werden.

## VARIANTEN

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
4-Kammer-Kissen	80 × 72 cm	Pflege, Medizin etc.	Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks



# Anti-Dekubitus Ringkissen



## FÜLLMATERIALIEN

- ✓ Polypropylen-Perlen (EPP)
- ✓ Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks

## ANWENDUNG


Das ringförmige Kissen eignet sich dank seiner Form bestens zur Freilegung des Ohrs in der Seitenlage oder anderen exponierten Stellen wie beispielsweise die Ferse, den Ellbogen oder auch den Hinterkopf. An der Öffnung des Rings ist ein Klettverschluss angebracht, womit sich die Grösse des Lochs ganz einfach verändern lässt.

### Kissenhülle

Das Kissen wird mit einem angenehmen Baumwolldamast angefertigt. Es wird kein separater Überzug benötigt. Das Kissen kann mitsamt Inhalt bis 60°C gewaschen werden.

## VARIANTEN

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
Anti-Dekubitus Ringkissen	20 × 4 cm	Freilagerung der Fersen	Polypropylen-Perlen (EPP)
		Freilagerung der Ohren	Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks



# Multifunktionales Spiralkissen



## FÜLLMATERIALIEN

- ✓ Polypropylen-Perlen (EPP)
- ✓ Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks


## ANWENDUNG

Das multifunktionale Spiralkissen ist eine durchdachte **Lagerungshilfe** für den **professionellen Pflegebereich** ebenso wie für die häusliche Pflege. Mit seiner einzigartigen spiralförmigen Form passt es sich flexibel an Körperkonturen an und bleibt sicher an Ort und Stelle – ganz ohne aufwendige Fixierung.

Dank der durchdachten Form und der flexiblen Materialien ist das Spiralkissen selbsterklärend und einfach in der Anwendung – ideal für Pflegekräfte und Angehörige. Ob zur Druckentlastung, Lagerung oder Dekubitusprophylaxe – dieses Spiralkissen vereint Funktion, Komfort und Pflegeleichtigkeit in einem.

## VARIANTEN

Produkt	Masse	Anwendungsbereich	Füllmaterial
Spiralkissen	20 × 20 cm	<b>Fersenfreilagerung</b> zur effektiven Dekubitusprophylaxe <b>Leichte Hochlagerung</b> eines Beines zur Entlastung und Durchblutungsförderung <b>Armhochlagerung</b> , z. B. zur Schulterentlastung <b>Seitenlagerung</b> – ideal zur Vermeidung von Druckstellen an Fussknöcheln oder Knien	<b>EPP (expandiertes Polypropylen):</b> Leichte Perlenfüllung mit hoher Stützkraft – gibt sanft nach, kehrt aber stets in die Ausgangsform zurück. Angenehm im Handling, nicht hart, aber formstabil. Empfohlen z. B. zur Freilagerung der Ferse  <b>Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks:</b> Noch weicher und ebenfalls leicht – ideal bei geringerem Körpergewicht oder erhöhtem Komfortbedürfnis.



# Microlagerungskissen



## FÜLLMATERIALIEN

- ✓ Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks

## ANWENDUNG




Unsere Microlagerungskissen ermöglichen die Eigenbewegungen besser zu nutzen bei gleichzeitiger Dekubitusprophylaxe. Die Microlagerungskissen tragen zur Förderung der Eigenwahrnehmung durch Freilegen der Zwischenräume bei. Sie bieten eine äusserst grosse Variabilität bei der Anwendung in der Langzeitpflege.

### Zusatzinformationen

Masse, Formen und Stoffqualität können individuell auf Ihre Wünsche angepasst werden. Das Kissen wird mit einem angenehmen Baumwolldamast angefertigt. Es wird kein separater Überzug benötigt. Das Kissen kann mitsamt Inhalt bis 60°C gewaschen werden.

## VARIANTEN

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
Rechteck lang	30 × 16 cm	Kinästhetik und Dekubitusprophylaxe	Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks
Rechteck kurz	14 × 10 cm		
Dreieck	20 × 20 × 20 cm		



# Still- und Lagerungskissen



## FÜLLMATERIALIEN

- ✓ Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks
- ✓ Polystyrol-Perlen (EPS)
- ✓ Dinkelspreu

## ANWENDUNG

Die Still- und Lagerungskissen eignen sich für verschiedene Lagerungen und Positionunterstützungen und lassen sich optimal in verschiedene Formen modellieren.

### Stillen

Das Stillkissen ermöglicht ein entspanntes Stillen für Mutter und Kind, da das Kissen um den Bauch geschlungen und das Baby somit ideal auf Brusthöhe stabilisiert wird.

### Geburt

Das Stillkissen dient als optimale Entspannungshilfe und Unterstützung in verschiedenen Geburtsphasen und -lagen.

### Sitzen


Bei Rücken- und Kreuzschmerzen kann das Stillkissen um den Körper geschlungen werden. So entlastet und lockert es gleichzeitig die Arme.

### Positionsunterstützung

Das Stillkissen dient als wertvolle Ergänzung bei der Positionierung nach diversen medizinischen Eingriffen.

## VARIANTEN

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
Stillkissen gross	195 × 35 cm	Stillen, Schlafen, diverse Positionunterstützungen	Polystyrol, Dinkelspreu oder Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks
Stillkissen klein	170 × 30 cm	Stillen, Dekubitusprophylaxe, Positionierung von Patienten in Spitälern	Polystyrol, Dinkelspreu oder Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks



# Zwillings-Stillkissen



## FÜLLMATERIALIEN


- ✓ Polystyrol-Perlen (EPS)

## ANWENDUNG

Wir erleichtern Ihnen das Stillen von Zwillingen. Unser Zwillings-Stillkissen ermöglicht das gleichzeitige Stillen von zwei Babys. Die Babys können ideal auf Brusthöhe stabilisiert werden, wodurch eine bequeme Stillposition gewährleistet wird.

## VARIANTEN

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
Zwillings-Stillkissen	90 × 72 cm	Lagerung und Stillen von Zwillingen	Polystyrol-Perlen (EPS)



# Baby-Lagerungskissen



## FÜLLMATERIALIEN


- ✓ Polystyrol-Perlen (EPS)
- ✓ Hirse-/Dinkelspreu

## ANWENDUNG

Unser Baby Lagerungskissen eignet sich perfekt zum Positionieren Ihres Babys. Das Babykissen, welches wir beispielsweise an den Kopf und Oberkörper des Kindes anschmiegen, gibt ihm *Halt* und schafft *Begrenzung*. Der Säugling erhält dadurch den vertrauten *Widerstand* und die *Wärme*, die er schon von der intrauterinen Phase her kennt. Zudem wird der *Wärmeverlust*, der bei Säuglingen meistens über den Kopf stattfindet, reduziert. Das Neugeborene kann mit diesem Lagerungskissen in jeder beliebigen Lage stabilisiert und unterstützt werden.

## VARIANTEN

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
Baby Lagerungskissen	95 × 16 cm	Positionierung von Neugeborenen	Polystyrol (EPS) oder Hirse-/Dinkelspreu



# Baby-Lagerungsrolle



## FÜLLMATERIALIEN

- ✓ Polystyrol-Perlen (EPS)
- ✓ Hirse-/Dinkelspreu

## ANWENDUNG

Um dem Baby die Startphase zu erleichtern, haben wir unsere Baby Lagerungsrolle entwickelt. Die kleine Rolle ist flexibel formbar, sodass Sie das Baby damit optimal in jede Lage betten können. Indem die Rolle um den Kopf und Oberkörper des Babys gelegt wird, erhält es die gewohnte *Geborgenheit und die Wärme*, die es im Mutterleib erfahren durfte.

## VARIANTEN

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
Baby Lagerungsrolle	110 × 12 cm	Positionierung von Kleinkindern, insbesondere auch Frühgeburten	Polystyrol oder Hirse-Dinkelspreu



# Wärmekissen



## FÜLLMATERIALIEN

- ✓ Hirsespreu
- ✓ Hirse-/Dinkelspreu
- ✓ Traubenkerne

## ANWENDUNG

### ... als natürliche Wärmetherapie

Das handliche kleine Kissen kann als Wärmekissen bei verschiedenen gesundheitlichen Beschwerden eingesetzt werden. Die wohlige Wärme der Natur wirkt entspannend und hilft zum Beispiel bei *Rheuma, Bauch-/Gelenk- oder Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden sowie Nacken- und Muskelverspannungen*. Wärme erweitert die Blutgefäße und fördert dadurch die Durchblutung und zwar bis in tiefliegende Organe hinein, wenn sie lange und intensiv genug wirken kann.

Um das Kissen zu erwärmen, legen Sie es während maximal 15 Minuten bei ca. 100°C in den unteren Bereich des Backofens. Alternativ kann es auch 1 bis 2 Minuten in der Mikrowelle erwärmt werden.

### ... oder Kältetherapie


Kälte führt dazu, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen, wodurch die Haut und die darunter liegenden Körperregionen unempfindlicher gegen Schmerzen werden. Kälte hemmt auch die Ausbreitung von Entzündungen. Gekühlt helfen die Kissen bei Kopfschmerzen, Verstauchungen, Prellungen, Zahnschmerzen, Arthrose, Insektenstichen, Sehnenscheidenentzündungen usw. Legen Sie das Kissen einfach für 30 bis 60 Minuten in einen Kühlschranks oder kurze Zeit in die Gefriertruhe und platzieren Sie es anschließend auf die schmerzende oder entzündete Stelle.

### Pflege

Lagern Sie die Kissen an einem kühlen und trockenen Ort. Die Wärmekissen mit den natürlichen Füllungen können nicht in der Maschine gewaschen werden. Wir empfehlen das Kissen von Zeit zu Zeit mittels Erhitzung zu reinigen.

## VARIANTEN

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
Wärmekissen	24 × 24 cm	Wellness, Wohn- und Schlafbereich	Je nach Anwendungsbereich, gerne beraten wir Sie bei der Wahl



# Unsere Spezialprodukte

## SKINCAIR®

Skincair®- 3D-Spannbettuch mit teilweiser Inkontinenzeinlage kombiniert Molton, Twill und Baumwolle in einer elastischen, faltenfreien Schicht. Das Produkt ersetzt Molton, Positionierungslaken und Baumwolle-Bettlaken.

Skincair® hilft bei Parkinson, Dekubitus sowie anderen Patienten mit eingeschränkter Mobilität. Es verbessert den Hautzustand der Bewohner und Dekubitus nimmt deutlich ab.

Wir stellen folgende Artikel sorgfältig für Sie in Eigenfabrikation her. Ihre Wünsche, wie andere Masse oder Farben, erfüllen wir sehr gerne. Kontaktieren Sie uns per Mail unter [info@kienerkissen.ch](mailto:info@kienerkissen.ch)

## ARMSCHLINGE

Ein einfacher aber effizienter Beitrag zur Verhinderung oder Minderung von Schwellungen an der Hand ist das Hochlagern mit unserem Handschlinge. Dadurch wird gewährleistet, dass die Gelenkposition bei Ruhigstellung der Hand eingehalten werden kann.

## GEWICHTSKISSEN

Wir fertigen Kissen nach Mass mit Granulat.

## URINBEUTEL- UND TRENAGEN-ÜBERZUG

Der perfekte Sichtschutz für den Urinbeutel. Das taschenartige Verkleidungs-System, das hygienischen Anforderungen gerecht wird. Der Urinbeutel ist pflegeleicht und unkompliziert anwendbar. Durch das angebrachte lange Band ist der Urinbeutel ideal zum Aufhängen am Infusionsständer. Grösse: 22 × 28 cm

## STUBENWAGEN- UND BABY-MATRATZE

Sie haben einen Stubenwagen oder ein Babybettchen, aber keine Matratze dazu? Kein Problem! Geben Sie uns einfach die gewünschten Masse an und wir fertigen die passende Matratze für Ihr Baby auf Mass an und füllen sie mit Dinkelspreu. Die temperatenausgleichende Wirkung der Spreu fördert den gesunden Schlaf Ihres Kindes. Die Matratzenhülle besteht aus einem Baumwollstoff (zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100) und ist mit einem Reissverschluss versehen, zur individuellen Regulierung der Füllmenge.

## FIXLEINTUCH AUS NÄSSESCHUTZ

Fertige Matrazenüberzüge als Inkontinenzschutz.

## NESTCHENROLLE

Das Kissen eignet sich bestens als Begrenzung des Stokke® Sleepi-Babybett sowie anderen Babybettchen. Das rund geformte Kissen bzw. die Rolle ist gefüllt mit Polystyrol-Perlen. Das Kissen ist mit einem Reissverschluss versehen, sodass Sie die Füllmenge selber regulieren können. Sie erhalten einen zum Kissen passenden Bezug aus Baumwolljersey.

## WICKELTISCHAUFLAGEN

Unsere Wickelauflagen mit Hirsespren-Füllung (Bio) eignen sich bestens für ein bequemes Wickeln Ihre Babys. Hirsispren passt sich ideal dem Körper an und fühlt sich angenehm weich an. Zudem wirkt Hirsispren beruhigend und gleicht die Körpertemperatur aus. Die Kleinkinder fühlen sich auf dem natürlichen Material daher sehr wohl und während dem Wickeln weniger unruhig als auf herkömmlichen Wickelmatten aus Schaumstoff. Unser Hirsispren stammt aus biologischem Anbau.

# Schulung



## WORKSHOPS MIT PRODUKTEN VON KIENERKISSEN® ALS WEITERBILDUNGSANGEBOT FÜR PFLEGETEAMS

Unsere Workshops bieten Ihrem Pflorgeteam eine massgeschneiderte Weiterbildung, die speziell auf die Anforderungen Ihrer Einrichtung abgestimmt ist. Im Zentrum stehen die Themen Dekubitusprophylaxe, Positionsunterstützung und Wahrnehmungsförderung, die eng mit den Produkten von Kienerkissen® verknüpft sind. Unsere erfahrenen Schulungsleiter\*innen vermitteln in einem praxisorientierten 2-Stunden-Workshop, wie vielfältig die Anwendungsmöglichkeiten unserer Positionierungshilfsmittel sind.

Nach einem fundierten Theorieteil folgt eine praktische Übungseinheit am Pflegebett und Rollstuhl. Hierbei haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, das Erlernte direkt anzuwenden und zu vertiefen. Diese praxisnahe Schulung befähigt Ihr Pflorgeteam, unsere Positionierungskissen sicher und effektiv einzusetzen, was letztlich der Lebens- und Pflegequalität Ihrer Patienten und Bewohner zugutekommt.

Jeder Workshop wird von qualifizierten Fachkräften geleitet, die nicht nur Wissen, sondern auch wertvolle Praxiserfahrungen weitergeben. Am Ende der Schulung erhalten alle Teilnehmenden eine Teilnahmebestätigung sowie umfassende Schulungsunterlagen zur weiteren Vertiefung. Durch die Schulung wird Ihr Team nicht nur sicherer im Umgang mit den Materialien, sondern es trägt auch zur Erfüllung von Qualitäts- und Zertifizierungsanforderungen Ihrer Einrichtung bei.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihr Pflorgeteam weiterzubilden und die Qualität der Pflege in Ihrer Einrichtung nachhaltig zu steigern.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:  
[info@kienerkissen.ch](mailto:info@kienerkissen.ch) oder 041 787 25 05

# Beratung

## WIR ANALYSIEREN IHR BESTEHENDES POSITIONIERUNGSMATERIAL UND RÄUMEN AUF

Effiziente und wirksame Positionierung beginnt mit dem richtigen Material. Im Rahmen unserer Beratungsdienstleistung analysieren wir Ihr bestehendes Positionierungsmaterial und prüfen es auf Effizienz und Bedarfsgerechtigkeit. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, Ihre Ressourcen optimal einzusetzen und möglicherweise unnötige Materialien auszusortieren.

Unsere Experten kommen zu Ihnen, um vor Ort eine detaillierte Analyse durchzuführen. Im Anschluss erhalten Sie konkrete Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Materialbestände, damit Sie in der täglichen Pflegepraxis bestmöglich unterstützt werden. Mit unserer Beratung schaffen Sie Klarheit und können sich auf das Wesentliche konzentrieren.

## KONZEPTERSTELLUNG MIT POSITIONIERUNGSMATERIAL VON KIENERKISSEN®


Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung eines massgeschneiderten Konzepts zur Implementierung unseres Positionierungsmaterials in Ihrer Einrichtung. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir klare Strukturen und Prozesse, die nicht nur zur Qualitätssicherung beitragen, sondern auch die Effizienz im Pflegealltag steigern.

Unser Konzept dient als solide Grundlage für Zertifizierungen und sorgt dafür, dass Ihre Pflorgeteams optimal geschult sind und die Materialien korrekt anwenden. So können Sie die Pflegequalität Ihrer Bewohner und Patienten nachhaltig verbessern und gleichzeitig betriebswirtschaftlich sinnvoll handeln.

Lassen Sie uns gemeinsam ein Konzept entwickeln, das Ihre Anforderungen erfüllt und Ihre Ressourcen optimal nutzt.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:  
[info@kienerkissen.ch](mailto:info@kienerkissen.ch) oder 041 787 25 05

# Füllmaterialien



Polystyrol-Perlen (EPS)


## POLYSTYROL-PERLEN (EPS) ○

### Eigenschaften und Anwendung

EPS, abgekürzt für expandiertes Polystyrol (umgangssprachlich auch Styropor genannt), ist vor allem bekannt als Füllmaterial für Stillkissen. Die kleinen EPS-Perlen schmiegen sich dem Körper optimal an und bieten dank ihrer Festigkeit eine sehr gute Stützkraft. Kissen und Rollen, die mit EPS gefüllt sind, eignen sich daher bestens zur Stabilisierung bzw. Fixierung von Personen oder spezifischen Körperstellen. Bei starker Beanspruchung verliert das Material mit der Zeit etwas an Volumen. Dank dem eingnähten Reissverschluss in der Kissenhülle, kann das Material bei Bedarf auch nachgefüllt oder ausgetauscht werden.

### Reinigung und Pflege

Das Material darf bei max. 60°C gewaschen und bei max. 100°C im Tumbler getrocknet werden.



EPP-Perlen

## MISCHUNG AUS EPP-PERLEN ○ UND SCHAUMSTOFF-STICKS

### Eigenschaften EPP

Die Polypropylen-Perlen (EPP) sind sehr widerstandsfähig und formstabil. Das Material ist weicher als EPS, erholt sich immer wieder und ist daher sehr langlebig. Die Perlen geben der Füllung die nötige Stabilität und Stützkraft.

### Eigenschaften Schaumstoff

Der kalt aufgeschäumte Schaumstoff wird in kleine Sticks geschnitten. Das Material ist luftdurchlässig und sorgt dafür, dass sich die Füllung angenehm weich und anschmiegsam anfühlt. Oeko-Tex® Standard 100

### Eigenschaften der Mischung

Die geschnittenen Schaumstoffsticks werden in der Kienerkissen®-Produktion mit den EPP-Perlen gemischt. So können wir das optimale Mischverhältnis sicherstellen. Die beiden Bestandteile der Füllung sorgen für die perfekte Kombination aus weich und fest bzw. stützend. Die Mischung passt sich in jeder Liege- oder Sitzposition hervorragend dem Körper an und eignet sich daher besonders gut zur Körperwahrnehmung und Druckentlastung. Im Vergleich zu Polystyrol ist dieses Material geräuschlos.

### Reinigung und Pflege

Das Material darf bei 60°C (gelegentlich auch 95°C) gewaschen und bei max. 100°C im Tumbler getrocknet werden. Es trocknet sehr rasch.



Mischung aus EPP-Perlen und Schaumstoff-Sticks



## HIRSESPREU

### Eigenschaften und Anwendung

Als Füllung in unseren Kissen und Rollen werden nicht die Körner von Hirse verwendet, sondern die Schale, also der Spelz, in der Mehrzahl auch Spreu genannt. Hirsespelze sind klein, glatt und rund und passen sich daher sehr gut dem Körper an. Hirseschalen bleiben sehr locker und luftdurchlässig, sodass Feuchtigkeit und eine überschüssige Wärme sehr schnell vom Körper abgeleitet werden. Dadurch ergibt sich ein sehr angenehmes und ausgeglichenes Schlafklima. Hirse speichert aber auch die eigene Körperwärme sehr gut. Hirsespreu-Kissen werden auch gerne eingesetzt bei Verspannungen, Rückenschmerzen,



## DINKELSPREU

### Eigenschaften und Anwendung

Auch beim Dinkel wird für die Herstellung von Kissen bzw. Rollen nicht das Korn verwendet, sondern die Schale. Dinkel ist resistent gegen Schädlinge, sodass beim Anbau keine Pestizide eingesetzt werden müssen. Durch seine längliche Form ist Dinkelspreu sogar noch luftdurchlässiger als Hirse. Dinkelspreu besitzt die Fähigkeit, Körperwärme aufzunehmen und langsam wieder abzugeben.

Das Material bietet zudem eine sehr gute Stützkraft, im Vergleich zu Schaumstoff oder Daunensäckchen und ist sehr robust und langlebig. Im Gegensatz zu anderen Getreidesorten hat der Dinkel eine sehr widerstandsfähige doppelte Hülle (die Spreu), welche offenbar selbst radioaktive Strahlung vom Kern abzuhalten vermag.




## MISCHUNG AUS HIRSE- UND DINKELSPREU

### Eigenschaften und Anwendung

Um die Wirkung der beiden Materialien zu verstärken, verwenden wir Dinkel- und Hirsespreu oft kombiniert. Wenn die Rollen/Kissen erwärmt werden, wird die Wirkung der Spreu zusätzlich erhöht. Achtung: Produkte mit Reissverschluss nicht in der Mikrowelle erwärmen.

### Reinigung und Pflege

Unser Hirse- und Dinkelspreu wird vor der Weiterverarbeitung gereinigt und entstaubt, damit sich kein Ungeziefer einnisten können. Somit sind unsere Kissen und Rollen auch für Hausstaubmilben-Allergiker geeignet. Kissen und Rollen, welche mit Spreu gefüllt sind, können nicht in der Waschmaschine gereinigt werden, da es sich um ein Naturprodukt handelt. Waschbar ist also nur der Kissenbezug. Es wird empfohlen das Kissen bzw. die Rollen regelmässig gut durchzuschütteln. Der Inhalt kann bei Bedarf kompostiert und ausgetauscht werden.



## TRAUBENKERNE

### Eigenschaften und Anwendung

Die Traubenkernkissen wirken beruhigend, lindernd und entspannend auf Körper und Geist. Sie können helfen bei Rücken- und Bandscheibenschmerzen, Gelenkschmerzen, Nacken- und Muskelverspannungen, Menstruationsbeschwerden, Erkältungskrankheiten und vielem mehr. Die spezielle Form der Traubenkerne gewährleistet eine optimale Anpassung an jede Körperpartie. Erst nach langer Zeit gleichen sich die Traubenkernkissen wieder auf die eigene Körpertemperatur an, kühlen jedoch nicht tiefer ab.



# Stoffe Standard-Sortiment

## BAUMWOLL-DOPPELJERSEY



### Eigenschaften

- ~ angenehm weich
- ~ bügelfrei
- ~ elastisch, sehr strapazierfähig und formbeständig
- ~ zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100

Unser Baumwoll-Doppeljersey eignet sich sehr gut als Bezug für die Lagerungsrollen, Allrounderkissen sowie Stillkissen (bei Bedarf mit Inkontinenzbezug darunter). Der Stoff fühlt sich auf der Haut angenehm weich an. Er bietet zusätzlich den Vorteil, dass er keine Falten bildet und daher völlig bügelfrei ist. Schweizer Produktion.

## BAUMWOLLDAMAST



### Eigenschaften

- ~ gewobener Stoff
- ~ satiniert, edle Musterung
- ~ chlor- und kochecht
- ~ pflegeleicht
- ~ sehr strapazierfähig

Unser Baumwolldamast eignet sich sehr gut als Bezug für alle Formate von Lagerungskissen. Für die (grösseren) Rollen ist der Stoff nicht geeignet, da er nicht elastisch ist. Die gewobene Streifenoptik verleiht dem Damast-Stoff ein edles Aussehen. Der Stoff sollte jedoch gebügelt werden.

## PLASTIFIZIERTER POLYURETHAN-SCHUTZBEZUG



### Eigenschaften

- ~ wasser-, blut- und urinundurchlässig
- ~ flammenhemmend nach BS 7175; Crib 5
- ~ sprüh- und wisch-desinfizierbar
- ~ antifungizid
- ~ antibakteriell (auch MRSA)
- ~ virendicht
- ~ atmungsaktiv
- ~ zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100

Als Nässeschutz bieten wir Ihnen für den Grossteil unserer Produkte plastifizierte Bezüge an.

Wir empfehlen aus Komfortgründen über den plastifizierten Bezug jeweils noch einen Baumwolljersey-Bezug anzuziehen, damit die Haut nicht direkt mit dem Plastik in Kontakt kommt.

### Verfügbare Farben

- ~ weiss oder blau

Produkt	Material	Pflege
Baumwoll-Doppeljersey	Gewebe: 80% Baumwolle, 20% Polyamid Flächengewicht: ca. 175 g/m <sup>2</sup>	
Baumwolldamast	Gewebe: 100% Baumwolle Flächengewicht: ca. 155-175 g/m <sup>2</sup>	
Plastifizierter PU-Schutzbezug	Gewebe: 100% Polyester (Rückseite) 100% Polyurethan (Beschichtung Oberseite) Flächengewicht: 170 g/m <sup>2</sup> (auf Anfrage auch anders erhältlich)	 Keine Hypochlorid-Reiniger verwenden
Outlast®	Gewebe: 100% Lyocell Beschichtung: Silikon mit PCM Kapseln Flächengewicht: 190 g/m <sup>2</sup>	

## MEHR KOMFORT DURCH KLIMAREGULIERENDE MATERIALIEN

Die Outlast® Thermo-Technologie speichert überschüssige Körperwärme durch mikroverkapseltes Wachs, das bei Erwärmung schmilzt, ohne die Temperatur weiter zu erhöhen. So wirkt das Material als Wärmepuffer und gleicht Temperaturschwankungen aus, was den Komfort verbessert und Schweißbildung signifikant reduziert. Bei Abkühlung kristallisiert das Wachs, setzt Wärme frei und reguliert das Mikroklima. Dieser Prozess wiederholt sich fortlaufend, wodurch eine konstante Wohlfühltemperatur erreicht wird, unabhängig von äusseren Einflüssen oder Temperaturschwankungen.

Über 300 Markenhersteller nutzen die Outlast® Thermo-Technologie in Produkten wie Bettwaren, Bekleidung, Schuhen, Möbeln und orthopädischen Artikeln, um Komfort und funktionalen Mehrwert zu bieten.

### Produktbesonderheit


Unsere Bezüge sind bewusst etwas größer gefertigt, um möglichen Waschschrumpf zu kompensieren. Dieses klimaregulierende Material bietet maximalen Komfort – ideal für gesunden und erholsamen Schlaf.

### Pflegehinweise

- ~ Der Bezug kann schonend bei 60°C gewaschen werden.
- ~ Für eine längere Funktions- und Lebensdauer wird jedoch empfohlen, den Bezug bei 40°C zu waschen.
- ~ Hinweis: Keine Bleichmittel oder aggressive Reiniger verwenden.

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Fachexperten auf, um einen persönlichen Termin zu vereinbaren: [info@kienerkissen.ch](mailto:info@kienerkissen.ch) oder 041 787 25 05

## So arbeitet die Outlast® Technologie



# Farben Standard-Sortiment

## BAUMWOLL-DOPPELJERSEY

---



Mintgrün



Hellblau



Taupe



Gelb



Pflaume

## BAUMWOLLDAMAST

---



Weiss



Grau-Weiss



Beige-Weiss

## PU-SCHUTZBEZUG

---



Nässeschutz Weiss



Nässeschutz Blau



Outlast

## OUTLAST®

---





Distributed by  
**puras**  
031 996 85 85  
puras.ch

kienerkissen®

Kienerkissen GmbH  
Bahnhofstrasse 8  
9000 St. Gallen  
Tel. 041 787 25 05  
info@kienerkissen.ch

Unsere Produkte werden in vielen Spitälern der Schweiz erfolgreich eingesetzt.  
Mehr Informationen finden Sie online unter [kienerkissen.ch](http://kienerkissen.ch)

Schweizer Produktion 

