

# Herstellung und Entwicklung von Positionierungsmaterial

Das massgeschneiderte Konzept  
für Ihren Betrieb



Schweizer Produktion



## KIENERKISSEN® STELLT SICH VOR

Die Firma Kienerkissen® GmbH stellt seit über 20 Jahren Kissen für den Wohn- und Pflegebereich her. Die Produktpalette umfasst zu Beginn hauptsächlich Kissen für Mutter und Kind sowie für den Wohn- und Schlafbereich. Inzwischen beliefern wir Institutionen mit unterschiedlichsten, individuellen Anforderungen in der ganzen Deutschschweiz.

Alle unsere Produkte werden in professioneller Handarbeit im Freiamt (AG) hergestellt. Wir haben uns darauf spezialisiert gemeinsam mit Ihnen die richtige Positionierungslösung mit dem entsprechenden Füllmaterial zu erarbeiten.

## UNSERE STÄRKEN

- ~ Langjährige Erfahrung in der Dekubitusprophylaxe
- ~ Massanfertigungen für Institutionen
- ~ Zusammenarbeit mit medizinischen Fachpersonen
- ~ Grosse Auswahl an hochwertigen Stoffen
- ~ Schnelle Lieferung aufgrund Eigenproduktion in der Schweiz
- ~ Lagerungsmaterial mit Reissverschlüssen zur individuellen Regulierung der Füllmenge

## ANWENDUNGSGEBIETE

- ~ Geburtsvorbereitung, Wochenbett, Neonatologie und Stillzeit
- ~ Wellness, Wohn- und Schlafbereich
- ~ Physiotherapie und Rehabilitation
- ~ Intensiv-, Lang- und Akutpflege
- ~ Geriatrie
- ~ Palliative Care
- ~ Operationsaal
- ~ Rettungssanitäten

## KONZEPT

«So wenig wie möglich, so viel wie nötig» – lautet unsere Devise beim Thema Positionieren. Wir von Kienerkissen® möchten dem Pflegepersonal den Alltag erleichtern und gleichzeitig etwas zur Gesundheit und Lebensqualität der Bewohner/-innen respektive der Patienten/-innen beitragen.

Unsere jahrelange Erfahrung hat uns gezeigt, dass mit folgenden zwei Produkten aus unserem Sortiment rund drei Viertel aller Positionierungen in der Langzeitpflege abgedeckt werden können:

- ~ Crea-Lagerungsrolle (250cm lang x 17cm breit), Füllung: EPP (Polypropylen), gemischt mit Schaumstoffplättchen
- ~ Allrounder-Kissen (nierenförmig, ca. 100cm lang x 35cm breit), Füllung: EPP (Polypropylen), gemischt mit Schaumstoffplättchen

Zusätzliche Kissen wie zum Beispiel Microlagerungskissen in verschiedenen Grössen, das Ringkissen oder Rollen in anderen Grössen ergänzen die Positionierung optimal.

Auf unserem YouTube-Kanal zeigen wir Ihnen einige der beliebtesten Positionierungen mit diesen beiden Produkten:



# ALLROUNDER-KISSEN

## Anwendung

Das Allrounderkissen wurde ungefähr im Jahr 1998 gemeinsam mit einem Schweizer Physiotherapeuten entwickelt und ist nur bei Kienerkissen® erhältlich. Dank seiner Nierenform schmiegt es sich optimal an jede beliebige Körperstelle an und ist dadurch sehr multifunktional einsetzbar. Es eignet sich zum *Positionieren in der Akut- und Langzeitpflege, zum Schlafen, Entspannen, Stillen* usw. Als Kopfkissen beim Schlafen stützt das Allrounder-Kissen nicht nur den Kopf, sondern auch den

Hals- und Nackenbereich sehr gut, sodass dort kein Hohlraum und daher auch keine Überdehnung bzw. Verspannung entsteht. Dies kann helfen Schnarchen zu reduzieren oder sogar zu verhindern. Mit dem Allrounderkissen wird der ganze Bereich von Kopf bis Schultern während des Schlafs entspannt, sodass man morgens erholt aufwacht.

## Füllmaterialien

Die detaillierten Informationen zu den Füllmaterialien finden Sie im hinteren Teil dieser Broschüre.

### EPP/Schaumstoff-Mischung

Diese Spezialmischung aus expandiertem Polypropylen (EPP-Perlen) gemischt mit geschnittenen Schaumstoffplättchen eignet sich besonders gut zur *Körperwahrnehmung* und *Druckentlastung*. Die Mischung passt sich in jeder Liege- oder Sitzposition hervorragend dem Körper an.

### Dinkelspreu


Das natürliche Füllmaterial Dinkelspreu bietet diverse Vorteile: Es ist *luftdurchlässig*, *reguliert die Körpertemperatur* und bietet eine *sehr hohe Stützkraft*. Der Nachteil ist jedoch, dass es nicht gewaschen werden kann, da es ein Naturprodukt ist.

### Polystyrol

Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) schmiegen sich optimal an den Körper an und bieten eine *hohe Stützkraft*. Die mit Polystyrol gefüllten Kissen eignen sich zum Beispiel zur *Freilagerung* bzw. *Stabilisierung von bestimmten Körperstellen*. Als Kopfkissen empfehlen wir diese Füllung weniger.

## Varianten

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
Allrounder (Standard-Variante)	100 × 35 cm	Schlafen, Stillen, Physiotherapie, Kinaesthetics, Dekubitusprophylaxe, Basale Stimulation®, Entspannung	Je nach Anwendungsbereich, gerne beraten wir Sie bei der Wahl
Allrounder klein	75 × 24 cm	Schlafkissen auf Reisen, punktuelle Unterstützung an diversen Körperstellen	EPP/Schaumstoff-Mischung, andere Füllungen auf Anfrage



# LAGERUNGSROLLEN

## Anwendung

Die Lagerungsrollen von Kienerkissen® wurden für die Fachgebiete *Basale Stimulation®*, *Kinaesthetics*, *Physiotherapie*, *Palliative Care*, *Frühgeburten*, usw. entwickelt.

Rollen fördern die *Körperwahrnehmung* sowie die *Bewegungsqualität* eines Menschen und vermittelt *Sicherheit und Geborgenheit*. Sie bieten viele Varianten der *Positionsunterstützung* und fördern so die Dekubitusprophylaxe. Die grösseren bzw.

längeren Rollen ermöglichen eine optimale Ganzkörperbegrenzung für Erwachsene. Die kleine Rolle (Babyrolle) eignet sich sehr gut für die Positionierung von Neugeborenen. Die schmale Crea-Rolle unterstützt die eigene Beweglichkeit und wirkt als Dekubitusprophylaxe. Sie wird einzeln oder zu zweit eingesetzt und kann dank ihrem kleinen Durchmesser besonders vielseitig angewendet werden (z. B. auch im Rollstuhl). Selbst ein langes Liegen auf dem Rücken wird problemlos möglich.

## Füllmaterialien

### EPP/Schaumstoff-Mischung

Diese Spezialmischung aus expandiertem Polypropylen (EPP-Perlen) gemischt mit geschnittenen Schaumstoffplättchen eignet sich besonders gut zur *Körperwahrnehmung* und *Druckentlastung*. Die Mischung passt sich in jeder Liege- oder Sitzposition hervorragend dem Körper an.

### Polystyrol

Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) schmiegen sich optimal dem Körper an und bieten eine *hohe Stützkraft*. Die mit Polystyrol gefüllte Rolle eignet sich zum Beispiel zur *Freilagerung* bzw. *Stabilisierung von bestimmten Körperstellen*.

### Hirse-/Dinkelspreu

Das natürliche Füllmaterial Hirse- und Dinkelspreu bietet diverse Vorteile: Es ist *luftdurchlässig*, *reguliert die Körpertemperatur* und bietet eine sehr *hohe Stützkraft*. Der Nachteil jedoch ist, dass es nicht gewaschen werden kann, da es ein Naturprodukt ist.



## Varianten

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
Rolle klein	110 cm lang, 12 cm breit	Positionierung von Kleinkindern, insbesondere auch Frühgeburten	Polystyrol oder Hirse-Dinkelspreu
Rolle mittel	125 cm lang, 18 cm breit	Positionierung von Kindern, punktuelle Ergänzung zu langen Rollen	Je nach Anwendung (alle Varianten zur Auswahl)
Rolle gross	220 cm lang, 20 cm breit	Basale Stimulation®, Kinaesthetics, Physiotherapie, Palliative Care	EPP/Schaumstoff-Mischung
XL-Rolle	195 cm lang, 30 cm breit	Basale Stimulation®, Physiotherapie, Palliative Care, Lagerung von adipösen Personen	EPP/Schaumstoff-Mischung
XXL-Rolle	200 cm lang, 25 cm breit	Basale Stimulation®, Physiotherapie, Palliative Care, Lagerung von adipösen Personen	EPP/Schaumstoff-Mischung
Crea-Rolle	250 cm lang, 17 cm breit	Basale Stimulation®, Kinaesthetics, Physiotherapie, Palliative Care, Einsatz im Rollstuhl (Crea-Rolle)	EPP/Schaumstoff-Mischung

## LAGERUNGSKISSEN

### Anwendung

Die Lagerungskissen von Kienerkissen® sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie eignen sich zum einen als *Kopfkissen* sowie aber auch zum *Positionieren, Entlasten oder Fixieren von*

*bestimmten Körperstellen*. Je nach Grösse ist es zum Beispiel auch geeignet als Armunterlage bei der Blutentnahme.

### Füllmaterialien

#### EPP/Schaumstoff-Mischung

Diese Spezialmischung aus expandiertem Polypropylen (EPP-Perlen) gemischt mit geschnittenen Schaumstoffplättchen eignet sich besonders gut zur *Körperwahrnehmung* und *Druckentlastung*. Die Mischung passt sich in jeder Liege- oder Sitzposition hervorragend dem Körper an.

#### Polystyrol

Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) schmiegen sich optimal an den Körper an und bieten eine *hohe Stützkraft*. Die mit Polystyrol gefüllten Kissen eignen sich zum Beispiel zur *Freilagerung bzw. Stabilisierung von bestimmten Körperstellen*. Als Kopfkissen empfehlen wir diese Füllung weniger.

#### Hirse-/Dinkelspreu

Das natürliche Füllmaterial Hirse- und Dinkelspreu bietet diverse Vorteile: Es ist *luftdurchlässig, reguliert die Körpertemperatur* und bietet eine *sehr hohe Stützkraft*. Der Nachteil ist jedoch, dass es nicht gewaschen werden kann, da es ein Naturprodukt ist.

### Varianten

Produkt	Masse	Empfohlenes Füllmaterial
Lagerungskissen gross	70 × 55 cm	
Lagerungskissen mittel	60 × 35 cm	Je nach Anwendungsbereich. Gerne beraten wir Sie bei der Wahl Ihres passenden Kisseninhalts.
Carrée-Kissen	48 × 34 cm	

Falls Sie Ihre Wunschgrösse nicht finden, stellen wir gerne ein Kissen gemäss Ihrem gewünschten Format her. Fragen Sie uns nach einer unverbindlichen Offerte.



# KNIEROLLE

## Anwendung

Beim geraden Liegen auf dem Rücken auf einer harten Unterlage ohne Kissen oder andere Hilfsmittel wird die Wirbelsäule durchgebogen (Lordose). Diese unnatürliche Position empfinden die meisten Menschen als unangenehm. Mit der Knierolle kann dem entgegengewirkt werden, indem man diese – wie der Name schon sagt – unter die beiden Knie legt. Durch das leichte Anwinkeln der Knie wird die Wirbelsäule entlastet, das Becken

wird automatisch nach vorne gekippt, sodass sich die Wirbelsäule in eine waagrechte Position begibt.

Die Knierolle ist ein beliebter Klassiker bei Massagen, in der Physiotherapie und im Pflegebereich. Sie ist einfach anwendbar und dennoch sehr wirksam.


## Füllmaterialien

### EPP/Schaumstoff-Mischung

Diese Spezialmischung aus expandiertem Polypropylen (EPP-Perlen) gemischt mit geschnittenen Schaumstoffplättchen eignet sich besonders gut zur *Körperwahrnehmung* und *Druckentlastung*. Die Mischung passt sich in der Liegeposition hervorragend dem Körper an.

### Polystyrol

Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) lassen sich sehr gut modellieren. Sie fühlen sich etwas härter an als die EPP/Schaumstoff-Mischung, bieten dafür etwas mehr *Stützkraft*.



# MICROLAGERUNGSKISSEN

## Anwendung

Unsere Microlagerungskissen ermöglichen die Eigenbewegungen besser zu nutzen bei gleichzeitiger Dekubitusprophylaxe. Die Microlagerungskissen tragen zur Förderung der

Eigenwahrnehmung durch Freilegen der Zwischenräume bei. Sie bieten eine äusserst grosse Variabilität bei der Anwendung in der Langzeitpflege.

## Füllmaterial

### EPP/Schaumstoff-Mischung

Die Spezialmischung bestehend aus expandiertem Polypropylen (EPP-Perlen) gemischt mit Schaumstoffplättchen eignet sich besonders gut zur *Körperwahrnehmung* und *Druckentlastung*.

Die Mischung passt sich in jeder Liege- oder Sitzposition hervorragend dem Körper an.

## Varianten

Form	Masse	Zusatzinformation
Rechteck lang	30 × 16 cm	Masse, Formen und Stoffqualität können individuell auf Ihre Wünsche angepasst werden.
Rechteck kurz	14 × 10 cm	
Dreieck	20 × 20 × 20 cm	

Die Kissen können entweder aus einem *Baumwollstoff* oder einem *plastifizierten Schutzbezug* hergestellt werden, je nach Bedürfnis. Detaillierte Eigenschaften der verschiedenen Stoffe finden Sie hinten in der Broschüre. Es benötigt keinen separaten Überzug dazu.

Wichtig: Wenn die Kissen aus plastifiziertem Stoff angefertigt werden, dürfen sie nicht in der Maschine gewaschen, sondern nur wischdesinfiziert werden, da sich ansonsten die Feuchtigkeit im Produkt sammeln könnte.



# ANTIDEKUBITUS-RINGKISSEN

## Anwendung

Das ringförmige Kissen eignet sich dank seiner Form bestens zur Freilegung des Ohrs in der Seitenlage oder anderen exponierten Stellen wie beispielsweise die Ferse, den Ellbogen

oder auch den Hinterkopf. An der Öffnung des Rings ist ein Klettverschluss angebracht, womit sich die Grösse des Lochs ganz einfach verändern lässt.

## Füllmaterial


### EPP

Das Kissen ist mit expandiertem *Polypropylen-Perlen (EPP)* gefüllt. Dieses Material eignet sich besonders gut zur Körperwahrnehmung und Druckentlastung und hilft daher Dekubitus

vorzubeugen. EPP bietet eine sehr gute Stützkraft und fühlt sich dennoch nicht hart an und ist daher bestens geeignet zur punktuellen Freilagierung bei bestimmten Körperbereichen.

## Kissenhülle

Das Kissen wird mit einem angenehmen *Baumwolldamast* angefertigt. Es wird kein separater Überzug benötigt. Das Kissen kann mitsamt Inhalt bis 60°C gewaschen werden.



# GESICHTSSTÜTZKISSEN

## Anwendung

Dieses Kissen ist bestens geeignet als Stütze für das Gesicht während der Lagerung eines Patienten/einer Patientin in der Bauchlage z.B. bei Beatmung oder während einer Massage.

## Füllmaterial

### EPP

Das Kissen ist mit expandiertem *Polypropylen-Perlen (EPP)* gefüllt. Dieses Material bietet eine sehr gute Stützkraft und

fühlt sich dennoch nicht hart an. Es eignet sicher daher gut als Stütze für das Gesicht.





## MULTIKAMMERKISSEN

### Anwendung

Unser Multikammerkissen besteht aus vier einzelnen Kammern, welche mithilfe einer Naht voneinander getrennt werden. Das flexibel anwendbare Kissen ermöglicht Positionierungen in diversen Höhen und Formen durch Falten der Kammern. Es ist beispielsweise einsetzbar im Arm-, Rücken- oder Beinbereich.

### Füllmaterialien

#### EPP/Schaumstoff-Mischung

Diese Spezialmischung aus expandiertem Polypropylen (EPP-Perlen) gemischt mit geschnittenen Schaumstoffplättchen eignet sich besonders gut zur *Körperwahrnehmung* und *Druckentlastung*. Die Mischung passt sich in jeder Liege- oder Sitzposition hervorragend dem Körper an.

Es entlastet die Körperstellen durch eine angenehme Füllung, stabilisiert und bietet zugleich Halt. Das Kissen eignet sich gut für die Positionierung einer bestimmten Körperstelle z.B. nach einem chirurgischen Eingriff.

#### Polystyrol

Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) schmiegen sich optimal an den Körper an und bieten eine *hohe Stützkraft*.



# STILL- UND LAGERUNGSKISSEN

## Anwendung

Die Still- und Lagerungskissen eignen sich für verschiedene Lagerungen und Positionsunterstützungen und lassen sich optimal in verschiedene Formen modellieren.

### Stillen

Das Stillkissen ermöglicht ein entspanntes Stillen für Mutter und Kind, da das Kissen um den Bauch geschlungen und das Baby somit ideal auf Brusthöhe stabilisiert wird.

### Geburt

Das Stillkissen dient als optimale Entspannungshilfe und Unterstützung in verschiedenen Geburtsphasen und -lagen.

### Sitzen

Bei Rücken- und Kreuzschmerzen kann das Stillkissen um den Körper geschlungen werden. So entlastet und lockert es gleichzeitig die Arme.

### Diverse Anwendungen

Das Stillkissen dient als wertvolle Ergänzung bei der Positionierung nach diversen chirurgischen Eingriffen.

## Füllmaterialien

### EPP/Schaumstoff-Mischung

Diese Spezialmischung aus expandiertem Polypropylen (EPP-Perlen) gemischt mit geschnittenen Schaumstoffplättchen eignet sich besonders gut zur *Körperwahrnehmung* und *Druckentlastung*. Die Mischung passt sich in jeder Liege- oder Sitzposition hervorragend dem Körper an.

### Polystyrol


Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) schmiegen sich optimal an den Körper an und bieten eine *hohe Stützkraft*.

### Dinkelspreu

Das natürliche Füllmaterial Hirse- und Dinkelspreu bietet diverse Vorteile: Es ist *luftdurchlässig*, *reguliert die Körpertemperatur* und bietet eine sehr *hohe Stützkraft*. Der Nachteil ist jedoch, dass es nicht gewaschen werden kann, da es ein Naturprodukt ist.

## Varianten

Produkt	Masse	Anwendungsbereiche	Empfohlenes Füllmaterial
Stillkissen gross	195 × 35 cm	Stillen, Schlafen, diverse Positionsunterstützungen	Polystyrol oder Dinkelspreu
Stillkissen klein	170 × 30 cm	Dekubitusprophylaxe Positionierung von Patienten in Spitälern	EPP/Schaumstoff-Mischung



## ZWILLINGS-STILLKISSEN


### Anwendung

Das Zwillingsskissen wird vorwiegend zum Lagern und Stillen von Zwillingen eingesetzt. Es ermöglicht das gleichzeitige Stillen von Zwillingen.

### Füllmaterial

Das Zwillingsskissen ist mit *Polystyrol-Perlen (EPS)* gefüllt. Das Füllmaterial schmiegt sich optimal an den Körper an und bietet eine sehr gute Stützkraft beim Stillen.

Andere Füllmaterialien eignen sich erfahrungsgemäss nicht für das Stillen mit dem Zwillingsskissen



# BABY-KISSEN

## Anwendung

Das Ein- und/oder Durchschlafen ist bei Säuglingen oft problematisch. Nach der Geburt fehlt ihnen die Umgrenzung wie sie im Bauch der Mutter war, sie fühlen sich in der Weite eines Kinderbettes oder -wagens verloren. Das Babykissen, welches wir beispielsweise an den Kopf und Oberkörper des Kindes anschmiegen, gibt ihm *Halt* und schafft *Begrenzung*. Der Säugling erhält dadurch den vertrauten Widerstand und die *Wärme*, die er schon von der intrauterinen Phase her kennt. Zudem wird der *Wärmeverlust*, der bei Säuglingen meistens über den Kopf stattfindet, *reduziert*. Durch den Schutz des Kissens fühlt sich das Kind geborgen, wodurch sich die Schlafphasen verlängern.

## Füllmaterialien

### Polystyrol

Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) schmiegen sich gut an den Körper an. Das mit Polystyrol gefüllte Babykissen ist zudem sehr leicht und daher praktisch zum Mitnehmen für unterwegs.

### Hirse-/Dinkelspreumischung

Die Spezialfüllung aus Hirse- und Dinkelspreu ergänzt die Wirkung des Babykissens zusätzlich. Es bietet diverse Vorteile: Die Naturspreu-Mischung ist *luftdurchlässig und somit atmungsaktiv und reguliert/speichert die Körpertemperatur*. So friert

Bei Neugeborenen sind zudem die Hüftbeuger noch verkürzt von der Zeit, die sie im Mutterbauch verbracht haben. Daher ist die gestreckte Beinposition für sie in der Anfangszeit unangenehm und verursacht teilweise auch Schmerzen durch die Dehnung. Indem wir ein Babykissen unterhalb der Hüfte positionieren, können wir dem entgegenwirken.

Das Babykissen kann eingesetzt werden, um das Kleinkind in verschiedenen Körperpositionen zu stabilisieren.

oder schwitzt das Baby am Kopf nicht. Dinkelspreu gilt zudem als strahlenneutralisierend.

Die natürliche Füllung ist im Vergleich zu Polystyrol schwerer. Dadurch kann das Kleinkind noch besser positioniert werden, sprich es bleibt besser in der entsprechenden Position. Der Nachteil ist, dass das Kissen nicht gewaschen werden kann, da es ein Naturprodukt ist. Wir bieten jedoch eine grosse Auswahl an Bezügen an, welche gewaschen werden können.



## SEITENSCHLÄFERKISSEN

### Anwendung

Jeder Seitenschläfer kennt das Gefühl, dass die Beine, besonders Knie und Knöchel, unangenehm fest aufeinanderliegen. Oftmals wird dann die Bettdecke zweckentfremdet und als Polster zwischen die Beine geschoben. Das Kissen bietet in der seitlichen Schlafposition eine optimale Stütze für das obere Bein und den oben liegenden Arm. Somit werden die Knie und Hüften geschont.

### Füllmaterialien


#### EPP/Schaumstoff-Mischung

Die Spezialmischung aus expandiertem Polypropylen (EPP-Perlen) gemischt mit geschnittenen Schaumstoffplättchen eignet sich besonders gut zur *Körperwahrnehmung* und *Druckentlastung*. Die Mischung passt sich in der Seitenlage hervorragend dem Körper an.

In dieser bequemen Liege-Position wird gleichzeitig die Halswirbelsäule optimal unterstützt. Das Seitenschläferkissen sorgt so für einen ruhigeren und entspannteren Schlaf.

#### Polystyrol

Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) schmiegen sich optimal an den Körper an und bieten eine sehr hohe Stützkraft. Die mit Polystyrol gefüllten Kissen eignen sich zum Beispiel zur *Freilagerung* bzw. *Stabilisierung* von bestimmten Körperstellen.



# SEELENTRÖSTER-KISSEN

## ... als natürliche Wärmetherapie

Das handliche kleine Kissen kann als Wärmekissen bei verschiedenen gesundheitlichen Beschwerden eingesetzt werden. Die wohlige Wärme der Natur wirkt entspannend und hilft zum Beispiel bei Rheuma, Bauch-/ Gelenk- oder Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden sowie Nacken- und Muskelverspannungen. Wärme erweitert die Blutgefäße und fördert dadurch die Durchblutung und zwar bis in tiefliegende Organe hinein, wenn sie lange und intensiv genug wirken kann.

## ... oder Kältetherapie

Kälte führt dazu, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen, wodurch die Haut und die darunter liegenden Körperregionen unempfindlicher gegen Schmerzen werden. Kälte hemmt auch die Ausbreitung von Entzündungen. Gekühlt helfen die Kissen bei Kopfschmerzen, Verstauchungen, Prellungen, Zahnschmerzen, Arthrose, Insektenstichen, Sehnenscheidenentzündungen usw.

## Füllmaterialien

Wir füllen die kleinen Seelentrösterkissen mit *Hirse-/Dinkelspreu*, *Kirschensteinen* sowie *Traubenkernen*. Die Vorliebe für das eine oder andere Material ist wohl sehr individuell,

## Pflege


Lagern Sie die Kissen an einem kühlen und trockenen Ort. Die Wärmekissen mit den natürlichen Füllungen können nicht in der Maschine gewaschen werden. Wir empfehlen das Kissen von

Um das Kissen zu erwärmen, legen Sie es während maximal 15 Minuten bei ca. 100°C in den unteren Bereich des Backofens. Alternativ kann es auch 1 bis 2 Minuten in der Mikrowelle erwärmt werden.

Legen Sie das Kissen einfach für 30 bis 60 Minuten in einen Kühlschrank oder kurze Zeit in die Gefriertruhe und platzieren Sie es anschliessend auf die schmerzende oder entzündete Stelle.

wobei Kirschensteine und Traubenkerne die Wärme bzw. Kälte noch etwas besser speichern können als Hirse-/Dinkelspreu.

Zeit zu Zeit mittels Erhitzung zu reinigen. Dafür reichen 3 Minuten in der Mikrowelle oder 15 Minuten im 100°C heissen Backofen.



# FÜLLMATERIALIEN

Gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl der passenden Füllung Ihres Positionierungsmaterials.

## Polystyrol (EPS)

### Eigenschaften und Anwendung

EPS, abgekürzt für expandiertes Polystyrol (umgangssprachlich auch Styropor genannt), ist vor allem bekannt als Füllmaterial für Stillkissen. Die kleinen EPS-Perlen schmiegen sich dem Körper optimal an und bieten dank ihrer Festigkeit eine sehr gute Stützkraft. Kissen und Rollen, die mit EPS gefüllt sind, eignen sich daher bestens zur Stabilisierung bzw. Fixierung von Personen

oder spezifischen Körperstellen. Bei starker Beanspruchung verliert das Material mit der Zeit etwas an Volumen. Dank dem eingenähten Reissverschluss in der Kissenhülle, kann das Material bei Bedarf auch nachgefüllt oder ausgetauscht werden.

## Mischung aus EPP/Schaumstoff-Mischung

### Eigenschaften EPP

Die Polypropylen-Perlen sind sehr widerstandsfähig und formstabil. Das Material ist weicher als EPS, erholt sich immer wieder und ist daher sehr langlebig. Die Perlen geben der Füllung die nötige Stabilität und Stützkraft.

### Eigenschaften Schaumstoff

Der kalt aufgeschäumte Schaumstoff wird in rechteckige Plättchen geschnitten. Das Material ist luftdurchlässig und sorgt dafür, dass sich die Füllung angenehm weich und anschmiegsam anfühlt.

### Eigenschaften der Mischung

Die geschnittenen Schaumstoffplättchen werden in der Kienerkissen®-Produktion mit den EPP-Perlen gemischt. So können wir das optimale Mischverhältnis sicherstellen. Die beiden Bestandteile der Füllung sorgen für die perfekte Kombination aus weich und fest bzw. stützend. Die Mischung passt sich in jeder Liege- oder Sitzposition hervorragend dem Körper an und eignet sich daher besonders gut zur Körperwahrnehmung und Druckentlastung. Im Vergleich zu Polystyrol ist dieses Material geräuschlos.

## Reinigung und Pflege

### Produkt gefüllt mit...

### Anleitung


Polystyrol (EPS)

Bis 60°C waschbar/Trocknen im Tumbler bis 100°C

EPP/Schaumstoff-Mischung

Bis 95°C waschbar/Trocknen im Tumbler bis 100°C  
Damit die Produkte noch länger in Form bleiben, empfehlen wir das Positionierungsmaterial *mehrheitlich bei 60°C* und nur bei Bedarf bei 95°C zu waschen.

Polystyrol (EPS)



EPP/Schaumstoff-Mischung



## Hirsespreu

### Eigenschaften und Anwendung

Als Füllung in unseren Kissen und Rollen werden nicht die Körner von Hirse verwendet, sondern die Schale, also der Spelz, in der Mehrzahl auch Spreu genannt. Hirsespelze sind klein, glatt und rund und *passen sich daher sehr gut dem Körper an*. Hirseschalen bleiben sehr locker und *luftdurchlässig*, sodass Feuchtigkeit und eine überschüssige Wärme sehr schnell vom

Körper abgeleitet werden. Dadurch ergibt sich ein sehr angenehmes und ausgeglichenes Schlafklima. Hirse *speichert* aber auch die eigene *Körperwärme* sehr gut. Hirsespreu-Kissen werden auch gerne eingesetzt bei Verspannungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Rheuma, Bauchschmerzen, usw. Wenn die Kissen bzw. Rollen erwärmt werden, wird die Wirkung zusätzlich erhöht.

## Dinkelspreu

### Eigenschaften und Anwendung

Auch beim Dinkel wird für die Herstellung von Kissen bzw. Rollen nicht das Korn verwendet, sondern die Schale. Dinkel ist *resistent gegen Schädlinge*, sodass beim Anbau keine Pestizide eingesetzt werden müssen. Durch seine längliche Form ist Dinkelspreu sogar noch *luftdurchlässiger* als Hirse. Dinkelspreu besitzt die Fähigkeit, Körperwärme aufzunehmen und langsam wieder abzugeben. Das Material bietet zudem eine *sehr gute Stützkraft*, im Vergleich zu Schaumstoff oder Daunen und ist sehr *robust und langlebig*.

Im Gegensatz zu anderen Getreidesorten hat der Dinkel eine sehr widerstandsfähige doppelte Hülle (die Spreu), welche offenbar selbst radioaktive Strahlung vom Kern abzuhalten vermag.

Um die Wirkung der beiden Materialien zu verstärken, verwenden wir Dinkel- und Hirsespreu oft kombiniert.

## Reinigung und Pflege

Unser Hirse- und Dinkelspreu wird vor der Weiterverarbeitung gereinigt und entstaubt, damit sich kein Ungeziefer einnisten können. Somit sind unsere Kissen und Rollen auch für Hausstaubmilben-Allergiker geeignet. *Kissen und Rollen, welche mit Spreu gefüllt sind, können nicht in der Waschmaschine gereinigt*

*werden*, da es sich um ein Naturprodukt handelt. Waschbar ist also nur der Kissenbezug. Es wird empfohlen das Kissen bzw. die Rollen regelmässig gut durchzuschütteln. Der Inhalt kann bei Bedarf kompostiert und ausgetauscht werden.

## Hirse- / Dinkelspreumischung





## PLASTIFIZIERTER INKO-SCHUTZBEZUG

### Anwendung

Der (Inkontinenz-) Schutzbezug kann entweder als Bezug für das Positionierungsmaterial eingesetzt werden oder das Kissen bzw. die Rolle selbst kann direkt mit diesem plastifizierten Gewebe hergestellt werden. In diesem Fall empfehlen wir jedoch

das entsprechende Produkt nur zu desinfizieren und nicht in der Maschine zu waschen, da sonst Feuchtigkeit in das Kissen dringt.

### Material

Gewebe (Rückseite): 100% Polyester  
Beschichtung (Oberseite): 100% Polyurethan  
Flächengewicht: 170g/m<sup>2</sup> (auf Anfrage auch anders erhältlich)  
Farbe: weiss oder blau

### Eigenschaften

- ~ Wasser-, Blut- und Urinundurchlässig
- ~ Flammenhemmend nach BS 7175; Crib 5
- ~ Sprüh- und Wischdesinfizierbar
- ~ Antifungizid
- ~ Antibakteriell (auch MRSA)
- ~ Virendicht
- ~ Atmungsaktiv
- ~ Zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne den kompletten Warenpass dieses Stoffes

### Pflege

Keine Hypochlorid-Reiniger verwenden



# BAUMWOLLJERSEY

## Anwendung

Unser Baumwolljersey eignet sich sehr gut als Bezug für die Lagerungsrollen, Allrounderkissen sowie Stillkissen (über oder ohne Inkontinenzbezug). Der Doppeljersey fühlt sich auf der Haut angenehm weich an. Er bietet zusätzlich den Vorteil, dass

er völlig bügelfrei ist. Die Rollenbezüge versehen wir in der Regel beidseitig mit einem Etuiverschluss, während die Kissenbezüge mit einem Reissverschluss versehen werden.

## Material

Gewebe:	80% Baumwolle, 20% Polyamid
Flächengewicht	ca. 175 g/m <sup>2</sup>
Schweizer Produktion	
Farben:	hellblau, mintgrün, gelb, taupe, weitere auf Anfrage (vorbehältlich Änderungen nach aktuellem Angebot der Lieferanten)

## Eigenschaften

- ~ Angenehm weich
- ~ Bügelfrei
- ~ Elastisch
- ~ Chlor- und Kochecht
- ~ Formbeständig
- ~ Sehr strapazierfähig

## Pflege



## BAUMWOLLDAMAST

### Anwendung

Unser Baumwolldamast eignet sich sehr gut als Bezug für die Lagerungs-, Allrounder- sowie Stillkissen (über oder ohne Inkontinenzbezug). Für die grösseren Rollen ist der Stoff nicht

geeignet, da er nicht elastisch ist. Die gewobene Streifenoptik verleiht dem Damast-Stoff ein edles Aussehen. Der Stoff sollte jedoch gebügelt werden.

### Material

Gewebe: Baumwolle (je nach Stoff auch Anteil Polyester)  
Flächengewicht: ca. 155-175 g/m<sup>2</sup> (je nach Stoff)  
Farben: vanille, apricot, flieder, hellblau, hellgrün, beige-weiss, grau-weiss, weitere auf Anfrage  
(vorbehältlich Änderungen nach aktuellem Angebot)

### Eigenschaften

- ~ Satiniert, edle Musterung
- ~ Chlor- und Kochecht
- ~ Pflegeleicht
- ~ Sehr strapazierfähig

### Pflege





**kienerkissen® gmbh**

Bahnhofstrasse 12a | 5647 Oberrüti  
Tel. 041 787 25 05 | [info@kienerkissen.ch](mailto:info@kienerkissen.ch)  
[www.kienerkissen.ch](http://www.kienerkissen.ch)