

Leukopor®



**Das sanfte Pflaster für die hochempfindliche Haut.
Aus dünnem Vlies, sehr gut hautverträglich.**

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukopor® eignet sich hervorragend für Patienten mit empfindlicher, sensibler Haut oder für Dauerverbände.



Leukopor® für die sensible Babyhaut.

Produkteigenschaften

Leukopor® ist ein weisses, sehr gut anschmiegsames Fixierpflaster mit Polyacrylat-Klebmasse. Der Träger besteht aus Polyester-Viskose-Vlies und hat wasserabweisende Eigenschaften.



Gleichmässige, dünne Vliesstruktur.

Weitere Eigenschaften

- für extrem empfindliche Haut
- gute Sofort- und Dauerklebkraft
- hautfreundlich
- leicht von Hand reissbar
- luft- und wasserdampfdurchlässig
- schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar
- strahlenindifferent
- neutral gegenüber Kunststoff und Gummi
- gut anschmiegsam, auch bei konturierten Körperpartien
- wasserabweisend
- thermostabil bei -40 bis +70 °C

Anwendungsgebiete

Fixierung von Verbänden jeder Art und Grösse sowie von Elektroden und sonstigen Messelementen

Technische Daten

- latexfrei

Produktzusammensetzung

Träger aus Polyester-Viskose-Vlies, beschichtet mit Polyacrylat-Klebmasse



Leukopor® für die empfindliche ältere Haut.

Lieferformen

REF	Abmessung	Verp.- Einheiten
Leukopor®		
auf Kunststoffkern		
02453-00	9,2 m x 1,25 cm	24/240
02454-00	9,2 m x 2,50 cm	12/120
02455-00	9,2 m x 5,00 cm	6/60

MiGel: 34.40.01

