

## Leukoplast® wasserfest

Das starke Pflaster für die normal empfindliche Haut.

### Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukoplast® wasserfest ist immer dann indiziert, wenn die Fixierung auch unter Wassereinwirkung sicher haften und nach längerem Tragen hygienisch sauber bleiben soll.

Leukoplast® wasserfest ist ein zugfestes, weißes Fixierpflaster für normal empfindliche Haut. Der Träger besteht aus Zellwolle und ist wasserfest imprägniert, wodurch das Pflaster auch unter Wassereinwirkung sicher haftet. Durch die hohe Sofort- und Dauerklebkraft sitzt es auch bei starker Belastung fest und sicher.

Leukoplast® wasserfest besteht aus einem Viskoseträger, beschichtet mit Zinkoxid-Kautschuk-Harz-Kleber.



Wasserfest  
imprägniert,  
hervorragende  
Klebkraft.

### Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe, insbesondere solchen, die bei Wassereinwirkung sicher haften sollen



Durch die imprägnierte und lackierte Oberfläche haftet Leukoplast® wasserfest auch unter Wassereinwirkung fest und sicher.

**LATEX** Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.



### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
im Schutzring			
0232100	5 m x 1,25 cm	24/240	00626142
0232200	5 m x 2,50 cm	12/120	00626159
0232400	5 m x 5,00 cm	6/60	00626165



## Leukosilk®

Das ideale Pflaster für die empfindliche Haut.

### Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukosilk® ist aufgrund seiner Eigenschaften universell einsetzbar und besonders für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet.

Leukosilk® ist ein strahlenindifferentes, gut beschriftbares, weißes Fixierpflaster. Es ist hautfreundlich und lässt sich rückstandslos entfernen. Leukosilk® ist auch in Längsrichtung leicht von Hand reißbar und verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft.

Leukosilk® besteht aus einem Acetatträger, beschichtet mit einer Polyacrylatklebmasse.



Leukosilk® lässt sich leicht von Hand reißen und ist auch mit Eurolasche lieferbar.



Gut hautverträglich, universell einsetzbar.

### Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- Befestigung und Sicherung von Tuben, Kathetern, Sonden und Kanülen

**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
im Schutzring			
0102100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	00626219
0102200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	00626225
0102400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	00626231
im Schutzring mit Eurolasche			
0102102	5,0 m x 1,25 cm	12/120	00396110
0102203	5,0 m x 2,50 cm	12/120	00397109
Anstaltspackung ohne Schutzring			
0103100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	04593646
0103200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	04593652
0103400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	04593669
0956600	9,2 m x 1,25 cm	24/240	04593675
0956700	9,2 m x 2,50 cm	12/120	04593681
0956900	9,2 m x 5,00 cm	6/60	04593698