



# Lomatuell® H

## Salbentüll



Lomatuell® H

### Anwendungsbereiche

- Hautentnahmestellen
- Ulcus cruris
- Dekubitus
- Verbrennungen
- Schnittwunden
- Schürfwunden

### Eigenschaften

- begünstigt Abfluss von Exsudat
- verringertes Risiko einer Wundverklebung
- imprägniert mit hydrophober (wasserabweisender) Salbengrundlage
- fördert natürlichen Heilungsverlauf
- gewährt Wundruhe

### Produktzusammensetzung

Baumwolle (weitmaschig gewirkter Tüll) und weisse Vaseline, abgedeckt mit Pergaminpapier

### Empfohlene Kombinationen

- Vliwazell, Suprasorb P, Kompressionstherapie

### Lomatuell® H

steril, einzeln eingeschiegelt

Grösse (cm)	REF	Pharmacode	VE (Stk.)
5 x 5	23 314	198 866 3	10 / 360
10 x 10	23 315	141 341 9	10 / 120
10 x 20	23 316	141 343 1	10 / 120
10 x 30	23 317	141 344 8	10 / 80
10 x 10	23 318	141 342 5	50 / 450