

# Meliseptol® Foam pure

sanfter Schaum für empfindliche Oberflächen



**Desinfizieren Sie Ihr Inventar schonend!**

- hervorragende Materialverträglichkeit
- nur 1 Minute Einwirkzeit
- Foam-Aspekt: aerosolfrei

# Meliseptol® Foam pure

sanft, schnell und sicher

## Hervorragende Materialverträglichkeit

Meliseptol® Foam pure eignet sich speziell für empfindliche Oberflächen wie z.B.:

- Ultraschallsonden
- Acrylglas
- Untersuchungsliegen aus Kunstleder
- Medizinprodukte wie z.B. Patientenmonitore, Tastaturen von Ultraschallsonden oder Space Infusionspumpen
- Gummi, Latex und Silikon

Die Gutachten diverser Hersteller finden Sie auf unserer Website: [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)



sanft, schnell und sicher

Eigenschaften	Ihr Nutzen
hervorragende Materialverträglichkeit	➔ Ihre Arbeitsinstrumente und Ihr Mobiliar bleiben schön und leben länger ➔ Kosteneinsparungen
Wirksamkeit in nur 1 Minute	➔ Ihre Arbeitsinstrumente und Ihr Mobiliar sind rasch wieder einsatzbereit ➔ Zeiteinsparungen
Foam-Aspekt dank Schaumsprühkopf	➔ aerosolfreie Anwendung ➔ schützt Ihre Gesundheit

# Meliseptol® Foam pure

hohe Wirksamkeit

## Wirksamkeitsprofil

Wirkspektrum	Einwirkzeit
Bakterien, Pilze (C. albicans), behüllte Viren (inkl. HBV, HCV, HIV, Vacciniaviren), Rotaviren	→ 1 Min.
Tuberculosis bacteria (M. terrae)	→ 3 Min.
Polyomaviren	→ 5 Min.
Grippeviren (Aviäre Influenza-A-Viren)	→ 15 Sek.
Noro-Virus (MNV)	→ 5 Min.

## Ideale Kombination mit B. Braun Wipes

Verwenden Sie Meliseptol® Foam pure auch mit dem praktischen Tuchspender B. Braun Wipes. Meliseptol® Foam pure einfach in den kleinen oder grossen Behälter einfüllen und die Tücher sind in Kürze getränkt und bereit zum Einsatz! Das hochwertige Tuch gibt Meliseptol® Foam pure vollständig ab und garantiert so eine wirksame Desinfektion in nur 1 Minute!



# Meliseptol® Foam pure

## und seine idealen Partner

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode
<b>Meliseptol® Foam pure</b>			
Flasche 750 ml inkl. Schaumsprühkopf	1	19171	4114516
Kanister 5 l	1	19288	4114522
Auslaufhahn für 5 l Kanister	1	3908208	4129110

#### Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 17 g Propan-1-ol, 0.23 g Didecyldimethylammoniumchlorid,  
< 5 % nicht-ionische Tenside, gereinigtes Wasser.



Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode
<b>B. Braun Wipes</b>			
<b>Jumbo-Dose für 750 ml (ohne Tücher und Flüssigkeit)</b>			
mit blauem Deckel	1	19182	3322649
Vliestuchrolle (25 Stk. à 240 x 280 mm)	10	19183	3781593
<b>Spendersystem für 2.5 bis 3 l (ohne Tücher und Flüssigkeit)</b>			
mit blauem Deckel	1	19162	3781305
mit rotem Deckel	1	19200	3781357
mit grünem Deckel	1	19201	3781311
Vliestuchrolle (100 Stk. à 190 x 360 mm)	6	19164	3781601

