

Mini-Spike Plus und Safsite-Ventiltechnik



Mini-Spike Plus

Entnahmekanüle mit Belüftungsfilter für das Zuspritzen und Entnehmen von Flüssigkeiten aus Mehrdosenbehältnissen.

Bakterienretentiver 0,45- μm -Belüftungsfilter.

- Senkt die Gefahr einer Arzneimittelkontamination durch Raumluft. Mit bakterienretentivem 0,45- μm -Belüftungsfilter.
- Vereinfacht den Arbeitsvorgang. Der integrierte Belüftungskanal macht zusätzliche Druckausgleichstechniken überflüssig.
- Minimiert das Risiko einer Kontaktkontamination von Spike und Luer-Anschluss. Fortschrittliches Design mit ausladender Auflagefläche, breiter Griffplatte und geschütztem Luer-Anschluss.
- Hygienischere Arbeitsumgebung. Der integrierte Schnappverschluss verhindert Verschlusskappenverlust und Leckage.

Art.-Nr. (REF) 4550242

Verkaufseinheit: 50 Stück



Mini-Spike Plus Filter

Entnahmekanüle mit Belüftungsfilter für die gefilterte Zuspritzung und Entnahme von Flüssigkeiten aus Mehrdosenbehältnissen.

Mit 0,45- μm -Belüftungsfilter und 5- μm -Flüssigkeitsfilter.

- Alle Vorteile des Mini-Spike Plus (grün) und ausserdem:
- Geringere Partikelkontamination der Flüssigkeit. Integrierter 5- μm -Flüssigkeitsfilter.

Art.-Nr. (REF) 4550234

Verkaufseinheit: 50 Stück



Chemo Mini-Spike Plus

Entnahmekanüle mit Belüftungsfilter für die gefilterte Zuspritzung und Entnahme von Zytostatika aus Mehrdosenbehältnissen.

Mit 0,2- μm -Luftfilter und 5- μm -Flüssigkeitsfilter.

- Alle Vorteile des Mini-Spike Plus (grün) und ausserdem:
- Geringeres Kontaminationsrisiko durch toxische Aerosole. Integrierter, bakterienretentiver 0,2- μm -Belüftungsfilter.

Art.-Nr. (REF) 4550340

Verkaufseinheit: 50 Stück

