

minimus® III

SPHYGMOMANOMETERS

Distributed by
puras
031 996 85 85
puras.ch



minimus® III Exact precision that lasts for a lifetime. Made in Germany.

The embodiment of palm-style blood-pressure measuring technology! Designed for **precision and longevity**, minimus® III is provided with a twin tube, a chromium-plated metal housing and a metal valve base. Also optionally available in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free).

- Latex bulb with chromium-plated air release valve
- Precision air release valve with fine adjustment and wear-free
- Microfilter protects air release valve and measuring system
- Spoon-shaped grip of stainless steel
- Specially tempered copper-beryllium diaphragm almost non aging
- Metal connector for simple and fast changes of cuffs
- Diaphragm pressure-loading capacity up to 600 mmHg
- Maximum error tolerance +/- 3 mmHg
- Linear aluminum scale Ø 49 mm, easily legible up to 300 mmHg
- In vinyl zipper case
- Comprehensive selection of different sizes and versions of cuffs

- Cotton bandage cuff, adult Art. No.: 1340
- Cotton hook cuff, adult Art. No.: 1341
- Calibrated nylon velcro cuff, adult Art. No.: 1342

minimus® III Ganz genau, ein Leben lang. Made in Germany.

Die Konsequenz in der Einhand-Blutdruckmesstechnik! Ausgelegt auf **Präzision und Langlebigkeit** verfügt minimus® III mit Doppelschlauch über ein verchromtes Metallgehäuse, genauso wie über verchromte Schlauchverschraubungen und einen Ventilsockel aus Metall. Auch in latex-freier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

• Latexball mit verchromtem Luftablassventil • Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei • Mikrofilter schützt Luftablassventil und Mess-System • Löffelgriff aus rostfreiem Stahl • Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, nahezu alterungsfrei • Metallkonnektor für einfache und schnelle Manschettenwechsel • Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg • Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg	• Lineare Aluminium-Skala Ø 49 mm, bestens lesbar bis 300 mm Hg • Inkl. Vinyl-Reißverschluss tasche • Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen und -ausführungen	
	■ Baumwoll-Wickelmansch. Erwachsene ■ Baumwoll-Hakenmansch. Erwachsene ■ Kalibr. Nylon-Klettenmanschette Erw.	Art. Nr.: 1310 Art. Nr.: 1311 Art. Nr.: 1312

minimus® III Précision exacte pour la durée de vie. Made in Germany.

La rigueur et la consistance mêmes dans la technique de prise tension artérielle par tensiomètre manopaire ! Conçu pour offrir **précision et longévité**, minimus® III à deux tubes est équipé d'un boîtier en métal chromé, de raccords chromés à vis pour la tubulure, ainsi que d'un socle métallique de valve. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).

• Poire latex avec valve de décompression chromée • Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis • Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure • Poignée-cuiller en acier inoxydable • Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable • Connecteur en métal pour un changement de brassard facile et rapide • Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg	• Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg • Echelle linéaire graduée en aluminium, Ø 49 mm, lisibilité optimale jusqu'à 300 mm Hg • Appareil livré avec étui vinyle à fermeture éclair • Large gamme de différents modèles et tailles de brassards	
	■ Brassard enveloppant, en coton, adulte ■ Brassard à crochets, en coton, adulte ■ Brassard calibré à bandes velcro, en nylon, adulte	No.: 1310 No.: 1311 No.: 1312

minimus® III Precisión exacta para toda la vida. Made in Germany.

¡La mejor tecnología para medición monomanual de la tensión arterial! El minimus® III con doble tubo está diseñado para lograr la máxima **precisión y duración de la vida útil**: dispone de una carcasa metálica cromada, uniones atornilladas del tubo cromadas y base de válvula metálica. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

• Pera de látex con válvula de purga cromada • Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste • Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición • Mango de cuchara de acero inoxidable • Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece • Conector metálico para intercambiar rapido y fácilmente los brazeletes • Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg • Máxima tolerancia de error +/- 3 mm Hg	• Escala lineal de aluminio Ø 49 mm, perfectamente legible hasta 300 mm Hg • Incl. bolsa de vinilo con cremallera • Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de brazaletes	
	■ Brazaletes de algodón enrollable, adultos ■ Brazaletes de algodón con gancho, adultos ■ Brazaletes de nylon calibrado, con velcro, adultos	No.: 1310 No.: 1311 No.: 1312

minimus® III высокая точность, продлевающая срок службы. Made in Germany.

Последовательное развитие модельного ряда minimus! В minimus® III особое внимание уделено точности и продолжительному сроку **службы**. С двойным шлангом и хромированным металлическим корпусом, хромированными винтами для шланга. Металлическое основание клапана. Может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула указать LF для варианта без латекса).

• Латексная груша с хромированным спускным клапаном • Неизнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки • Микрофильтр защищает спускной клапан и измерительную систему • Рукоятка из нержавеющей стали • Со специально отвержденной практически неизнашивающейся медно-берилевой мембраной • Металлический коннектор для простой и быстрой смены манжеты • Мембрана выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст	• Максимально допустимая погрешность прибора +/- 3 мм рт.ст • Хорошо считываемая алюминиевая шкала диаметром до 300 мм рт. ст • В виниловой сумке на молнии • Большой выбор манжет различных размеров и моделей	
	■ Тонометр с обматывающей манжетой для взрослых ■ Тонометр с манжетой на крючковой застежке для взрослых ■ Тонометр с манжетой на липучке для взрослых	№1310 № 1311 № 1312