

MoliCare® Slip +SIZE


MEDIZINPRODUKT

Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Bei MoliCare® Slip +SIZE handelt es sich um nicht sterile, saugfähige Slips für die Inkontinenzversorgung von inkontinenten Menschen. Im Rahmen der häuslichen Pflege und der professionellen Gesundheitsversorgung werden sie bei Blasenschwäche sowie bei Harn- und Stuhlinkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden eingesetzt. Sie können sowohl von medizinischen Fachkräften als auch von Laien verwendet werden. Das Produkt ist nur einmalig zu verwenden. Ein neues Produkt kann beliebig häufig angewendet werden. MoliCare® Slip +SIZE ist ein Medizinprodukt der Klasse I.

Anwendung/Indikation

Harn- und Stuhlinkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden.



Artikelnummern

Verpackung		2XL/3XL
	Hüft-/Taillenumfang (cm)	175 – 245
P14	8 Tropfen	165 435
P1	8 Tropfen	169 118

Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage. Eine Wiederverwendung des Produkts kann zu mikrobiellen Kontaminationen und/oder leichten Hautinfektionen führen.

Produktentsorgung

Um potenzielle Infektions- oder Umweltrisiken zu minimieren, sollten die Einwegkomponenten von MoliCare® Slip +SIZE gemäß geltenden lokalen Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.

MoliCare® Slip +SIZE

Meldung von Vorkommnissen

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte); wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.

Leistungsmerkmale des Produkts

Gesamtgewicht*	XXL / 3XL
8 Tropfen	128 g

* ± 5 % Maßabweichung

Materialeigenschaften

Teil	Material
Rückseite:	Weiche Vliesschicht, atmungsaktive PE-Folie, weiß
Saugkern	1. Lage: Zellstoff-* / SAP-Gemisch 2. Lage: Zellstoff-* / SAP-Gemisch 3. Lage: Saug- und Verteilschicht *ECF-Bleiche
Kleber:	Schmelzkraftkleber
Oberseite:	Hydrophiles Vlies, weiß
Bündchen:	SMS-Vlies, doppellagige weiche, elastische Innenbündchen, hydrophob, weiß
Elastische Teile:	Spandex, latexfrei, Hygienegrad (Schritt, Beinbündchen)
Elastische Seitenteile mit Klett-Klebeverschlüssen	Wiederverschließbarer, Klett-Klebeverschluss, Vlies
Nässeindikator:	Klebe-Aufdruck, Inkjetdruck

Produktmerkmale

Eigenschaften	Einheit	Größe XXL/3XL 8 Tropfen
Gesamtlänge:*	[mm]	1030
Gesamtbreite Bauchseite:*	[mm]	820
Gesamtbreite Rückenseite*	[mm]	1330
Gesamtbreite Schritt:*	[mm]	290
Länge Saugkern:*	[mm]	790
Breite Saugkern Bauchseite:*	[mm]	260
Breite Saugkern Rückenseite:*	[mm]	340
Breite Saugkern im Schritt:*	[mm]	170

*± 10%

MoliCare® Slip +SIZE

Kennzeichnung

Fertigungslosnummer mit 6-stelligem Code


z. B.:



XXXXXX

interne Fertigungslosnummer

Herstellungsdatum

z. B.: 

2015

04

07

Jahr

Monat

Tag

Verwendbar bis

z. B.: 

2020

04

07

Jahr

Monat

Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

Medizinprodukt



Trocken aufbewahren



Nicht wiederverwenden



CE-Kennzeichnung



Stand der Information: 2025-08-22

