



40 Sekunden
mehr Zeit für
den Patienten!

B. Braun Omniflush® und PraxiJect™

Gebrauchsfertiges, zeitsparendes Spülsystem

SICHER, EINFACH UND EFFIZIENT JEDE SEKUNDE ZÄHLT!




VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Gebrauchsfertiges, zeitsparendes Spülsystem
- Eindeutige und einfache Kennzeichnung
- Optimales Verfahren hinsichtlich Sicherheit und Hygiene
- Kostengünstig und umweltfreundlich

Omniflush®

PraxiJect™



Zur Anwendung
im sterilen Umfeld

STANDARD-ANWENDUNG

- 1 Interne Bestellung
- 2 Bereitstellung einer Spritze, Nadel und Ampulle
- 3 Öffnen aller Verpackungen
- 4 Aufsetzen der Aspirationsnadel auf die Spritze
- 5 Aufziehen der Lösung



WERTVOLLE SEKUNDEN SPAREN

- 1 Interne Bestellung
- 2 Bereitstellung einer Spritze
- 3 Öffnen der Verpackung
- 4 Entfernen der Spritzenkappe
- 5 Spülen
- 6 Entsorgen der Spritze

**40 SEKUNDEN
EINGESPART**

ANWENDUNG VON OMNIFLUSH® UND PRAXIJECT™

Hochtransparenter
Spritzenzylinder

Einfach erkennbares
Füllvolumen

Barcode auf
dem Spritzenlabel

Reduzierter Blut-Reflex

Datamatrix auf
der Umverpackung



PraxiJect™

erhältlich mit vorgefülltem Inhalt 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml

Luer-Lock
Anschluss

Massive
Spritzenwand

Sterile
Lösung

Einfache Identifikation
zur Minimierung von
Medikationsfehlern

Hervorragende Gleitfähigkeit
des Spritzenstempels

PVC-, DEHP- UND LATEXFREI

Omniflush®

erhältlich mit vorgefülltem Inhalt 3 ml, 5 ml, 10 ml



Anti-Reflex-Technologie B. Braun Omniflush®
Vermeidet Blutrückfluss dank dem Dicht-Lippen Konzept

Datamatrix

Integrierte Daten zur Identifizierung
bis auf die kleinste Mengeneinheit

6 Entfernen der
Aspirationsnadel

7 Entsorgen der
Aspirationsnadel

8 Entsorgen der
Ampulle


9 Spülen

10 Entsorgen
der Spritze

BEI JEDER KATHETERSPÜLUNG



ANWENDUNG



Weitere Angaben zur Handhabung können den Anwendungshinweisen entnommen werden.

PRODUKTÜBERSICHT

Bezeichnung	Volumen	Grösse	Art.-Nr.	VE / Stück	Pharmacode
Omniflush®	3 ml	10 ml	EM-3513572	100 Stk.	7799640
	5 ml	10 ml	EM-3513575	100 Stk.	7799641
	10 ml	10 ml	EM-3513576	100 Stk.	7799642
Omniflush® mit SwabCap®	3 ml	10 ml	EM-3513572SC	100 Stk.	7839550
	5 ml	10 ml	EM-3513575SC	100 Stk.	6403957
	10 ml	10 ml	EM-3513576SC	100 Stk.	7839551
PraxiJect™	3 ml	10 ml	37053	100 Stk.	7822637
	5 ml	10 ml	37055	100 Stk.	7822638
	10 ml	10 ml	3705C	100 Stk.	7822639
	20 ml	20 ml	3706	60 Stk.	7822640
SwabCap®	-	-	EM-SCXT3	200 Stk.	6403986

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
 Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
 Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com

