

Aufstehsessel

Ontario - Vancouver - Montréal



Technische Daten **Aufstehsessel**

	Gesamt- breite	Sitz- breite	Höhe Armlehnen	Sitz- höhe	Gesamt- höhe	Gesamt- länge	Sitz- tiefe	Rücken- höhe	Gewicht	Belast- barkeit
Vancouver	73	45	14	50	109	92	50	65	56 kg	120 kg
Montréal	79	45	18	50	109	92	53	65	58 kg	120 kg
Ontario	81	45	18	46	112	92	50	75	57 kg	120 kg

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkel (1,5cm / 1,5kg / 1,5°) sind möglich.

Ontario



Der Aufstehsessel ONTARIO bietet Ihnen in erster Linie einen optimalen Ruhe- und Relax-Komfort.

Mit der Handbedienung können Sie Ihre gewünschte Sitzposition, sowie die Position der Beinauflage und die entsprechende Stellung zum mühelosen Aufstehen verändern.

Der Stuhl ist in ansprechenden Farben (Stoff & Skai) lieferbar und verleiht Ihrem Interieur einen heimeligen und gediegenen „Touch“.

Farben Ontario



Vancouver & Montréal

Modell mit dem Rücken zur Wand)


Diese zwei Modelle entsprechen dem „ONTARIO“. Ruhe-, Relax- und Aufsteh-Komfort sind die hervorragenden Merkmale. Der Sessel muss mindestens 10 cm von der Wand entfernt platziert werden, da der Rücken beim Verstellen nach hinten ausschert und gleichzeitig die Beinauflage ausgefahren wird.



Farben Vancouver



Farben Montréal



Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Vermeiren Schweiz S.A.

Hühnerhubelstraße 64
Postfach
CH-3123 Belp - Schweiz
Tel.: +41 (0) 31 818 40 95
Fax: +41 (0) 31 812 40 98
Mail: info@vermeiren.com
Site: www.vermeiren.com

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

L. Vermeiren Ges.m.b.H.

Winetzhammerstraße 10 - A-4030 Linz - Österreich
Tel.: +43 (0) 732 37 13 66 - Fax: +43 (0) 732 37 13 69
Mail: info@vermeiren.at - Site: www.vermeiren.at



VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.