

Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch

+ OPSITE[◇]

Folien- und Fixierverbände für
Sichtbarkeit und Schutz

Smith+Nephew

Atmungsaktiv, transparent
und wasserdicht




OPSITE[◇]

Folien- und Fixier-
verbände

Keine verzögerte Wundheilung –
wir möchten Sie dabei unterstützen,
diesem Ziel nach Möglichkeit jeden
Tag etwas näher zu kommen.

www.closetozero.ch

+ Transparente und atmungsaktive Folienverbände



OPSITE[◇] FLEXIGRID[◇]

Ein hoch wasserdampfdurchlässiger^{1,2} Folienverband zur Reduzierung des Infektionsrisikos.³⁻⁶

- Wasserdicht und atmungsaktiv durch hohe Wasserdampfdurchlässigkeit^{1,2}, reduziert Infektionsrisiko³⁻⁶
- Bakterienundurchlässig, Vorbeugung vor Bakterienkontamination^{3,6}
- Glatte Oberfläche minimiert Reibung und Scherkräfte, schützt das Gewebe
- Anschmiegsam und dehnbar, passt sich der Umgebung an¹¹⁻¹³
- Einfaches Anbringen und sichere Haftung des Primärverbands, minimiert Infektionsrisiko^{7-9,10}
- Präzise Positionierung und Wundkontrolle durch Transparenz des Folienverbands
- Exakte Wunddokumentation durch Folienträger mit Gitterstruktur
- Bis zu 7 Tage Verbandliegezeit⁷⁻⁹, weniger Verbandswechsel notwendig
- Zur Behandlung oberflächlicher Wunden, Fixierung von Primärverbänden und Kathetern oder als Hautschutz
- Steril




Sakralbereich


OPSITE[◇] FLEXIFIX

Eine transparente, bakterienundurchlässige¹⁴ Fixierfolie auf der Rolle.


- Wasserdicht und atmungsaktiv
- Bakterienundurchlässig¹⁴, Vorbeugung vor Bakterienkontamination
- Glatte Oberfläche minimiert Reibung und Scherkräfte, schützt das Gewebe
- Individuell zuschneidbar
- Einfaches Anbringen und präzise Positionierung durch Transparenz des zweiteiligen Folienverbands
- Zur Fixierung von Primärverbänden oder als Hautschutz
- Unsteril



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3

+ Sanft haftender transparenter Silikon-Folienverband



Gesicht

OPSITE[◇] FLEXIFIX GENTLE

Eine transparente Fixierfolie auf der Rolle mit Silikongel-Beschichtung für Patienten mit empfindlicher Haut.^{15,16}

- Wasserdicht¹⁹ und atmungsaktiv¹⁷
- Bakterienundurchlässig, Vorbeugung vor Bakterienkontamination²⁰
- Sanft haftende Silikonbeschichtung für Patienten mit empfindlicher Haut^{15,16}
- Kann an gleicher Stelle repositioniert werden
- Glatte Oberfläche minimiert Reibung⁹ und Scherkräfte, schützt das Gewebe
- Präzise Positionierung durch Transparenz¹⁶
- Anschmiegsam¹⁷ und dehnbar, passt sich der Umgebung an
- Individuell zuschneidbar
- Minimiert UV-Exposition
- Bis zu 7 Tagen Verbandliegezeit¹⁸, weniger Verbandswechsel notwendig
- Zur Fixierung von Primärverbänden, unterstützt zusätzliche Fixierung von Schläuchen, oder als Hautschutz¹⁵
- Unsteril

+ Transparenter und atmungsaktiver Sprühverband



Spray

OPSITE[◇] SPRAY

Ein schnell und einfach aufsprühbarer transparenter Filmverband.

- Atmungsaktiv durch Wasserdampfdurchlässigkeit^{22,23}
- Wasserabweisend²⁴
- Sprayformat ermöglicht einfache und schnelle Anwendung²¹
- Anpassungsfähig und elastisch, speziell für schwierige Konturen geeignet
- Für trockene oberflächliche Wunden oder kleinere Operationsnähte
- Unterstützt die Fixierung von Hauttransplantationen^{22,24}

+ Folienverband zur Kanülen- und Katheterfixierung




IV3000[◇]

Ein hochatmungsaktiver, transparenter Folienverband zur Kanülen- und Katheterfixierung.

- Atmungsaktiv durch sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Hält Punktionsstelle trocken, minimiert so das Risiko der Bakterienvermehrung und Ansammlung von Feuchtigkeit^{25,26}
- Bakterien- und Virendurchlässig, wasserdicht
- Kontrolle der Einstichstelle durch transparente Folie
- Bis zu 7 Tagen Verbandliegezeit, weniger Verbandswechsel notwendig
- Sichere, dauerhafte Fixierung
- Steril




Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4



Schritt 5

+ Folienverband zur Drainageversorgung



OPSITE[◇] VISIBLE DRAIN DRESSING

Ein atmungsaktiver Drainage-Folienverband zur kontinuierlichen Überwachung der Drainagestelle.^{27,28}

- Wasserdicht²⁷ und atmungsaktiv durch hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Bakterienundurchlässig, Vorbeugung vor Bakterienkontamination der Drainagestelle^{29,30}
- Hoch absorbierendes Wundkissen für ein effektives Exsudatmanagement
- Sichtbarkeit auf Drainagestelle durch transparente Folie und wabenförmiges, durchsichtiges Wundkissen
- Anschmiegsam, anpassungsfähig und dehnbar^{28,31}
- Steril




Schritt 1




Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4



Schritt 5

+ Postoperative Folienverbände mit Wundkissen



OPSITE[◇] POST-OP

Ein wasserdichter postoperativer Folienverband für akute Wunden.^{27,32}

- Wasserdicht^{27,32} und atmungsaktiv durch hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, reduziert Mazerationsrisiko
- Bakterienundurchlässig, Vorbeugung vor Bakterienkontamination³³⁻³⁵
- Hoch absorbierendes Wundkissen, reduziert Verbandwechsel
- Transparenz der Folie erleichtert Kontrolle des Wundkisses
- Elastisch, anschmiegsam³² und anpassungsfähig
- Schmerzarter Verbandwechsel
- Zur Versorgung akuter und posoperativer Wunden
- Steril



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4



Schritt 5



OPSITE[◇] POST-OP VISIBLE

Ermöglicht den direkten Blick auf die Wunde – zur Verringerung von unnötigen Verbandwechseln.^{36,30}

- Wasserdicht³⁷ und atmungsaktiv durch Wasserdampfdurchlässigkeit
- Bakterienundurchlässig, Vorbeugung vor Bakterienkontamination^{36,38-40}
- Wabenförmiges Wundkissen und transparente Folie zur Kontrolle der Inzisionsstelle, ohne den Verband zu entfernen
- Hoch absorbierendes Wundkissen, reduziert Verbandwechsel^{36,37,41}
- Elastisch, anschmiegsam^{30,42} und und anpassungsfähig
- Schmerzarmes Entfernen^{36,41}
- Zur Versorgung akuter und postoperativer Wunden
- Steril



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4



Entfernung

+ Transparente und atmungsaktive Inzisionsfolie



OPSITE[◇] INZISIONSFOLIE

Eine atmungsaktive^{43,44} OP-Abdeckung für alle Operationstypen.

- Wasserdicht und bakterienundurchlässig
- Schützt die umgebende Haut während des Eingriffs
- Atmungsaktiv^{43,44} durch hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Hohe Reissfestigkeit
- Anschmiegsam und elastisch^{43,46}
- Sicherer Halt
- Klebt direkt bis zum Wundrand
- Hautfreundlicher Kleber⁴⁵
- Zur Anwendung bei allen Operationstypen
- Steril



Applikation

+ Für **ausführlichere Produktinformationen**, einschliesslich Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichtsmassnahmen und Warnhinweisen, lesen Sie bitte vor der Verwendung die entsprechenden **Gebrauchsanweisungen** des Produkts.

Bestellübersicht

Folien- und Fixierverbände

Produkt	Artikelnummer	Pharmacode	Grösse/ Inhalt	Inhalt pro Originalver- packung (OP)
OPSITE® FLEXIGRID®	4628	140 984 3	6 cm x 7 cm	100 Stück
	66004633	744 991 5	8 cm x 10 cm	100 Stück
	4629	140 986 6	10 cm x 12 cm	10 Stück
	4630	140 987 2	10 cm x 12 cm	50 Stück
	4631	140 988 9	15 cm x 20 cm	10 Stück
	4632	140 989 5	12 cm x 25 cm	20 Stück
OPSITE® FLEXIGRID® – Mini-Display-Verpackung	66030333	744 993 8	6 cm x 7 cm	6 x 5 Stück
OPSITE® FLEXIFIX	66000040	169 416 3	5 cm x 10 m	1 Rolle
	66000041	169 374 9	10 cm x 10 m	1 Rolle
	66000375	399 587 4	15 cm x 10 m	1 Rolle
	66030569	207 546 2	5 cm x 1 m	6 Rollen
	66030570	207 547 9	10 cm x 1 m	6 Rollen
OPSITE® FLEXIFIX GENTLE	66801195	548 476 4	2,5 cm x 5 m	1 Rolle
	66801196	548 477 0	5 cm x 5 m	1 Rolle
	66801197	548 478 7	10 cm x 5 m	1 Rolle
	66000679	773 944 4	40 ml	6 Dosen
OPSITE® SPRAY	66004978	774 862 4	100 ml	12 Dosen
	66004980	774 928 4	240 ml	12 Dosen
OPSITE® POST-OP	66000708	271 250 3	6,5 cm x 5 cm	100 Stück
	66000709	271 252 6	9,5 cm x 8,5 cm	20 Stück
	66000710	271 253 2	12 cm x 10 cm	10 Stück
	66000712	271 254 9	15,5 cm x 8,5 cm	20 Stück
	66000713	271 255 5	20 cm x 10 cm	20 Stück
	66000714	271 257 8	25 cm x 10 cm	20 Stück
	66000715	271 258 4	30 cm x 10 cm	20 Stück
	66000716	271 259 0	35 cm x 10 cm	20 Stück
	66030313	206 146 0	6,5 cm x 5,0 cm	6 x 5 Stück
OPSITE® POST-OP – Mini-Display-Verpackung	66030314	215 631 5	9,5 cm x 8,5 cm	6 x 5 Stück
OPSITE® POST-OP VISIBLE	66800136	448 099 4	10 cm x 8 cm	20 Stück
	66800137	397 431 7	15 cm x 10 cm	20 Stück
	66800138	397 432 3	20 cm x 10 cm	20 Stück
	66800139	397 434 6	25 cm x 10 cm	20 Stück
	66800140	448 102 5	30 cm x 10 cm	20 Stück
	66800141	448 104 8	35 cm x 10 cm	20 Stück
	4923 – geschlitzt	294 210 8	6 cm x 8 cm	100 Stück
	4924	294 208 3	6 cm x 8,5 cm	100 Stück
	4973	364 916 1	10 cm x 14 cm	50 Stück
4649	319 897 1	10 cm x 20 cm	50 Stück	
IV3000® – Mit 2 Fixierstreifen und Dokumentationsetikett	66004011 – geschlitzt	354 912 3	5 cm x 6 cm	100 Stück
	4007	294 207 7	6 cm x 7 cm	100 Stück
	4006 – geschlitzt	295 061 6	7 cm x 9 cm	100 Stück
	66004009 – geschlitzt	399 589 7	9 cm x 12 cm	50 Stück
	4008	294 206 0	10 cm x 12 cm	50 Stück
	66800512	567 455 9	11 cm x 14 cm	25 Stück
	59410082 – ohne Kanülenflügel, mit Applikationsrahmen	449 478 9	6 cm x 7 cm	100 Stück
59410882 – Zentralkanülen, mit Applikationsrahmen	449 479 5	10 cm x 12 cm	50 Stück	
OPSITE® VISIBLE	66800842	478 302 2	10 cm x 9 cm	20 Stück
DRAIN DRESSING OPSITE® INZISIONSFOLIE	4975	478 127 6	10 cm x 14 cm	50 Stück
	4986	399 571 0	15 cm x 28 cm	10 Stück
	4987	93 055 5	30 cm x 28 cm	10 Stück
	4995	109 064 3	40 cm x 42 cm	10 Stück
	4988	109 066 6	45 cm x 28 cm	10 Stück
	4989	109 067 2	45 cm x 55 cm	10 Stück
	4994	109 069 5	56 cm x 84 cm	10 Stück



Wir stehen Medizinern und Pflegenden seit
über 150 Jahren unterstützend zur Seite.

Smith & Nephew Schweiz AG
Advanced Wound Management

T 041 766 22 44
F 041 766 22 97

Theilerstrasse 1A
CH-6300 Zug

www.smith-nephew.ch
awm.switzerland@smith-nephew.com

Referenzen:

1. Smith+Nephew Wound Management. 2012. OPSITE[®] FLEXIGRID[®] Dressing Physical Properties. DS/12/214/DOF. **2.** Ciorlea LI, Imhof RE. Effects of wound dressings on skin properties. *J Optoelectron Adv M.* 2005;7(6):2925-2929. **3.** Demirtas Y, Yagmur C, Soylemez F, Ozturk N, Demir A. Management of split-thickness skin graft donor site: A prospective clinical trial for comparison of five different dressing materials. *Burns.* 2010;36(7):999-1005. **4.** Smith+Nephew 2004. Internal bacterial barrier testing WRP-TW042-399. **5.** Smith+Nephew 2008. Internal report TSG 018-07-008 v2. **6.** Vejdani SA, Khosravi M, Zojaji F. Burn donor site dressing using Melolin[™] and FLEXIGRID[®] versus conventional dressing. *Shiraz E-Medical Journal.* 2015;16(1). **7.** Läubli S, Hafner J, Ostheeren S, et al. Management of split-thickness skin graft donor sites: A randomized controlled trial of calcium alginate versus polyurethane film dressing. *Dermatology.* 2014;227(4):361-366. **8.** VTSR/HVT024_ST666 Volunteer Trial Critical Data Report. Issue 2. 2007. **9.** VTSR/HVT037 Volunteer Trial Report Vol 1. 2008. **10.** 42-DRM-PAD-07-002/HVT030 Volunteer Trial Clinical Study Report. Vol 1. Version 7. 2007. **11.** Smith+Nephew 2004. Prospective user evaluation on the effect of process changes to the manufacture of OPSITE[®] FLEXIGRID[®] wound dressings (CE/010/OFG). **12.** Blackburn I. Technical justification summary – OPSITE[®] FLEXIGRID[®] 006. 2008. **13.** Smith+Nephew 1990. A community based clinical evaluation of standard OPSITE[®] Film Dressing compared with a new presentation OPSITE[®] Film Dressing (CTR 88/11). **14.** Internal data on file. Report reference WRP-TSG021-07-01, dated August 2007. **15.** Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multicentre in market evaluation of ALLEVYN[®] Gentle Border. Wounds UK, 2009, Vol 5, No 3. **16.** Smith+Nephew 2012. W11429/R9. Usability Study of Flexifix Gentle In comparison to Flexifix Technical Study Report. **17.** Smith+Nephew 2014. DS/14/004/R. OPSITE[®] FLEXIFIX GENTLE Physical Testing. Data on File report. **18.** Mosa F. Assess the fixation properties of the Flexifix Gentle Product in conjunction with dressings and Aderma. Internal Report VE016. 50% Allevyn non adhesive kept in place by day seven. **19.** Smith and Nephew 2012. DS/12/199/R. Project Lascaux-Comparative Waterproofness Testing. **20.** Smith+Nephew 2009. DS/09/062/R1. OPSITE[®] FLEXIFIX Bacterial Barrier. **21.** Smith+Nephew 2018. Verification of the OPSITE[®] SPRAY Film Characteristics as part of Design History File Remediation - User Application. Internal Report. UQP/050-R2. **22.** Smith+Nephew 2009. OPSITE[®] SPRAY - Moisture Vapour and Air Permeability Testing. Internal Report. DS/09/087/R1. **23.** Smith+Nephew 2018. Verification of the Application OPSITE[®] SPRAY Moisture Vapour Permeability. Internal Report. UQP/050-R3. **24.** Ghosh, S.J., Kumar, K., Gilbert, P.M. OPSITE[®] SPRAY: Its use for fixation of meshed skin grafts. Simple and Low tech. *Burns.* 1997;23(7/8):601 - 603. **25.** Treston-Aurand J et al. Impact of dressing materials on central venous catheter infection rates. *Journal of Intravenous Nursing* 1997; 20(4):201–206 **26.** Jones A. Dressings for the management of catheter sites – a review. *JAVA* 2004; 9(1): 1–8 **27.** Tompkins L 2010. OPSITE[®] POST OP VISIBLE Dressings Physical Properties: DS/10/084/R1. **28.** O'Brien G, Buckley K, Vanwallegghem G, Vanrenterghem D, Dharma H, Winter RL, Douglass J. 2010. A multicentre, prospective, clinical in market evaluation to assess the performance of OPSITE[®] POST OP VISIBLE dressings. *Int wound Journ.* 2010; 7, 329-337. **29.** Smith+Nephew 2005. Bacterial barrier properties of OPSITE[®] POST OP Film against MRSA;0505004. **30.** Arroyo AA, Casanova PL, Soriano JV, Torra-I-Bou JE. Open label clinical trial comparing the clinical and economic effectiveness of using a polyurethane film surgical dressing with gauze surgical dressings in the care of postoperative surgical wounds. *Int Wounds Journ.* 2015;12, 285-292. **31.** Kurring PA et al. Evaluation of a hydro cellular dressing in the management of exuding wounds in the community. *British journal of Nursing.* 1994; 3(20). **32.** Uzun M, Anand SC, Shah T. Structural Conformability and Fluid Uptake Properties of Smart Wound Dressings. *Adv Skin Wound Care.* 2013;80:163-168. **33.** Smith+Nephew. The Bacterial Barrier Properties of OPSITE[®] IV3000[®] 1990. **34.** Smith+Nephew. Bacterial barrier testing of IV3000. WRP-TW042-281. 2003. **35.** Smith+Nephew. Bacterial barrier properties of OPSITE[®] POST-OP Film against Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA). York. 2005. **36.** O'Brien G, Buckley K, Vanwallegghem G, et al. A multi-centre, prospective, clinical inmarket evaluation to assess the performance of OPSITE[®] POST OP Visible dressings. *International Wound Journal.* 2010;7(5):329-337. **37.** Smith+Nephew 2018. OPSITE[®] POST OP Visible Dressing physical properties. Internal report. DS/18/368/R. **38.** Smith+Nephew 2003. Bacterial barrier testing of IV3000[®]. Internal report. WRPTW042-281. **39.** Internal report 2006. An In-vitro assessment of the Bacterial Barrier properties of ALLEVYN[®] ADHESIVE. 0607022. **40.** Internal report 2005. Bacterial barrier properties of OPSITE[®] POST-OP Film against Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA). 0505004. **41.** Smith+Nephew 2012. A prospective, open, randomised controlled trial to compare OPSITE[®] POST OP Visible wound dressings with standard therapy in the treatment of surgical incisions. Internal report. CSR/CT10/02. **42.** Byrne-Murphy S. A prospective evaluation of a new dressing OPSITE[®] POST-OP Visible on post op blistering following total hip and knee replacement. Paper presented at: Wounds UK; 2009; Harrogate, UK. CSR/CT10/02. **43.** Smith+Nephew 2005. An in vitro assessment of the physical properties of OPSITE[®] Incise Drapes and a range of competitor drapes. Internal report. 0512003. **44.** Smith+Nephew 1993. Oxygen permeability measurements of wound dressings. Internal report. M/5/229. **45.** Smith+Nephew 2004. OPSITE[®] low allergy claim. Internal report. **46.** S N. Experiences with a new self-adhesive film in operative medicine. *DIE SCHWESTER-DER PFLEGER.* 1977;11.