

# Pagasling®

## Der saugstarke Schlinggazetupfer aus reinem Verbandmull

### Charakteristik

Schlinggazetupfer aus Verbandmull EN 14079, 20fädig; der aus nur einem Mullstück gefertigte Tupfer ist so verschlungen, dass die Schnittkanten sicher im Inneren liegen; mit hohem Absorptionsvermögen.

### Anwendung

Zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion.



Die Mulltupfer Pagasling stehen in verschiedenen Größen und Saugstärken zur Verfügung.



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>Pagasling® steril</b>				
Gr. 1, haselnussgroß	150 Stück	481 352	3509253	30
Gr. 2, walnussgroß	150 Stück	481 353	3509276	18
Gr. 3, pflaumengroß	4 Stück	481 274	3509201	240
Gr. 3, pflaumengroß	5 Stück	481 284	3509218	120
Gr. 3, pflaumengroß	20 Stück	481 414	3509224	16
Gr. 4, eigroß	10 Stück	481 409	3509230	16
Gr. 5, extragroß	10 Stück	481 400	3509247	16
<b>Pagasling® unsteril</b>				
Gr. 1, haselnussgroß	1000 Stück	481 292	3509282	6
Gr. 2, walnussgroß	1000 Stück	481 293	3509299	6
Gr. 3, pflaumengroß	2x500 Stück	481 294	3509307	1
Gr. 4, eigroß	4x250 Stück	481 299	3509313	1
Gr. 5, extragroß	4x250 Stück	400 131	3509336	1
Gr. 6, faustgroß	4x125 Stück	481 295	3509342	1