



## PATIENTENMONITOR

Klein, kompakt und handlich ist der Patientenmonitor M3 der ideale Überwachungsmonitor sowohl im ambulanten als auch im klinischen Bereich.

Der neue Patientenmonitor M3 ist ein kosteneffizienter Vitalparameter Monitor. Der erste seiner Klasse mit standardmässigem Lithium Akku für eine extra lange Batteriestandzeit von bis zu 10 Std. Das kontrastreiche 5,7" TFT Farbdisplay lässt in Hinsicht auf Übersichtlichkeit und Grösse der Ziffern keine Wünsche offen.



### Eigenschaften

- 5,7" TFT Farbdisplay
- Simultane Anzeige von Ziffern und Kurven
- 72 Std. Trendrückblick aller Parameter
- Netzwerkfähigkeit
- 30000 NIBP Datenspeicher
- 800 Alarmdaten Rückblick
- Echt-Zeit Kurvendruck
- Integrierte Lithium Batterie für bis zu 10 Std. Batteriebetrieb
- Pulsfrequenz Messung (SpO2/NIBP)
- Trendtabelle Rückblick und Speicherung
- Trendgraphik Rückblick und Speicherung
- 5 Std. Kurvenspeicher
- Hintergrundlichtkontrolle und Standby Modus für effektives Energiesparen
- Schwesternrufanschluss
- vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
- für alle Patientengruppen geeignet (Erw., Päd., Neo)

Optional verfügbar:

- sparsamer Thermodrucker
- Nellcor SpO2
- Thermometer (siehe Abbildung)



### Art.Nr. 052-0200

Patientenmonitor M3 Farbdisplay SpO2+NIBP

Preis Fr. 1'851.30

### Art.Nr. 052-0202

Patientenmonitor M3 Farbdisplay SpO2+NIBP+QuickTemp

Preis Fr. 2'231.30

### Art.Nr. 052-0201

Rollstativ zu Patientenmonitor M3

Preis Fr. 639.40

Preise exkl. MWSt.

