

Rhena® Varidress

Die Kompressionsbinde mit ultrakurzem Zug



Mit einer Dehnbarkeit von nur ca. 50% ist die Rhena Varidress ausserordentlich kräftig komprimierend aufgrund des sehr kurzen Zugs.

Anwendung

Der Kompressionsverband aus Rhena Varidress entwickelt einen intensiven Arbeitsdruck und entlastet bis in die tiefen Venenbereiche rasch und nachhaltig. Durch ihren geringen Ruhedruck kann die Binde auch in Ruhelage bei fehlender Muskeltätigkeit angelegt bleiben. Rhena Varidress eignet sich somit auch für Dauerverbände, wobei die therapeutische Kompressionswirkung selbst bei längerem Tragen erhalten bleibt. Der hohe Baumwollanteil macht die Binde gut hautverträglich.

Indikation

- Für sehr starke Kompression nach Varizenverödungen
- Bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen
- Ulcera cruris
- Thrombophlebitis

Eigenschaften

- 64% Baumwolle, 36% Polyamid
- Dehnbarkeit ca. 50%
- Griffig und strapazierfähig
- Extrem hoher Arbeitsdruck, niedriger Ruhedruck
- Waschbar bis 60 °C
- Sterilisierbar



Handelsformen

	Bestellnummer	Pharmacode	Inhalt pro Packung	Packung pro Karton	MiGeL-Nummer
einzel verpackt					
5 m x 6 cm	326120	751166	1 Stück	120	34.22.01.01.1
5 m x 8 cm	326130	751172	1 Stück	100	34.22.01.02.1
5 m x 10 cm	326140	5372999	1 Stück	80	34.22.01.03.1
offen					
5 m x 6 cm	322120	1739919	10 Stück	28	34.22.01.01.1
5 m x 8 cm	322130	1739925	10 Stück	5	34.22.01.02.1
5 m x 10 cm	322140	1739931	10 Stück	4	34.22.01.03.1
5 m x 12 cm	322150	1739948	10 Stück	12	34.22.01.04.1

Pütterbinde®

Die besonders kräftige und äusserst hautfreundliche Kurzzugbinde

Die Pütterbinde ist aus der Kompressionstherapie bei der Behandlung venöser Beinleiden nicht mehr wegzudenken. Sie bietet eine optimale Mischung aus Anlegefreundlichkeit, Rutschfestigkeit und erreichbarstem Arbeitsdruck. Die Pütterbinde steht indikationsbezogen als Pütter-Verband im Doppelpack mit zwei Binden zur Verfügung.

Anwendung

Das kräftige, textilelastische Gewebe der Pütterbinde erzeugt eine sehr starke Kompression mit hohem Arbeitsdruck bei entsprechend niedrigerem Ruhedruck. Der Einfluss auf die Entlastung ist sehr gross, da er auch die tiefen Venen erreicht. Die Pütterbinde besteht zu 100% aus reiner Baumwolle und ist deshalb sehr hautfreundlich.

Indikation

- Für starke Kompression nach Varizenverödungen
- Bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen
- Ulcera cruris und Thrombophlebitis
- Primäre und sekundäre Lymphödeme

Eigenschaften

- 100% Baumwolle
- Dehnbarkeit ca. 90%
- Hoher Arbeitsdruck, niedriger Ruhedruck
- Luftdurchlässig und hautfreundlich
- Kochfest bis 95 °C
- Sterilisierbar



Handelsformen

	Bestellnummer	Pharmacode	Inhalt pro Packung	Packung pro Karton	MiGeL-Nummer
offen					
5 m x 6 cm	931806	5309618	10 Stück	8	34.22.01.01.1
5 m x 8 cm	931814	5309624	10 Stück	8	34.22.01.02.1
5 m x 10 cm	931815	5309630	10 Stück	8	34.22.01.03.1
5 m x 12 cm	931816	5309647	10 Stück	8	34.22.01.04.1
Duo-Pack					
5 m x 8 cm + 10 cm	931796	5309601	je 1 Stück	30	34.22.01.02.1 + 34.22.01.03.1