



RBP-100

Automatischer Blutdruckmonitor

Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch

Das Riester-System **RBP-100** ist ein professioneller, vielseitiger digitaler Blutdruckmonitor in klinischer Qualität mit vielen Funktionen.



Genauigkeit, auf die Sie sich verlassen können!

Die automatisierten Blutdruckmonitore von Riester sind klinisch nach BIHS, ESH und AAMI validiert und haben 2 Jahre Garantie.



Die Riester-Technologie in klinischer Qualität macht den Unterschied. Automatisierte Blutdruckmonitore von Riester bieten höchste Präzision und schnellste Messungen.

RBP-100

2,5 m langer Luftschlauch mit Metallanschluss
NiMH-Akkupack, 4,8 V, 2400 mAh
AC/DC-Adapter 7,5 V, 1,5 A (EU, USA, GB, AUS)

Alle Versionen einschließlich

2 Manschetten: weiche Manschette M und L-XL ohne D-Ring
Kunststoff-Schnellverbinder
Jede BP-Manschette wird mit einem 30 cm langen Luftschlauch geliefert
Korb: klein, aus Kunststoff
Gebrauchsanweisung



RBP-100

Kleines, leichtes und praktisches Blutdruckmessgerät in klinischer Qualität für den klinischen Einsatz

- › Erstklassiger NIBP-Monitor in klinischer Qualität mit Validierung gemäß BIHS
- › Zum Nachweis von Herzrhythmusstörungen und klinisch validiert für Patienten mit speziellen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Hypotonie, Diabetes, Schwangerschaft, Präeklampsie, Arteriosklerose, terminale Niereninsuffizienz, Adipositas, für ältere Patienten und Kinder über 3 Jahre
- › Geringes Gewicht: 510 g; praktischer Blutdruckmonitor für den klinischen Gebrauch
- › Leicht ablesbarer 4-Zoll-LCD-Bildschirm, für einfache One-Touch-Bedienung
- › Speicher: Kapazität für 210 Messwerte
- › Anzeigetafel mit WHO Blood Pressure Value Classification (farbcodiert)
- › Wiederaufladbarer interner Akku (4x NiMH AA) ermöglicht 1000 Messungen bei voller Ladung
- › Für eine vollständige Aufladung werden 6 Stunden benötigt
- › Partieller Standby-Modus (Abschalten der Hintergrundbeleuchtung nach 10 Sekunden)
- › Aufbewahrungskorb auf der Rückseite von Tisch-, Stand- und Wandmodellen. Ein zusätzlicher optionaler Korb kann an der Stange des mobilen Ständers befestigt werden
- › 2 Jahre Garantie

WANDMODELL



STANDMODELL



TISCHMODELL



SCHIENENMODELL



Zubehör

Kleiner Korb für mobilen Ständer
25 x 9 x 20 cm

Nr. 10392

Großer Korb für mobilen Ständer
23 x 23 x 25 cm

Nr. 10393

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch

Modi	
Oszillometrischer Modus:	Schnelle Messungen, typischerweise 30 – 40 Sekunden
Auskultatorischer Modus:	Die automatische Entleerung (3 mmHg/sec) sorgt für eine gleichmäßige Blutdruckmessung beim Patienten und ermöglicht es Ärzten, automatisierte Messwerte zu überprüfen, ohne die Manschette entfernen zu müssen
Durchschnittsmodus:	Aggregiert automatisch 3 Messwerte, um objektivere Messergebnisse zu liefern, und trägt dazu bei, erhöhte Messwerte aufgrund des White-Coat-Effekts zu reduzieren Mögliche Intervalleinstellungen im Durchschnittsmodus: 15, 30, 45, 60 Sekunden
Blutdruck- und Puls-Messbereich	
Systolisch:	60 - 255 mmHg
Diastolisch:	30 - 200 mmHg
MAP:	40 - 200 mmHg
Herzfrequenz:	40 - 200 bpm
Länge des BP-Schlauchs:	280 cm
Latexfreie Manschetten im Lieferumfang enthalten	
Große Manschette für Erwachsene:	Größe L-XL, 32 - 52 cm
Manschette für Erwachsene:	Größe M, 22 - 32 cm
Manschette für Kinder (optional):	Größe S, 14 - 22 cm
Stromversorgung	
Internationale Kompatibilität:	Länderspezifische austauschbare Steckdosenstecker sind im Standardlieferumfang jeder Version enthalten
Alternative Stromversorgung:	AC/DC-Adapter, 7,5 V / 1,5 A
Reinigung	Weiches Tuch mit einem milden Desinfektionspray für medizinische Zwecke
Gewicht	510 g; praktischer Blutdruckmonitor für den klinischen Gebrauch

BESTELLINFORMATIONEN

1740	RBP-100 – Tischmodell
1741	RBP-100 – Standmodell
1742	RBP-100 – Wandmodell
1743	RBP-100 – Schienenmodell



Nr. 162

Manschette mit Klettverschluss (Kinder) mit Anschluss, 1 Schlauch, latexfrei, für RBP-100 (Klein: 14 - 22 cm)



Nr. 163

Manschette mit Klettverschluss (Erwachsene) mit Anschluss, 1 Schlauch, latexfrei, für RBP-100 (Mittel: 22 - 32 cm)



Nr. 164

Manschette mit Klettverschluss (große Erwachsene) mit Anschluss, 1 Schlauch, latexfrei, für RBP-100 (Groß / Extragroß: 32 - 52 cm)

99691 Rev. A 2023-11-16

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte **riester.de**