

ri-fox N

pulse oximeter



SpO ₂ measurement range	70%-99%
SpO ₂ resolution	1%
SpO ₂ measurement accuracy	70%-99%: +/- 3% < 70% No definition
Pulse rate measurement range	30-235bpm
Pulse rate resolution	1bpm
Pulse rate measurement accuracy	30-100: +/-2bpm 101-235: +/-2%
Display	LED SpO ₂ , pulse rate, pulse signal, visual indicator for low battery
Environmental	Operating temperature 5°C - 40°C Storage temperature -20°C-55°C Operating humidity < = 80%, no condensation Storage humidity < =93%, no condensation
Energy supply	2 batteries AAA, alkaline type LR03
Battery life	Approx. 30 hours
Dimensions	66 x 39 x 32 mm
Weight	48 g with batteries
Disinfection	Surface disinfection

Affordable mobile precision!

Fast and precise measurement of pulse and oxygen content of blood (%SpO₂) with familiar **Riester** quality in just seconds. The measurements are easy to read on the green LED display. A visual signal makes it easier to recognize signal strength and arrhythmias. Suitable for hospitals, doctor's practices and use at home.

- Small, mobile device with integrated sensor
- Simple and fast measurement by attaching to the finger
- Bright LED illumination for good visibility
- With visual pulse indicator
- LED-display of %SpO₂, perfusion and pulse
- Battery status indication
- Battery lifetime of approx. 30 hours (in continuous operation)
- Standard AAA-batteries included, simple to change
- Automatic switch-off after 8 seconds
- 30 months guarantee

ri-fox N pulse oximeter No. 1905



Mobile Präzision zum günstigen Preis!

Die Messwerte werden auf dem grünen LED-Display leicht lesbar dargestellt. Durch ein visuelles Signal sind die Signalstärke und Arrhythmien einfacher erkennbar. Für Krankenhäuser, Arztpraxen sowie für den Heimbedarf geeignet.

- Kleines, mobiles Gerät mit integriertem Sensor
- Einfache und schnelle Messung durch Einlegen des Finger
- Helle LED-Beleuchtung für gute Sichtbarkeit
- Mit visueller Pulsanzeige
- LED-Anzeige von %SpO₂, Perfusion und Puls
- Batteriezustandsanzeige
- Batterie-Lebensdauer ca. 30 Stunden (im Dauerbetrieb)
- Handelsübliche Batterien (Typ AAA) im Lieferumfang enthalten, einfach zu wechseln
- Automatisches Ausschalten nach 8 Sekunden
- 30 Monate Garantie

ri-fox N Pulsoximeter Nr. 1905

Précision et mobilité au prix abordable

Une mesure rapide (quelques secondes) et précise du pouls et de la teneur du sang en oxygène (%SpO₂) avec la qualité **Riester** éprouvée. Facilité de lecture des résultats de mesure sur l'écran à LED verte. Signal visuel pour une reconnaissance aisée de l'intensité du signal et des arythmies. Convient à une utilisation à l'hôpital, en cabinet médical et à domicile.

- Appareil compact et mobile à capteur intégré
- Mesure simple et rapide par introduction du doigt dans l'appareil
- Bonne visibilité grâce à l'éclairage par LED
- Indicateur visuel de pouls
- Affichage à l'écran de %SpO₂, de l'irrigation sanguine et du pouls
- Indicateur de l'état de charge des piles
- Durée de vie des piles d'environ 30 h (en service continu)
- Piles AAA classiques fournies et simples à remplacer
- Arrêt automatique au bout de 8 s sans activité
- Garantie de 30 mois

Oxymètre de pouls ri-fox N Nr. 1905

Precisión portátil a un precio accesible

Mide la frecuencia del pulso y la saturación de oxígeno de la sangre de forma rápida y precisa (%SpO₂) en pocos segundos y con la calidad habitual de **Riester**. Las mediciones se leen fácilmente en la pantalla LED de color verde. La visualización gráfica permite evaluar la intensidad de la señal y detectar arritmias más fácilmente. Adecuado para hospitales, consultorios médicos y uso en el domicilio.

- Dispositivo pequeño y portátil con sensor integrado
- Medición fácil y rápida mediante introducción de un dedo
- Iluminación intensa de la pantalla LED para una buena visibilidad
- Indicación visual del pulso
- Visualización en pantalla de los valores de %SpO₂, irrigación sanguínea
- frecuencia del pulso
- Indicación del estado de carga de las pilas
- Duración de las pilas de 30 horas aprox (en servicio continuo).
- Incluye pilas AAA estándar fáciles de sustituir
- Apagado automático a los 8 segundos
- Garantía de 30 meses

Pulsioxímetro ri-fox N Nr. 1905

Точность, мобильность, доступность!

Быстрое и точное измерение частоты пульса и содержания кислорода в крови (%SpO₂) с проверенным качеством **Riester** за считанные секунды. Показания легко считываются на зелёном LED-дисплее. Визуальный сигнал облегчает определение силы сигнала и аритмии. Подходит для использования в больнице, кабинете врача и дома.

- Маленький, мобильный прибор с встроенным датчиком
- Простое и быстрое измерение путём наложения на палец
- Яркая светодиодная подсветка для хорошего обзора
- Визуальный индикатор пульса
- Светодиодная индикация %SpO₂, перфузии и пульса
- Состояния заряда батареек
- Время работы от батареек около 30 часов (При непрерывной эксплуатации)
- Стандартные батарейки AAA в комплекте, легко заменяются
- Автоматическое отключение через 8 секунд
- Гарантия 30 месяцев

Пульсоксиметр ri-fox N Nr. 1905

Precisione mobile senza un costo eccessivo!

Misurazione rapida e precisa della frequenza cardiaca e del contenuto di ossigeno del sangue (%SpO₂) nella consueta qualità **Riester** in pochissimi secondi. Le misurazioni effettuate sono facilmente leggibili sul display a LED verde. Un segnale visivo consente di riconoscere più facilmente l'intensità del segnale ed eventuali aritmie. Dispositivo adatto per ospedali, studi medici e anche per l'utilizzo a domicilio.

- Dispositivo mobile e compatto con sensore integrato
- Misurazione rapida e semplice: basta inserire il dito
- Chiara illuminazione a LED per una buona visibilità
- Con indicatore visivo della frequenza cardiaca
- Display a LED di %SpO₂, perfusione e frequenza cardiaca
- Indicatore dello stato delle batterie
- Durata delle batterie di circa 30 ore (a uso continuo)
- Batterie AAA standard incluse, facili da sostituire
- Spegnimento automatico dopo 8 secondi
- 30 mesi di garanzia

Pulsossimetro ri-fox N Nr. 1905