



senectovia®



# SLK Easylev

## Aktivlifter fixes Fahrgestell



Hubvorrichtung



optionales Wadenband



variable Fußplatte



- der natürlichen Aufstehbewegung des Patienten angepasst
- sicherer und einfacher Transfer auch in stehender Position des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- höhen- und winkelverstellbare Fußplatte
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich

### Fakten

#### Zu verwendende Gurte:

- SLK Aktivgurt

#### Artikelnummer:

- fixes Fahrgestell: 5011
- manuelle Spreizung: 5012
- elektrische Spreizung: 5013

#### Optional:

- Wadenband: 5193
- breites Schienbeinpolster: 5462

### Material und Service

#### Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

#### Garantie:

Gemäß unserer aktuellen  
Service Richtlinien

### Daten

Daten	Fahrgestell		
	fix	manuell	elektrisch
Länge	84	99	99
Bauhöhe	110	112	112
Breite	56	52	52
Fußhöhe	8	11	11
Hubhöhe	67-159	65-161	65-161
Drehradius	88	111	111
Spreizung	-	53-102	53-86
Gewicht	41 kg	42 kg	43 kg

max. Patientengewicht: **150 kg**  
weitere Details auf Seite: 58

Maße in cm



senectovia®

senectovia  
medizinaltechnik ag

In der Luberzen 1 Tel. 044 735 35 45  
CH-8902 Urdorf Fax 044 735 35 40  
www.senectovia.ch info@senectovia.ch