

seca 665

Elektronische Rollstuhlwaage



- Seitliche Begrenzungen für sicheres Auffahren von Rollstühlen.
- Hohe Tragkraft bis 300 kg.
- Flache Plattform mit sich selbst senkender Auffahrrampe.
- Integrierte Pre-TARA-Funktion.
- Leicht zusammenklappbar und mobil durch Transportrollen.

seca 665:Echter Komfort durch Konzentration
auf das Wesentliche

Sicherheit, Funktionalität, ästhetische Formgebung: Die seca 665 setzt Maßstäbe im medizinischen Wiegen. Eigens konzipiert für das Wiegen im Rollstuhl, in der Rehabilitation, Altenpflege, im Krankenhaus sowie in der Dialyse bietet sie Anwendern und Patienten gleichermaßen ein Maximum an Komfort und Sicherheit.

**Extrem hohe Tragkraft und leicht befahrbare Auffahrrampe.**

Mit einer Tragkraft von 300 kg ist selbst das Wiegen schwergewichtiger Patienten im Rollstuhl mit der seca 665 eine Leichtigkeit. Eine äußerst flache Plattform mit einer sich selbst senkenden Auffahrrampe sorgt dafür, dass die Waage sehr leicht zu befahren ist. Die fest installierten seitlichen Begrenzungen und der rutschfeste Gummibelag sorgen zusätzlich für Sicherheit.

Integrierte Pre-TARA-Funktion.

Mit der Pre-TARA-Funktion kann das Gewicht des Rollstuhls vor der Messung gespeichert werden. Per Knopfdruck lässt sich dieser Wert dann vom ermittelten Gesamtgewicht abziehen und so das Körpergewicht des Patienten automatisch errechnen.

Leicht zusammenklappbar und mobil.

Ein drehbares LCD-Display mit großen Ziffern ist sowohl für Patienten als auch für das Pflegepersonal gut und schnell ablesbar. Eine wesentliche Arbeitserleichterung stellt zusätzlich die Mobilität der Waage dar: Mit wenigen Handgriffen lässt sich die seca 665 zusammenklappen und per Transportrollen bewegen.



Für das sichere Auffahren von Rollstühlen hat die Plattform seitliche Begrenzungen.



Leicht lässt sich die seca 665 zusammenklappen und dank der Transportrollen ebenso leicht bewegen.

**seca 665****Technische Daten**

- Tragkraft: 300 kg
- Teilung: 100 g < 200 g > 200 g
- Maße (BxHxT):
1.102 x 912 x 1.150 mm
- Maße Trittfäche (BxHxT):
800 x 55 x 965 mm
- Eigengewicht: 33,4 kg
- Stromversorgung: Netzgerät, Akku
- Funktionen: TARA, Pre-TARA, HOLD, Wägebereichsumschaltung, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik
- Optional: RS232-Schnittstelle seca 460
- Eichklasse : M

Distributed by
puras

031 996 85 85
puras.ch