

sempercare®  velvet

Distributed by  
**puras**  
031 996 85 85  
puras.ch

# VELVET SAMTWEICH UND FEDERLEICHT

NITRIL-ALLROUNDER – federleichte Rezeptur gepaart mit Reißkräften  $\geq 6\text{ N}^*$   
SAMTWEICHES MATERIAL – schmiegt sich an wie eine zweite Haut  
ERHÖHTES TASTGEFÜHL UND HOHER TRAGEKOMFORT

Federleicht  
Erhöhtes Tastgefühl

Hoher Tragekomfort  
Samtweich



\*Gemäß EN 455-2:2015

## SAMTWEICH UND FEDERLEICHT

Der Sempercare® Velvet ist eine samtweiche und federleichte latexfreie Alternative für jene, die einen Handschuh mit der Kombination aus hohem Tastvermögen und hoher Festigkeit suchen. Die innovative, neue Materialrezeptur bietet bei reduzierter Wandstärke maximalen Schutz vor Infektionen und überdies hohen Tragekomfort. Das samtweiche lavendelblaue Material schmiegt sich an wie eine zweite Haut und eignet sich besonders für Personen mit sensibler oder strapazierter Haut.

- Federleicht und samtweich – der Sempercare® Velvet überzeugt mit erhöhtem Tragekomfort und Tastvermögen bis in die Fingerspitzen.
- Die Klassifizierung als Medizinprodukt (Klasse I) laut MP-Verordnung (EU) 2017/745 und als Schutzhandschuh (Kategorie III) laut PSA-Verordnung (EU) 2016/425 macht den Sempercare® Velvet für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen interessant.
- Der Sempercare® Velvet ist puderfrei (nach EN 455-3) und enthält keine Naturlatex-Proteine. Somit ist er bestens für Typ-I-Allergiker geeignet.

- Größenfarbcode Dispenserbox – für schnelle Identifikation der richtigen Handgröße.



- Verpackt in 200 Stück pro Dispenserbox.



## TECHNISCHE DATEN

<b>TYP</b>	Unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch
<b>MATERIAL</b>	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
<b>FARBE</b>	Lavendelblau
<b>HANDSCHUHFORM</b>	Flach mit Rollrand
<b>GRÖSSE/GESAMTLÄNGE</b> gemäß EN 455-2	XS, S, M, L, XL median 240 mm
<b>WANDDICKE</b> im Handflächenbereich doppelt gemessen	mind. 0,10 mm
<b>BARRIEREEIGENSCHAFTEN</b> Dichtheit übertrifft EN 455-1	AQL 1,5
<b>REISSKRAFT</b> gemäß EN 455-2	≥ 6 N
<b>LAGERFÄHIGKEIT</b> in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	3 Jahre
<b>VERPACKUNG</b>	Spenderkarton XS, S, M, L 200 / XL 180 Stück 10 Spenderkartons pro Versandkarton
<b>STANDARDS UND KENNZEICHNUNGEN</b>	EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455 1-4, EN ISO 15223-1
<b>ZWECKBESTIMMUNG</b> gemäß MP-Verordnung (EU) 2017/745 gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425	Medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch Klasse I Einmal-Schutzhandschuh Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)*
<b>ARTIKELNUMMERN</b>	Größe XS 872 601      Größe L 872 604 Größe S 872 602      Größe XL 872 605 Größe M 872 603



### KONTAKTIEREN SIE UNS!

**IVF HARTMANN AG**  
Victor-von-Bruns-Strasse 28  
Postfach 634  
CH-8212 Neuhausen

+41 52 674 31 11  
+41 52 672 74 41  
info@ivf.hartmann.info  
ivf.hartmann.info

### HERSTELLUNG DURCH:

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m. b. H.  
Segment Sempermed  
Österreich · 1030 Wien · Modecenterstraße 22  
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630  
E-Mail: sempermed@semperitgroup.com · www.sempermed.com

Distributed by

**puras**

031 996 85 85  
puras.ch

\* Gemäß Chemikalienbeständigkeitsliste (www.sempermed.com/de/sempermed-informiert/chemikalienschutz/)

**WICHTIGER HINWEIS:** Die jeweils neuesten Produktinformationen finden Sie auf www.sempermed.com unter „Produkte“. **Jegliche Nichtbeachtung dieser Information, insbesondere zur (Chemikalien-)Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Semperit haftet weder für unsachgemäßen Gebrauch der Handschuhe noch für unsachgemäße Lagerung und Handhabung. Bei Beschädigungen oder ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen dürfen die Handschuhe nicht verwendet werden.** Wenden Sie sich im Zweifelsfall vor der Anwendung an einen Experten. Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Die technischen Daten sind Durchschnittswerte aus der Produktion und können im Einzelfall abweichen. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.

**ACHTUNG: Naturlatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischen Schocks auslösen. Semperit übernimmt keine Haftung für allergische Reaktionen.** © Copyright 2019 Sempermed