

SINGLE-LET™ NEXT: Lancette stérile à usage unique^{1,2}

Distributed by
puras
031 996 85 85
puras.ch

Vos avantages avec SINGLE-LET™ NEXT:

SÉCURITÉ

- Protège vous et vos patients contre les blessures accidentelles par piqûre d'aiguille

CONFORT

- L'aiguille de calibre 28 avec revêtement en silicone et une profondeur de pénétration fixe de 1,5 mm assurent un confort supplémentaire pour le patient

FACILÀ UTILISER

- Utilisation facile en seulement 2 étapes : tourner et appuyer (voir au verso)

L'aiguille **se rétracte automatiquement et se verrouille pour empêcher toute réutilisation.**

Aiguille gamma-stérilisée de calibre 28

Profondeur de pénétration de 1,5 mm

Dispositif médical destiné à des professionnels qualifiés

L'image ne correspond pas à la taille réelle du produit

1. HTL-STREFA S.A. Data on file. TDS of Single-Let® Next type 520 safety lancets. 2. Simulated Clinical Use Testing to Evaluate Sharps Injury Prevention Features of HTL-STREFA's safety lancet type 520. Study report; dated 2019-02-12. 3. HTL-STREFA S.A. Data on file. Clinical study report version 1.0 according to the Study Protocol 02Lan2017, April 24, 2018 (appendix) 4. Janus-Dziedzic K, Zurawska G, Banyas K., Morozowska J. The impact of needle diameter and penetration depth of safety lancets on blood volume and pain perception in 300 volunteers: A randomized controlled trial. J Med Lab Diagn 2019 Jan Vol 10 (1), pp 1-12

Bouton de déclenchement avec une empreinte rainurée pour le doigt^{3,4}

Forme ergonomique avec des ailes latérales supplémentaires pour une **prise en main sûre**, même avec des gants^{3,4}

Le long capuchon protecteur garantit la **stérilité de l'aiguille** et permet de **dévisser facilement le capuchon**^{3,4}



SINGLE-LET™NEXT: Instructions d'utilisation en 2 étapes simples*



1

Tourner le capuchon protecteur (A) et puis le **retirer** tout droit (B).



2

Placer fermement la lancette sur le site de ponction souhaité et **appuyer** sur le bouton de déclenchement.



Pharmacode: **1122546**

Ascensia Diabetes Care Service:
+41 61 544 79 90
info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch

ATTENTION : Utiliser uniquement pour le prélèvement de sang capillaire.

Lancettes stériles - Ne pas utiliser si le capuchon protecteur a été retiré de la lancette.
Nettoyez le site de ponction conformément à vos règles de sécurité.
Ne pas réutiliser les lancettes après usage.

* Les instructions complètes et les consignes de sécurité se trouvent sur l'emballage de SINGLE-LET™NEXT.

© 2025 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Date de création : Janvier 2025.

Ascensia, le logo « Ascensia Diabetes Care », Contour et Single Let sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

92001845 01/25

Distributed by
puras
031 996 85 85
puras.ch


ASCENSIA
Diabetes Care