

# Soffban® Synthetic/ Soffban® Natural



**Die sterilisierbare und luftdurchlässige Polsterwatte.  
Leicht reissbar, weich und hautfreundlich.**

**Soffban® erfüllt alle Anforderungen, die an die Polsterung von Starr- und Stützverbänden gestellt werden. Dank der hohen Vliesdichte und eines grossen Volumens wird eine ausgezeichnete Polsterwirkung erreicht.**

## Produkteigenschaften

Soffban® ist leicht reissbar, dadurch wird eine leichte Applikation ohne Gefahr der Einschnürung ermöglicht. Alle Soffban® Versionen sind autoklavierbar.



*Durch die hohe Vliesdichtigkeit wird eine ausgezeichnete Polsterung erreicht.*

## Weitere Eigenschaften

### Soffban® Synthetic

- synthetische Polsterwatte
- wasserabstossend
- geringe Resorption von Feuchtigkeit

### Soffban® Natural

- Polsterwatte aus Naturfasern (100% Viskose)
- hohes Absorptionsvermögen
- Verminderung des Risikos von Hautmazerationen
- auch für Feuchtverbände geeignet

## Anwendungsgebiete

Zur Polsterung von Starr- und Stützverbänden.

## Lieferformen

REF	Abmessung	Verp.-Einheiten
<b>Soffban® Synthetic</b>		
71464-01	5,0 cm x 2,7 m	12/288
71467-01	7,5 cm x 2,7 m	12/192
71486-05	10,0 cm x 2,7 m	12/144
71465-01	15,0 cm x 2,7 m	12/96
<b>Soffban® Natural</b>		
71472-00	5,0 cm x 2,7 m	12/288
71473-00	7,5 cm x 2,7 m	12/192
71469-00	10,0 cm x 2,7 m	12/144
71470-00	15,0 cm x 2,7 m	12/96



Distributed by

**puras**

031 996 85 85  
puras.ch