



STETS EINSATZBEREIT



# Softa<sup>®</sup> Swabs

Pre-Injektions Reinigungstupfer



# Softa® Swabs

## Pre-Injektions Reinigungstupfer

### EIGENSCHAFTEN

- Einzel verpackte Einmal-Alkoholtupfer
- Getränkt mit 70% Isopropylalkohol
- Zur Hautreinigung vor Punktionen und Injektionen
- Absorbierendes, nicht-faserndes Vlies
- Handliche Grösse  
(gefaltet 32.5 mm x 30 mm, aufgefoldet 65 mm x 30 mm)
- Medizinprodukt Klasse I

### INDIKATION

- Zur Reinigung vor Injektionen
- Für die Vorbereitung der Haut, Instrumente oder Utensilien

### DOSIERUNG

- Vor Punktionen oder Injektionen zur lokalen Reinigung  
auf den gewünschten Hautbereich auftragen
- Nach Gebrauch entsorgen

### PACKUNG

- Box mit 100 Tupfern (50 x 2)
- Einzel verpackt



Artikel	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGel
Softa® Swabs, Alkoholtupfer	19579	4894856	21.03.10.10.1

**Softa Swabs® – Zusammensetzung:**  
70 g Propan-2-ol per 100 g Tränklösung 0.66 g ± 0.1 g  
Tränklösung pro Tupfer

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)

