

3M Medizin
Wundverschluss – schnell und sicher



3M™ Steri-Strip™

- Atraumatisch
- Schnell
- Sicher



3M™ Steri-Strip™ Wundverschluss – die schnelle und sichere Lösung für Praxis und OP.

Unser vielfältiges Produktportfolio bietet für jede Wunde den passenden Wundverschluss – mit kosmetisch hervorragendem Ergebnis. Das microporöse Kunstseidenmaterial ist atmungsaktiv, exsudatdurchlässig und auch für sensible Haut geeignet.

Reduziertes Infektionsrisiko

Wunden sind anfällig für Sekundärinfektionen, Nahtspannung kann Zirkulationsstörungen provozieren und Stichkanäle bieten zusätzliche Eintrittspforten für pathogene Keime.

- + **Steri-Strip™ verringert das Risiko einer Infektion durch Vermeidung von Stichkanälen.**
- + **Gute Durchblutung durch gleichmässige Spannungsverteilung.**

Beschleunigte Wundheilung

Die Gewebefestigkeit einer heilenden Wunde hängt massgeblich von einer ungehinderten Kollagenbildung und guter Durchblutung ab.

- + Der atraumatische Wundverschluss mit Steri-Strip™ ermöglicht diese optimale Wundheilung.
- + Kollagenfasern können sich im Wundbereich gleichmässig anlagern und ausrichten.

Das Resultat: höhere Reissfestigkeit und schnellere Heilung.





Für ein hervorragendes kosmetisches Ergebnis

Empfohlene Anwendung

- + **3M™ Steri-Strip™** Wundverschluss für alle Wunden, die primär verschlossen werden können, wie chirurgische Inzisionen und frische Lacerationen mit glatten Wundrändern ohne starke Zugkräfte.
- + Als Verstärkung und Entlastung von geklammerten oder genähten Wunden.
- + Zur Entlastung frischer Narben nach frühzeitiger Faden- oder Klammerentfernung (bereits nach dem 3. Tag der OP).
- + Zur Fixierung von Hauttransplantaten.



Genähte Wunde nach 24 Stunden*



Wundverschluss mit Steri-Strip nach 24 Stunden*

* Studies in the healing of cutaneous wounds. Archives of Surgery, Vol. 93, 6. Dec. 1966, L.J. Ordman, M.B. BCh, and T. Gillman.

Die erfolgreiche Steri-Strip™ Familie.

3M™ Steri-Strip™ – Das Original

- universell einsetzbar
- hautfreundliches, microporöses Kunstseidenmaterial – atmungsaktiv und exsudatdurchlässig
- hohe Zugfestigkeit durch Rayonfäden – kein Nachdehnen



3M™ Steri-Strip™ Blendtone – Das Chamäleon

- hautfarben
- besonders für die plastische und kosmetische Chirurgie geeignet
- dünn und unauffällig



3M™ Steri-Strip™ Elastic – Das Flexible

- für den Einsatz an Gelenken und bei postoperativer Ödembildung
- kombiniert Elastizität, hohe Rückstellkraft und Anschließbarkeit mit sicherem Halt



3M™ Steri-Strip™ Wundverschlussystem

Kombiniert die Vorteile von Steri-Strip™ mit dem Wundschutz von 3M™ Tegaderm™ Transparenter Wundverband.

- schnell und einfach zu applizieren
- wasserdicht und atmungsaktiv – Duschen möglich



In vielen Grössen erhältlich.

Muster – 1542

6 x 38 mm

Weitere Grössen:

3 x 75 mm

6 x 75 mm

6 x 100 mm

12 x 100 mm

25 x 125 mm

12 x 50 mm

Muster – 1551

6 x 75 mm

Weitere Grössen:

3 x 75 mm

6 x 100 mm

12 x 100 mm

12 x 50 mm

Muster – 4547

12 x 100 mm

Weitere Grössen:

3 x 75 mm

6 x 75 mm

6 x 38 mm

6 x 100 mm

25 x 125 mm


12 x 50 mm

3M™ Steri-Strip™ Wundverschluss

- ✓ **hervorragendes Narbenergebnis bei schmerzfreier Applikation**
- ✓ **keine zusätzliche Lokalanästhesie erforderlich**
- ✓ **hoher Patientenkomfort**

In vielen Grössen erhältlich.

Muster – 1542



6 x 38 mm

Weitere Grössen:

3 x 75 mm

6 x 75 mm


6 x 100 mm

12 x 100 mm

25 x 125 mm

12 x 50 mm

Muster – 1551



6 x 75 mm

Weitere Grössen:


3 x 75 mm

6 x 100 mm

12 x 100 mm

12 x 50 mm

Muster – 4547



12 x 100 mm

Weitere Grössen:

3 x 75 mm

6 x 75 mm

6 x 38 mm

6 x 100 mm

25 x 125 mm

12 x 50 mm

3M™ Steri-Strip™ Wundverschluss

- ✓ hervorragendes Narbenergebnis bei schmerzfreier Applikation
- ✓ keine zusätzliche Lokalanästhesie erforderlich
- ✓ hoher Patientenkomfort

Bestellinformationen

3M™ Steri-Strip™

Artikel-Nummer	Inhalt/Box	Grösse (mm)	Pharma-code
1540P	12 x 5 Streifen	3 x 75	1999247
1541P	12 x 3 Streifen	6 x 75	1329512
1542P	12 x 6 Streifen	6 x 38	1329506
1546P	12 x 10 Streifen	6 x 100	1329529
1547P	12 x 6 Streifen	12 x 100	1329535
1540	50 x 5 Streifen	3 x 75	0815593
1541	50 x 3 Streifen	6 x 75	0816279
1542	50 x 6 Streifen	6 x 38	0978711
1546	50 x 10 Streifen	6 x 100	0869241
1547	50 x 6 Streifen	12 x 100	0718217
1548	25 x 4 Streifen	25 x 125	0869258
1549	50 x 6 Streifen	12 x 50	4420673

3M™ Steri-Strip™ Blendtone

Artikel-Nummer	Inhalt/Box	Grösse (mm)	Pharma-code
1551P	12 x 3 Streifen	6 x 75	1329541
1550	50 x 5 Streifen	3 x 75	0800083
1551	50 x 3 Streifen	6 x 75	0869235
1553	50 x 10 Streifen	6 x 100	4652969
1557	50 x 6 Streifen	12 x 100	4652975
1559	50 x 6 Streifen	12 x 50	4653377

3M™ Steri-Strip™ Elastic

Artikel-Nummer	Inhalt/Box	Grösse (mm)	Pharma-code
4541P	12 x 3 Streifen	6 x 75	4652863
4540	50 x 5 Streifen	3 x 75	1599884
4541	50 x 3 Streifen	6 x 75	1599890
4542	50 x 6 Streifen	6 x 38	1638905
4546	50 x 10 Streifen	6 x 100	4420696
4547	50 x 6 Streifen	12 x 100	1599909
4548	25 x 4 Streifen	25 x 125	4420704
4549	50 x 6 Streifen	12 x 50	4423329

3M™ Steri-Strip™ Wundverschlussystem

Artikel-Nummer	Inhalt/Box	Grösse (mm)	Pharma-code
8512	25 x 1 System	60 x 47	2200826
8514	25 x 3 Systeme	60 x 47	2200803
8516	25 x 5 Systeme	60 x 47	4655904

Alle Produkte sind latexfrei!

Inhaltsstoffe

Steri-Strip: Kunstseide, Acrylatklebstoff, silikonisiertes Trägerpapier. **Steri-Strip Blendtone:** wie Steri-Strip. **Steri-Strip Elastic:** Polyurethan, Acrylatklebstoff, Polyester. **Tegaderm:** PUR (Polyurethan), Acrylatklebstoff, silikonisiertes Trägerpapier.

3M

3M (Schweiz) AG
Medizin

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Telefon 044 724 92 31
Telefax 044 724 92 38
medical.ch@mmm.com
www.3M.com/ch/healthcare



3M, Steri-Strip und Tegaderm sind eingetragene Warenzeichen der Firma 3M.
© 3M 2010. All rights reserved.