

Sterican®


Einmalkanülen



Einmalkanülen für Injektionen und Aspirationen nach ISO 7864


- Spezial-Facetten-Langschliff / Kurzschliff für schmerzarme Punktionen
- Dünnwandkanüle
- Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz
- Farbcodiert nach ISO 6009

Transparenter, kombinierter Luer-Lock Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen




Long Bevel LB
= Langschliff

Short Bevel SB
= Kurzschliff




Sterican®


Grössenüberlick

Produkt	<ul style="list-style-type: none"> ● Latex frei ○ PVC frei 	Gauge	∅ Aussen [mm]	Länge [mm]	Länge [inch]	Artikelnummer
Sterican®	<ul style="list-style-type: none"> ● ○ 	14 G	2.10	80	3 1/8"	4665473
		18 G	1.20	50	2"	4667123
		18 G	1.20	40	1 1/2"	4665120
		19 G	1.10	50	2"	4665511
		19 G	1.10	40	1 1/2"	4657799
		19 G	1.10	40	1 1/2"	4665112
		19 G	1.10	30	1 1/4"	4665317
		20 G	0.90	70	2 3/4"	4665791
		20 G	0.90	50	2"	4667093
		20 G	0.90	40	1 1/2"	4657519
		20 G	0.90	25	1"	4657500
		21 G	0.80	120	4 3/4"	4665643
		21 G	0.80	80	3 1/8"	4665465
		21 G	0.80	50	2"	4665503
		21 G	0.80	40	1 1/2"	4657527
		21 G	0.80	25	1"	4657543
		21 G	0.80	22	7/8"	9180109
		22 G	0.70	40	1 1/2"	4660021
		22 G	0.70	30	1 1/4"	4657624
		23 G	0.60	80	3 1/8"	4665635
		23 G	0.60	60	2 3/8"	4665600
		23 G	0.60	30	1 1/4"	4657640
		23 G	0.60	25	1"	4657667
		24 G	0.55	25	1"	4657675
		25 G	0.50	40	1 1/2"	9186166
		25 G	0.50	25	1"	9186158
		25 G	0.50	16	5/8"	4657853
		26 G	0.45	25	1"	4657683
		26 G	0.45	12	1/2"	4665457
		27 G	0.40	40	1 1/2"	9186182
		27 G	0.40	25	1"	9186174
		27 G	0.40	25	1"	9180117
		27 G	0.40	20	3/4"	4657705
		27 G	0.40	12	1/2"	4665406
		30 G	0.30	12	1/2"	4656300

Sterican®


Einmalkanülen für das Standardprogramm/Sonderindikationen

Produkt Standardprogramm	● Latex frei ○ PVC frei	Gauge	∅ Aussen [mm]	Länge [mm]	Länge [inch]	Artikelnummer
Sterican® Einmalkanülen für intramuskuläre, subcutane, intravenöse und intra-arterielle Injektionen ■ Packung zu 100 Stück ■ Langschliff (LB)		20 G	0.90	40	1½"	4657519
		21 G	0.80	40	1½"	4657527
		22 G	0.70	30	1¼"	4657624
		23 G	0.60	30	1¼"	4657640
		23 G	0.60	25	1"	4657667
		24 G	0.55	25	1"	4657675
		26 G	0.45	25	1"	4657683
		27 G	0.40	20	¾"	4657705

Produkt Sonderindikationen	● Latex frei ○ PVC frei	Gauge	∅ Aussen [mm]	Länge [mm]	Länge [inch]	Artikelnummer
Sterican® für Dental-Anästhesie Einmaldentalkanüle ■ Packung zu 100 Stück ■ Langschliff (LB)		Infiltrations-Anästhesie				
		25 G	0.50	25	1"	9186158
		Ober- und Unterkiefer, Leitungsanästhesie				
		25 G	0.50	40	1½"	9186166
		27 G	0.40	40	1½"	9186182
		Nervenbereich-Anästhesie				
Sterican® blunt/stumpf, ohne Anschliff		zur Applikation von pastösen Materialien, Flüssigkeiten und Gels und zur Wundspülung				
		21 G	0.80	22	7/8"	9180109
		zur Wurzelkanalspülung				
27 G	0.40	25	1"	9180117		

Sterican®

Einmalkanülen für spezielle Indikationen

Produkt Spezielle Indikationen	● Latex frei ○ PVC frei	Gauge	∅ Aussen [mm]	Länge [mm]	Länge [inch]	Artikelnummer
Sterican® Einmalkanülen für spezielle Indikationen ■ Packung zu 100 Stück		Sterican® Insulin-Kanüle, LB				
		26 G	0.45	12	1/2"	4665457
		27 G	0.40	12	1/2"	4665406
		30 G	0.30	12	1/2"	4656300
		Sterican® Heparin, Tuberkulin, LB				
		25 G	0.50	16	5/8"	4657853
		Sterican® zur Blutentnahme, LB				
		19 G	1.10	40	1 1/2"	4657799
		19 G	1.10	30	1 1/4"	4665317
		20 G	0.90	25	1"	4657500
		21 G	0.80	25	1"	4657543
		22 G	0.70	40	1 1/2"	4660021
		Sterican® zur Varizenverödung und Blutentnahme, SB				
		18 G	1.20	40	1 1/2"	4665120
		19 G	1.10	40	1 1/2"	4665112
		Sterican® Intramuskulär, SB				
		18 G	1.20	50	2"	4667123
		20 G	0.90	50	2"	4667093
		Sterican® Intramuskulär, LB				
		14 G	2.10	80	3 1/8"	4665473
		19 G	1.10	50	2"	4665511
		21 G	0.80	50	2"	4665503
		Sterican® tief-intramuskulär, LB				
		20 G	0.90	70	2 3/4"	4665791
		21 G	0.80	80	3 1/8"	4665465
		Sterican® zur Neuraltherapie, LB				
		21 G	0.80	120	4 3/4"	4665643
		23 G	0.60	80	3 1/8"	4665635
		23 G	0.60	60	2 3/8"	4665600

LB Long Bevel = Langschliff für kaum spürbare, venenschonende Punktion

SB Short Bevel = Kurzschliff für die Punktion schwer erreichbarer Venen