

Stülpa®

Der nahtlos gestrickte Schlauchverband für den universellen Einsatz

Charakteristik

Nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Längs- und Querelastizität; ohne Hilfsmittel einfach anzulegen; kann an jeder beliebigen Stelle durchtrennt werden, ohne dass Laufmaschen entstehen; faltenloser Sitz; durch geschlossene Oberfläche auch bei mechanischer Beanspruchung kein Lockern, sodass Wunden oder empfindliche Hautpartien zuverlässig geschützt werden; saugfähig, luftdurchlässig und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); auf Rollen sowie als Fertigverband erhältlich.

70 % Viskose

30 % Baumwolle

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art; für ruhigstellende Verbände (Desault-Verbände) und Extensionsverbände; als Unter- und Überzug bei Zinkleim- oder Gipsverbänden sowie als Hautschutz unter Kompressionsverbänden; in gepolsterter Form als Rucksackverband; zum Überziehen von Schienen und Wattlepolstern.

Größentabelle

Gr. 0 = Kinderfinger- und Zehenverbände

Gr. 1 = Fingerverbände

Gr. 2 = Arm-, Kinderfuß- und Kinderbeinverbände

Gr. 3 = Hand-, Fuß- und Beinverbände, Kinderkopf- und Achselhöhlenverbände

Gr. 4 = Kopf-, Bein- und Achselhöhlenverbände, Gesichtsmasken

Gr. 5 = Kinderrumpf-, Kopf-, Oberschenkel- und Achselhöhlenverbände, Streckverbände

Gr. 6 = Kinderrumpf- und Oberschenkelverbände

Gr. 7 = Desault-, Rumpf- und übergroße Oberschenkelverbände

Gr. 8 = Desault- und Rumpfverbände

Stülpa®-Fertigverbände

Für die am häufigsten vorkommenden Verbände steht Stülpa gebrauchsfertig abgemessen, abgebunden und gerollt zur Verfügung.

Stülpa®-Rollen

In neun verschiedenen Schlauchbreiten auf Rollen zu 15 m bzw. 6 m für einen bedarfsgerechten Einsatz.



Fingerverbände zählen zu den am häufigsten benötigten Verbänden. Aus diesem Grund steht Stülpa hierfür als Fertigverband zur Verfügung.



Stülpa ist ideal für Unter- und Überzüge bei Zinkleim- und Gipsverbänden.



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Stülpa®-Fertigverbände einzeln verpackt				
Gr. 1	1 Stück	427 211	0982919	240
Gr. 3	1 Stück	427 213	0982983	240
Gr. 4	1 Stück	427 214	0983043	240
Stülpa®-Fertigverbände lose in Kartons				
Gr. 1	50 Stück	427 261	0982925	12
Gr. 3	10 Stück	427 253	0983014	33
Gr. 4	10 Stück	427 254	0983072	24
Stülpa®-Rollen 15 m lang				
Gr. 0 R, 1,5 cm breit	1 Rolle	427 110	0982894	20
Gr. 1 R, 2,5 cm breit	1 Rolle	427 111	0982948	24
Gr. 2 R, 6 cm breit	1 Rolle	427 112	0982960	32
Gr. 3 R, 8 cm breit	1 Rolle	427 113	0983037	28
Gr. 4 R, 10 cm breit	1 Rolle	427 114	0983095	14
Gr. 5 R, 12 cm breit	1 Rolle	427 115	0983103	12
Stülpa®-Rollen 6 m lang				
Gr. 6 R, 15 cm breit	1 Rolle	427 146	1310412	10
Gr. 7 R, 21 cm breit	1 Rolle	427 147	0983126	16
Gr. 8 R, 24 cm breit	1 Rolle	427 148	0983132	10