




Suprasorb® P

PU-Schaumverband



- 1 gleichmässige Verteilung von Wundexsudat
- 2 perforierte Wundkontaktschicht
- 3 bakterien- und wasserabweisend
- 4 wasserdampfdurchlässig

Anwendungsbereiche

- mittel exsudierende Wunden
- oberflächliche Wunden
- nicht infizierte Wunden
- in allen Phasen der Wundheilung, z. B.:
 - Dekubiti und andere Ulzera
 - Verbrennungen 2. Grades
 - Spalthautentnahmestellen
 - postoperative Wunden

Eigenschaften

- sehr gute Wundheilung durch zuverlässiges Exsudatmanagement
- hoher Tragekomfort durch weiche und anschmiegsame Struktur
- leichte Beurteilung des Wundexsudats
- bakterien- und flüssigkeitsabweisende PU-Membran

Hinweise

Verbandwechselintervall:

- Wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand und Exsudationsgrad festgelegt, spätestens nach 5-7 Tagen. Sobald die Verfärbung den Wundrand erreicht, ist der Verband zu wechseln.
- Suprasorb P kann als Sekundärverband bei infektgefährdeten Wunden im Rahmen der regulären antimikrobiellen Therapie verwendet werden

Ausführungen

- nicht klebend
- selbstklebend
- Sonderform sacrum

Empfohlene Kombinationen

- Suprasorb A, Suprasorb A + Ag, Suprasorb X, Suprasorb X + PHMB, Suprasorb C, Kompressionstherapie, Fixierbinden

Suprasorb® P PU-Schaumverband
steril, einzeln eingeschlagt

Grösse (cm)	REF	Pharmacode	VE (Stk.)
selbstklebend			
7,5 x 7,5	20 416	250 621 2	10 / 100
10 x 10	20 417	250 622 9	10 / 100
15 x 15	20 418	250 623 5	5 / 50
15 x 20	20 419	250 624 1	5 / 50
nicht klebend			
5 x 5	20 405	260 192 7	10 / 100
7,5 x 7,5	20 406	260 193 3	10 / 100
10 x 10	20 407	260 195 6	10 / 100
15 x 15	20 408	260 196 2	5 / 50
15 x 20	20 409	260 197 9	5 / 50
sacrum, selbstklebend			
18 x 20,5	20 415	327 932 7	5 / 50