




Suprasorb® X

HydroBalance-Wundverband



- 1 überschüssiges Exsudat aus der Wunde wird im Verband aufgenommen
- 2 Feuchtigkeit aus dem Verband wird in den Bereich der schwach exsudierenden Wunde abgegeben

Anwendungsbereiche

- schwach bis mittel exsudierende Wunden
- oberflächliche oder tiefe Wunden
- nicht infizierte Wunden
- in allen Phasen der Wundheilung, z. B.:
 - Ulzera verschiedener Genese
 - Verbrennungen 2. Grades
 - Spalthautentnahme- und -empfängerstellen
 - postoperative Wunden, z. B. Hauttransplantate
 - Schürfwunden, Lazerationen

Eigenschaften

- Schmerzreduktion ohne pharmakologischen Zusatz
- sehr gute Wundheilung durch einzigartigen HydroBalance-Effekt (Regulierung der Feuchtigkeit)
- hoher Komfort durch besonders weiche und anschmiegsame Struktur
- hohe Wirtschaftlichkeit durch verlängerte Verbandwechselintervalle

Hinweise

- strahlenindifferent
- Verbandwechselintervall:
 - wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und Sekundärverband festgelegt, spätestens nach 5 - 7 Tagen

Ausführungen

- Kompresse
- Tamponade

Empfohlene Kombinationen

- Suprasorb C, Suprasorb P, Suprasorb F, Kompressions-therapie, Fixierbinden

Suprasorb® X HydroBalance-Wundverband
steril, einzeln eingeschiegelt

Grösse (cm)	REF	Pharmacode	VE (Stk.)
Kompresse			
5 x 5	20 534	328 797 6	5 / 90
9 x 9	20 531	328 798 2	5 / 80
14 x 20	20 532	328 800 7	5 / 65
Tamponade			
2 x 21	20 533	328 803 6	5 / 130