

3M™ Fertigverbände

kombinierte Deckverbände mit sterilem Saugpolster



3M™ Tegaderm™ + Pad

- n wasserdichter und atmungsaktiver Fertigverband:
Duschen mit Verband möglich, absorbierende Wundauflage, steril, transparent, bakteriendicht
- n Trägermaterial: Polyurethanfolie
- n Klebstoff: hautfreundliches Polyacrylat



Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Grösse	Inhalt/Box	Pharmacode	MiGeL
3582	Wundkissen: 2.5 x 4 cm	5 x 7 cm	50 Stück	1857197	34.15.01.01.1
3584	Wundkissen: 2.5 x 6 cm	6 x 10 cm	50 Stück	2335437	34.15.01.02.1
3586	Wundkissen: 4.5 x 6 cm	9 x 10 cm	25 Stück	1857205	34.15.01.03.1
3587	Wundkissen: 4.5 x 6 cm, oval	9 x 10.5 cm	25 Stück	4414750	34.15.01.03.1
3589	Wundkissen: 4.5 x 10 cm	9 x 15 cm	25 Stück	1857228	34.15.01.04.1
3590	Wundkissen: 4.5 x 15 cm	9 x 20 cm	25 Stück	1857234	34.15.01.04.1
3591	Wundkissen: 4.5 x 20 cm	9 x 25 cm	25 Stück	1999201	34.15.01.04.1
3593	Wundkissen: 4.5 x 30 cm	9 x 35 cm	25 Stück	1999218	34.15.01.05.1

3M™ Medipore™ + Pad

- n schnell und einfach applizierbarer Fertigverband:
exsudatdurchlässige, absorbierende Wundauflage, steril, anschmiegsam, atmungsaktiv
- n Trägermaterial: ungewebtes Polyester
- n Klebstoff: hautfreundliches Polyacrylat



Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Grösse	Inhalt/Box	Pharmacode	MiGeL
3562E	Wundkissen: 2.8 x 3.8 cm	5 x 7 cm	50 Stück	2422254	34.16.01.01.1
3564E	Wundkissen: 3.4 x 6.5 cm	6 x 10 cm	50 Stück	2422277	34.16.01.01.1
3566E	Wundkissen: 5 x 5.5 cm	10 x 10 cm	25 Stück	2422159	34.16.01.01.1
3569E	Wundkissen: 5 x 10.5 cm	10 x 15 cm	25 Stück	2422171	34.16.01.02.1
3570E	Wundkissen: 5 x 15.5 cm	10 x 20 cm	25 Stück	2422202	34.16.01.02.1
3571E	Wundkissen: 5 x 20.5 cm	10 x 25 cm	25 Stück	2422225	34.16.01.03.1
3573E	Wundkissen: 5 x 30 cm	10 x 35 cm	25 Stück	2422231	34.16.01.03.1