

TENA MEN Active Fit Pants Plus

für die Versorgung bei mittlerer bis starker Blasenschwäche bei Männern.



Artikelbezeichnung	TENA MEN Active Fit Pants Plus Gr. M	TENA MEN Active Fit Pants Plus Gr. L
Artikel-Nummer	772512	772610
Verpackungsinhalt	4x12 Stk.	4x10 Stk.
Konfektionsgrösse	EU 46-52	EU 50-56
Empfohlener Hüftumfang	75-105cm	95-130cm
Produktabmessung	73x68cm	83x81cm
Produktgewicht	57g	61g
Saugleistung „Rothwell-Test“ (ISO 11948-1)	1010g	1010g
Hersteller	Essity	
Herstellungsland	Polen	

Produktbestandteile

Atmungsaktives und flexibles laminiertes Material
 Natrium-Polyacrylat (Super-Absorber), Polyethylenterephthalat, Co-Polyethylenterephthalat, Polypropylen, Zellstoff

Produkteigenschaften

- Sicherheit – Besonders saugfähiger Kern, verstärkt im Frontbereich
- Maskulin – Passform speziell für die Anatomie des Mannes gestaltet sowie maskulines Design
- Komfort – Baumwollweiches Material
- Atmungsaktiv – bessere Hautverträglichkeit
- Odour Control™ Geruchsbinder – verhindert das Entstehen unangenehmer Gerüche
- Elastische Beinbündchen – für eine optimale Passform und einen perfekten Sitz
- Aufreißbare Seitennähte – für problemlose Handhabung bei der Entsorgung