



TENA Silhouette Plus Crème

Sous-vêtement de protection féminin pour les fuites urinaires modérées qui offre une protection et une sécurité discrètes dans le cadre d'une vie quotidienne active.

Description de l'article	TENA Silhouette Plus Crème Medium	TENA Silhouette Plus Crème Large
Numéro d'article	782512	782610
Contenu du paquet	4 x 12 pcs	4 x 10 pcs
Taille de confection	UE : 36 - 44	UE : 44 - 54
Tour de hanches	75 - 105 cm	95 - 130 cm
Poids du produit	57 g	61 g
Capacité d'absorption "Test de Rothwell" (ISO 11948-1)	1010 g	
Fabricant	Essity Hygiene and Health AB	
Pays de production	Pologne	

Composants du produit

Matière multicouche respirante et flexible
 Polyacrylate de sodium (superabsorbant), polyéthylène téréphtalate, co-polyéthylène téréphtalate, polypropylène, cellulose

Caractéristiques du produit

- **Sécurité** - noyau ultra absorbant, renforcé dans la zone du milieu
- **Produit féminin** - coupe spécialement conçue pour l'anatomie féminine et design féminin dans une délicate couleur abricot.
- **Confort** – matière douce comme du coton et coupe ajustée
- **TRU Color** – teinté dans la masse aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- **Matière 100 % respirante** - pour une sensation idéale et une peau saine
- **Système de capture des odeurs Odour Control™** - empêche l'apparition d'odeurs désagréables.
- **Bords élastiques à l'entrejambe** - pour un ajustement optimal et une tenue parfaite
- **Coutures latérales déchirables** - pour une manipulation facile lors de l'élimination