





HERKÖMMLICHER BECHER



THERMOBECHER VITAL

THERMOBECHER VITAL 205

AUFRICHTIG GENIESSEN

Der Thermobecher Vital ist die schöne Alternative zum Nasenbecher. Die konische Form des Innenbechers sorgt dafür, dass der Becher geleert werden kann, ohne dass man den Kopf in den Nacken legen muss. So stellt auch die Nase beim (Aus)Trinken kein Hindernis mehr da. Zudem wird das Trinken im Bett durch den Becher Vital erleichtert. Insgesamt wird so bei körperlichen Einschränkungen ein selbstständiges Trinken ermöglicht. Die Thermofunktion sorgt dafür, dass kalte Getränke kühl und heiße Getränke warm bleiben.

TECHNISCHE DATEN

| | | |
|-------------|-----|----|
| Höhe | 109 | mm |
| Durchmesser | 81 | mm |
| Gewicht | 163 | g |
| Füllmenge | 220 | ml |

BESTELLNUMMER

| | |
|----------|-------|
| blau | 10856 |
| brombeer | 10857 |
| gelb | 10854 |
| grün | 10855 |
| rot | 10853 |



DIESES PRODUKT ...

... ist recyclebar.



... darf NICHT in die Mikrowelle.

... ist lebensmittelecht.



... ist spülmaschinenbeständig.

Die ORNAMIN ProVita Produkte sind am Boden mit einigen Symbolen gekennzeichnet. Diese Symbole zeigen neben den Herstellungsdaten und der Angabe des verwendeten Materials auch Pflege- und Gebrauchshinweise.

Zur Information finden Sie diese Hinweise auch im Katalog bei jedem Produkt.