

 **TOPRO**

Premiumrollatoren



Distributed by
puras

031 996 85 85
puras.ch

made in Norway



Unser Rollator- und Produktportfolio wächst weiter.

In den letzten Jahren hat TOPRO kontinuierlich seine Rollatorpalette aufgefrischt und ausgebaut – der Olympos ATR Geländerollator und der Pegasus Carbon-Rollator sind nur zwei Beispiele. In diesem Jahr freuen wir uns, Ihnen den TOPRO Hestia, unseren neuen Indoor-Rollator vorstellen zu können. Über seine innovativen Funktionen und umfangreiche Ausstattung informieren wir Sie ab Seite 6.

Als Marktführer für zukunftsweisende Mobilitätslösungen ist das aber noch nicht alles: Unser Produktportfolio umfasst nun auch den AssiStep, einen wirklich innovativen, mechanischen „Rollator“ für Treppen (Treppensteighilfe) – auf unserer Website oder in der

entsprechenden Broschüren finden sie weitere Informationen.

Auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Mobilitätshilfen sind wir seit über 30 Jahren spezialisiert. Wir sind stolz auf das, was wir tun und darauf, dass unsere Produkte den Alltag unserer Kunden im Hier und Jetzt verbessern.

Mit Blick auf die Zukunft spielen neben dem reinen Produktnutzen auch die Umwelt und eine nachhaltige Produktion eine wichtige Rolle. Unser Werk in Norwegen nutzt Wasserkraft und umweltfreundliches Aluminium, um die CO₂-Bilanz zu optimieren. Verwendet saubere Materialien, die recycelt werden können und so einen positiven

Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Wir haben auch ein „Zero Waste“-Prinzip implementiert, um sicherzustellen, dass kein Plastik die Umwelt zum Nachteil zukünftiger Generationen belastet.

Es ist unser erklärtes Ziel, Ihnen durch unsere Produkte das Leben zu erleichtern. Bitte bleiben Sie gesund, aktiv – und in Bewegung!



Asbjørn Eskild
CEO TOPRO Industri AS



Vorteile der TOPRO Rollator-Familie

Ob Produkt oder Design, seit über 30 Jahren verbessern wir unsere Rollatoren ständig.

Wir sind überzeugt, dass unsere Produkte Ihnen mit durchdachter Funktionalität und modernem Design, gepaart mit hoher Qualität und Sicherheit, einen spürbaren Mehrwert bieten.

Einzigartige Memoryfunktion ...

... in den Handgriffrohren ermöglicht eine einmalige und korrekte Höheneinstellung der Handgriffe, die anschließend einfach wieder abrufbar ist. (Standard bei Troja 5G, Olympos ATR, Troja Original)

Einfacher Radwechsel

TOPROs einzigartiges innenliegendes Bremssystem IBS ermöglicht in Kombination mit dem TOPRO Quick Release den Einsatz verschieden profilierter Räder. (Standard bei TOPRO Pegasus, Troja 5G, Olympos ATR)



TOPRO Ergo Grip

Die ergonomischen Handgriffe sorgen für eine korrekte Haltung, bieten verschiedene Greifpositionen und dienen als komfortable Armauflage beim Sitzen. (Standard bei TOPRO Pegasus, Hestia, Troja 5G, Olympos ATR, Odysseé)

Leicht zu falten

Einfach das Zugband am Sitz nach oben ziehen. Leicht zu transportieren, platzsparend zu verstauen und gut geeignet für enge Passagen.

Ankipphilfe und Kantenabweiser

erleichtern das Überwinden von Schwellen, Bordsteinen und anderen Hindernissen.

TOPRO PEGASUS

CARBON FÜRS LEICHTE GEWICHT, TOPRO FÜR QUALITÄT



Moderner, schlanker und leichter Carbon-Rollator, der mit seiner Funktionalität und seinem eleganten Design überzeugt. TOPRO Pegasus garantiert höchste Qualität, Sicherheit und Stabilität bei einem Gewicht von nur 6,1 kg*.

Bewährte Funktionen wurden überarbeitet und weiterentwickelt:

- Intuitiv zu bedienende Höheneinstellung der Handgriffe mithilfe einer numerischen Skala.
- Teilweise integrierte Bremskabel und moderne Reflektoren am Rahmen.
- Elegante Einkaufstasche mit einer Position, die eine verbesserte Sicht nach vorne bietet, was die Benutzersicherheit erhöht.
- Einfache Handhabung und Manövrierfähigkeit.
- Reflektoren an der Einkaufstasche und am Rahmen.
- Kugellager in Rädern und Gabeln sowie stossabsorbierende Reifen sorgen für eine komfortable Fahrt.

Erhältlich in den Farben:



Weiss



Stahlblau



Weinrot – NEU!

Masse, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 18.



„TOPRO Pegasus stellt einen neuen Trend in der Entwicklung von Mobilitätshilfen dar, bei dem Design, Funktionalität und Sicherheit bahnbrechend kombiniert werden.“



made in Norway



HESTIA

ZUHAUSE. EIN GUTES GEFÜHL.


Stylischer, platzsparend zusammenfaltbarer Indoor-Rollator, der zuhause das entscheidende Plus an Eigenständigkeit und Komfort bietet. Mit einer Fülle ausgeklügelter Funktionen ermöglicht der Hestia sichere Fortbewegung, bequemes Aufstehen und Hinsetzen sowie sicheren Transport von Mahlzeiten und Gegenständen.

Auf diese innovativen Funktionen können Sie sich freuen:

- **Integrierte, ausziehbare Aufstehgriffe** erlauben sicheres Abstützen beim Aufstehen und Hinsetzen. Zum ungehinderten Laufen können die Griffe wieder versenkt werden.
- **Multifunktionales Tablett** kann mit dem versenkbaren Griff problemlos mit einer Hand abgenommen werden und dient so zum sicheren Transfer von Speisen und Getränken.
- Das **verschiebbare Tablett** kann zur Laufseite hin bewegt werden, so dass man es auch im Sitzen leicht erreichen und als Tisch verwenden kann.
- Ein **Getränkehalter und eine Halterung für Smartphone oder Tablet** sind ebenfalls Standard. Pfiffig: Platziert man ihre Lautsprecher in der Halterung wird deren Lautstärke verstärkt!
- **Handlauf** mit umlaufendem Bremshebel ermöglicht variable Greifpositionen und sichere Handhabung beim Manövrieren des kompakten Hestia.

Masse, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 19.

Erhältlich in:



Silber



„Mit meinem Hestia
komme ich zu Hause
selbstständig zurecht und
kann all die kleinen All-
tagmomente genießen.“

| Karen




made in Norway



Hestia: Der neue Massstab für Indoor-Rollatoren

Der TOPRO Hestia ist sofort einsatzbereit – ein Zusammenbau ist nicht nötig.
Diese praktischen Details können Sie deshalb sofort nutzen:





TOPRO Ergo Handlauf – Ergonomisch und höhenverstellbar, erlaubt der durchgängige Handlauf verschiedene Greifpositionen sowie einhändige Bedienung.



Umlaufender Bremshebel – Sicheres und einfaches Bremsen aus verschiedenen Greifpositionen. Integrierte Feststellbremse.



Verschiebbares Tablett – Das Tablett kann vor- und zurückgeschoben werden und dient zur Verwendung als leicht zugänglicher Tisch im Sitzen. Mit integriertem Getränkehalter.

Einhändig bedienbar – Das Tablett ist mit einem Griff abnehmbar und ausbalanciert, selbst beim Tragen mit einer Hand.



Netzkorb – Hier lassen sich Gegenstände diskret unter dem Tablett verstauen.

Aufstehhilfen – Versenkbare Aufstehgriffe helfen Ihnen beim Aufstehen.



Ankipphilfe – Zum einfachen Überqueren kleiner Erhöhungen (Türschwellen, u. ä.)



Der TOPRO Hestia ist ein robuster und gleichzeitig leichter und kompakter Indoor-Rollator, ein leicht zu manövrierender Assistent für Ihr Zuhause. Wenn Sie ihn mal nicht brauchen, lässt er sich einfach mit Tablett zusammenfallen, steht dabei stabil von alleine und ist so platzsparend zu lagern.

TROJA 5G

DAMIT SIE SICH BESSER FÜHLEN




Komfort bei der Handhabung, hohe Stabilität – ganz in der Tradition von TOPRO.
Der TOPRO Troja 5G besticht durch modernes, leichtes Design und bietet dabei höchste Qualität und ein sicheres Fahrgefühl.

Details machen den Unterschied – für mehr Benutzerfreundlichkeit und Komfort:

- Intuitiv zu bedienende Höheneinstellung der Handgriffe mithilfe einer numerischen Skala.
- **Stossabsorbierende Reifen** für sanfte Federung und eine komfortable Fahrt.
- **Abnehmbare Einkaufstasche** mit Reflektoren, Reissverschluss und Schultergurt. Verschliessbar und bis 10 kg belastbar. Zwei Innentaschen für kleine Gegenstände.
- **Klingel**, um bei Bedarf auf sich aufmerksam zu machen. Einfach und sicher vom Griff aus zu bedienen.
- Leichte Handhabung und Manövrierfähigkeit dank **Kugellagern** in Gabeln und Rädern.

Masse, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 20.

Modelle M & S erhältlich in:



„Ich habe jetzt seit einem Jahr einen TOPRO
Rollator und er hat mein Leben verändert.“

| Audrey aus England



made in Norway



OLYMPOS ATR

DER GELÄNDE-ROLLATOR




Mit grossen Vorderrädern und Offroad-Bereifung bietet der Olympos ATR zuverlässige und komfortable Unterstützung auf unebenen Strassen und Kopfsteinpflaster sowie auf unbefestigten Wegen. Die perfekte Wahl für Aktivitäten im Freien.

Innovative Funktionen für maximale Unterstützung:

- **Breiterer Aufbau** für mehr Stabilität beim Gebrauch im Freien.
- **Grosse stossabsorbierende Bereifung** ermöglicht eine komfortable Fahrt und sorgt für bessere Manövrierfähigkeit auf unbefestigtem Gelände.
- **Abnehmbare geräumige wasserdichte und verschliessbare Einkaufstasche.** Bis 15 kg belastbar.
- Intuitiv zu bedienende Höheneinstellung der Handgriffe mithilfe einer numerischen Skala.
- Einfaches Fahren und Manövrieren dank **Kugellagern in Gabeln und Rädern.**


Masse, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 21.

Modelle M & S erhältlich in:



Ganz neu am Olympos ATR – Der ergonomische Handgriff (TOPRO Ergo Grip) macht es einfacher und sicherer, aus der Sitzposition aufzustehen.





„Der TOPRO
Olymos ATR ist
für jeden Unter-
grund geeignet.“

made in Norway



TROJA ORIGINAL

DIE EINFACHE ART DER FORTBEWEGUNG



Der Troja Original ist unser Qualitätsrollator für Einsteiger, der modernes Design, hohe Qualität und wegweisende Funktionen vereint, die die gesamte Rollatorbranche beeinflusst haben. Das klare und moderne Design bietet alle Funktionen, die Sie für einen sicheren und aktiven Alltag benötigen.

Die Funktionalität basiert auf TOPROs hoher und seit Jahren kontinuierlicher Qualität:

- **Leicht** mit nur 6,8 kg und einem hohen **Nutzergewicht** von 165 kg.
- Die trendsetzende **Längsfaltung** ist einfach mit einer Hand zu bedienen, indem am Sitzband gezogen wird.
- **Kugellager in Gabeln und Rädern** ermöglichen leichtes Fahren und Manövrieren.
- **Praktisches Einkaufsnetz** für direkten Zugriff auf den Inhalt.

- Erhältlich in drei verschiedenen Grössen.
- Einfach zu handhaben und zu bedienen, mit grosser Manövrierfähigkeit, die ihn zu einem treuen Begleiter in alltäglichen Situationen macht.
- Skala zur leichteren Einstellung der Handgriffe. Mit verbessertem Sicherungsbügel.

Modell M, S & X erhältlich in:



Silber



Weinrot – NEU!

Masse, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 22.



Mehr erfahren



TOPRO Troja Original



made in Norway



Zubehör – clevere Extras!



Stockhalter
links oder rechts montierbar

Troja Original / 5G,
Olympos ATR,
Hestia – grau Art.-Nr. 815358
TOPRO Pegasus Art.-Nr. 815236
Olympos Art.-Nr. 814040
Odysé Art.-Nr. 814457

*TOPRO Pegasus, Troja 5G,
Olympos ATR, Troja Original,
Odysé, Troja Neuro, Hestia*



Tablett
rastet sicher ein, ist leicht
abzunehmen und zu reinigen,
belastbar bis 5 kg.

TOPRO Pegasus,
Troja Original / 5G,
Odysé Art.-Nr. 814728
Olympos ATR M Art.-Nr. 815212


*TOPRO Pegasus, Troja 5G,
Olympos ATR, Troja Original,
Odysé*



Rückengurt mit Polster
ergonomisch höhenverstellbar
je nach bevorzugter Sitzposition.
In zwei Längen erhältlich.

kurz 67 cm Art.-Nr. 815270
lang 75 cm Art.-Nr. 815272

*TOPRO Pegasus, Troja 5G, Olympos
ATR, Odysé, Troja Neuro*



**LED-Lampe mit Clip und
USB-Stecker**
für Sicherheit im Dunkeln,
aufladbar.

Art.-Nr. 815260

*TOPRO Pegasus, Troja 5G,
Olympos ATR, Troja Original,
Odysé, Troja Neuro*



Rückengurt mit Polster
ergonomisch höhenverstellbar
je nach bevorzugter Sitzposition.
In zwei Längen erhältlich.

kurz 68 cm Art.-Nr. 815271
lang 76 cm Art.-Nr. 815273

Troja Original



Schirm mit Multifunktionsarm
hält Sie bei Regen trocken und
schützt Sie auch vor Sonne.

Schwarz Art.-Nr. 814068
Rot Art.-Nr. 814099

*TOPRO Pegasus, Troja 5G,
Olympos ATR, Troja Original,
Odysé, Troja Neuro*

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.



Mehr erfahren
Zubehör Rollatoren

Zubehör – clevere Extras!



Antirutsch-Matte für Tablett

Art.-Nr. 814059

*TOPRO Pegasus, Troja 5G,
Olympos ATR, Troja Original,
Odysseé*



Gepäcktasche

mit einer Hand zu öffnen, nah am Körper, ideal für Wertsachen, bis 3 kg belastbar.

Art.-Nr. 814046

*TOPRO Pegasus, Troja 5G,
Olympos ATR, Troja Original,
Odysseé, Troja Neuro*



Einhand-Simultanbremse

links oder rechts montierbar, zur Einhandbedienung der Bremsen.

Art.-Nr. 814026

*TOPRO Pegasus, Troja 5G,
Olympos ATR, Troja Original,
Odysseé, Troja Neuro*



Offroad-Räder

für IBS, stark profilierte PUR-Reifen für den Aussenbereich. Satz mit vier abnehmbaren Rädern.

Art.-Nr. 815302

Troja 5G



Rollwiderstandssystem (RWS), Paar

zum Einstellen des Rollwiderstands beim Gehen mit dem Rollator.

Art.-Nr. 814038

*Troja 5G, Olympos ATR, Odysseé,
Troja Neuro*



Getränkehalter

damit der Durst jederzeit gelöscht werden kann (Flasche separat verfügbar).

Art.-Nr. 814043

Troja 5G, Olympos ATR, Troja Original, Odysseé, Troja Neuro

Technische Daten TOPRO Pegasus



Empfohlene Körpergrösse	150–200 cm
Max. Benutzergewicht	130 kg
Max. Zuladung Einkaufstasche	10 kg / 15 l
Griffhöhe	78–97,5 cm
Handgriffe	Ergonomisch, vielfältige Greifpositionen (TOPRO ErgoGrip)
Greifabstand Fahrbremse	7 cm
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe	47 cm
Sitzbreite	43,5 cm
Sitzhöhe	63 cm
Wendekreis	84 cm
Grösste Höhe	101 cm
Grösste Breite	64 cm
Grösste Länge	65 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterräder	20 cm
Breite Vorder-/Hinterräder	3,6 cm
Länge zusammengefaltet	65 cm
Breite zusammengefaltet	27 cm
Höhe zusammengefaltet	80,5 cm
Transportmasse (L × B × H)	65 × 27,3 × 80,3 cm
Produktgewicht (ohne Einkaufstasche)	6,1 kg
Produktgewicht (mit Einkaufstasche)	6,6 kg
Einsatzgebiet	Innen- & Aussenbereich
Art.-Nr.	815020 + Farbcode
HMV-Nummer	10.50.04.1242

Erhältlich in den Farben:



7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage – 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege

Technische Daten TOPRO Hestia



Empfohlene Körpergrösse	156–196 cm
Max. Benutzergewicht	110 kg
Max. Zuladung Aufbewahrungsnetz	5 kg
Max. Zuladung Tablett	5 kg
Handgriffhöhe	81–100 cm
Handgriff	Ergonomisch, vielfältige Greifpositionen (TOPRO ErgoBar)
Greifabstand Fahrbremse	7,5 cm
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe	37,5 cm
Höhe Position Tablett	68,3 cm
Tablettgrösse	35 × 29 cm
Drehdurchmesser	78 cm
Maximale Höhe	100 cm
Maximale Breite	55,5 cm
Maximale Länge	63 cm
Durchmesser Räder	11,2 cm
Breite Räder	2,4 cm
Mass zusammengeklappt (L × B × H)	25 × 55,5 × 88,5 cm
Produktgewicht	6,9 kg
Einsatzgebiet	Innenbereich
Art.-Nr.	815500-119010

Erhältlich in:



7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage – 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege

Technische Daten Troja 5G



Grösse	M (medium)	S (small)
Empfohlene Körpergrösse	150–200 cm	135–170 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg	125 kg
Max. Zuladung Einkaufstasche	10 kg / 15 l	10 kg / 15 l
Griffhöhe	78–100 cm	69–86 cm
Handgriffe	Ergonomisch, vielfältige Greifpositionen (TOPRO ErgoGrip)	
Greifabstand Fahrbremse	7 cm	7 cm
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe	47 cm	47 cm
Sitzbreite	45,5 cm	45,5 cm
Sitzhöhe	63 cm	54 cm
Wendekreis	84 cm	84 cm
Grösste Höhe	103,5 cm	89,5 cm
Grösste Breite	60 cm	60 cm
Grösste Länge	65 cm	65 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterräder	20 cm	20 cm
Breite Vorder-/Hinterräder	3,6 cm	3,6 cm
Länge zusammengefaltet	65 cm	65 cm
Breite zusammengefaltet	24 cm	24 cm
Höhe zusammengefaltet	79,5 cm	73 cm
Transportmasse (L × B × H)	65 × 24 × 73 cm	65 × 24 × 66 cm
Produktgewicht (mit Rädern und Einkaufstasche)	7,8 kg	7,6 kg
Einsatzgebiet	Innen- & Aussenbereich	
Art.-Nr.	814600 + Farbcode	814601 + Farbcode
HMV-Nummer	10.50.04.1237	10.50.04.1236

Die Modelle M & S sind in trendigen matt beschichteten Farben erhältlich:



7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage – 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege

Technische Daten Olympos ATR



Grösse	M (medium)	S (small)
Empfohlene Körpergrösse	150–195 cm	140–170 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg	150 kg
Max. Zuladung Einkaufstasche	15 kg / 12 l	15 kg / 10 l
Griffhöhe	76–95,5 cm	69–86,5 cm
Handgriffe	Ergonomisch, vielfältige Greifpositionen (TOPRO ErgoGrip)	
Greifabstand Fahrbremse	7 cm	7 cm
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe	49 cm	50 cm
Sitzbreite	47 cm	47 cm
Sitzhöhe	60 cm	54 cm
Wendekreis	97 cm	97 cm
Grösste Höhe	99 cm	90 cm
Grösste Breite	68 cm	68 cm
Grösste Länge	77 cm	77 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterräder	28 cm / 23 cm	28 cm / 23 cm
Breite Vorder-/Hinterräder	4,2 cm	4,2 cm
Länge zusammengefaltet	77 cm	77 cm
Breite zusammengefaltet	27 cm	27 cm
Höhe zusammengefaltet	87,5 cm	84 cm
Transportmasse (L × B × H)	77 × 27 × 87,5 cm	77 × 27 × 85 cm
Produktgewicht (mit Rädern und Einkaufstasche)	8,9 kg	8,7 kg
Einsatzgebiet	Aussenbereich	
Art.-Nr.	814300 + Farbcode	814305 + Farbcode
HMV-Nummer	10.50.04.1162	10.50.04.1254

Die Modelle M & S sind in trendigen matt beschichteten Farben erhältlich:



7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage – 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege

Technische Daten Troja Original



Grösse	M (medium)	S (small)	X (extra small)
Empfohlene Körpergrösse	150–200 cm	130–170 cm	120–160 cm
Max. Benutzergewicht	165 kg	165 kg	125 kg
Max. Zuladung Einkaufsnetz	10 kg / 20 l	10 kg / 20 l	5 kg / 11 l
Griffhöhe	78–100 cm	69–86 cm	64–79 cm
Handgriffe	Anatomisch		
Greifabstand Fahrbremse	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe	47 cm	47 cm	37 cm
Sitzbreite	45,5 cm	45,5 cm	36 cm
Sitzhöhe	63 cm	54 cm	51 cm
Wendekreis	84 cm	84 cm	79 cm
Grösste Höhe	101 cm	87 cm	80 cm
Grösste Breite	60 cm	60 cm	51 cm
Grösste Länge	65 cm	65 cm	65 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterräder	20 cm	20 cm	20 cm
Breite Vorder-/Hinterräder	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Länge zusammengefaltet	65 cm	65 cm	65 cm
Breite zusammengefaltet	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe zusammengefaltet	80 cm	74 cm	66 cm
Transportmasse (L × B × H)	65 × 24 × 80 cm	65 × 24 × 74 cm	65 × 24 × 65 cm
Produktgewicht (mit Rädern und Einkaufsnetz)	6,8 kg	6,6 kg	6,1 kg
Einsatzgebiet	Innen- & Aussenbereich		
Art.-Nr.	814750+Farbcode	814770+Farbcode	814740+Farbcode
HMV-Nummer	10.50.04.1240	keine	keine

Die Modelle M, S & X sind in trendigen matt beschichteten Farben erhältlich:



Silber



Weinrot – NEU!

7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage – 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege

Nur bei TOPRO: Ersatzteile kostenlos


7 Jahre lang erhalten Kunden, die einen TOPRO-Rollator gekauft haben, sämtliche Ersatz- und Verschleissteile kostenlos. Einzige Voraussetzung ist eine jährliche Wartung des Rollators im Sanitätshaus. In einem Scheckheft werden die Wartungen dokumentiert – ähnlich wie bei der Scheckheft-Pflege des Autos. Sollte am Rollator etwas defekt oder verschlissen sein, besorgt das Sanitätshaus die kostenlosen Ersatzteile und macht das Rollmobil wieder fit.

TOPRO ist damit der erste Rollator-Anbieter, der solch einen umfassenden Service bietet. Zusätzlich zu 7 Jahren Garantie auf alle Rollatoren gibt es seit 2017 die Ersatzteile kostenlos. Das gilt auch rückwirkend für Rollatoren, die vor Einführung dieser Regelung gekauft wurden.

Diese Regelung gilt für 7 Jahre ab Kaufdatum und für alle TOPRO Pegasus, TOPRO Troja 5G, TOPRO Olympos ATR, TOPRO Troja Original, TOPRO Troja Neuro, TOPRO Hestia, TOPRO Odysse – auch, wenn sie bereits vor 2020 gekauft wurden.

Die Vorteile:

- Ihnen entstehen keine Folgekosten durch Ersatz- oder Verschleissteile.
- Ihr TOPRO-Rollator wird auf diese Weise noch hochwertiger und wertvoller.
- Durch die regelmässige Scheckheft-Wartung ist Ihr Rollator immer technisch einwandfrei und super-sicher.
- Sollte dennoch einmal etwas defekt sein, erhalten Sie die nötigen Ersatzteile schnell und unkompliziert; so ist Ihr Rollator in Kürze wieder einsatzbereit.



Darauf sollten Sie achten:

- Lassen Sie sich beim Kauf Ihres TOPRO-Rollators das Wartungs-Scheckheft aushändigen.
- **Beachten Sie die Wartungsintervalle:** 1 × im Jahr muss Ihr Rollator im teilnehmenden Sanitätshaus durchgecheckt werden und die Wartung im Scheckheft dokumentiert werden.
- Für Rollatoren, die vor 2020 gekauft wurden, gibt es das Wartungs-Scheckheft auf Nachfrage bei Ihrem nächsten Besuch im Sanitätshaus.

Premiumrollatoren aus Norwegen

Hersteller:



TOPRO Industri AS
Rambekkevegen 5
2816 Gjøvik
Norwegen
Tel. (+47) 61 13 46 00
info@topromobility.com
www.topromobility.com

Vertrieb durch:



TOPRO GmbH
Zweigniederlassung Stetten
Im Stetterfeld 2
5608 Stetten
Tel: +41 (0) 44 940 36 50
Fax: +41 (0) 44 940 36 51
E-Mail: mail@topro.ch
www.topromobility.com



Mehr erfahren



topromobility.com

Design und Herstellung in Norwegen.

TOPRO bürgt für höchste Qualität und bietet 7 Jahre Garantie (ohne Montage).

Die Auswahl an festem Zubehör für die Rollatoren kann von Land zu Land unterschiedlich sein.

Qualitätssicherungsnormen

DIN-EN ISO 9001 – Qualität
DIN-EN ISO 14001 – Umwelt
DIN-EN ISO 11199-2 – Rollator
DIN-EN ISO 10993-5 – Biokompatibilität



made in Norway



Für Fachhändler:



topromobility.com

104850/CH – Version 1, 2022-04

Alle Abbildungen, Masse und Preisangaben vorbehalten von Druckfehlern. Toleranzen, Farbabweichungen und Innovationen im Rahmen der technischen Umsetzung können nicht ausgeschlossen werden.