

# Tricofix®



**Der elastische Schlauchverband aus Baumwolle.**

**Hautschutz unter immobilisierenden Verbänden,  
Fixierung von Wundauflagen.**

**Starr- und Stützverbände erfordern zum Hautschutz einen besonders hautverträglichen Unterzug. Von einem Schlauchverband erwartet man heute, dass er an jeder Stelle und in jede Richtung geschnitten werden kann, ohne dass dabei störende Laufmaschen entstehen. Tricofix® aus reiner Baumwolle hat sich gerade hier seit Jahren in besonderer Weise bewährt.**

## Produkteigenschaften

Tricofix® ist ein nahtlos gewirkter, gut hautverträglicher Schlauchverband aus reiner Baumwolle.

Tricofix® lässt sich auf das Vielfache seiner Breite dehnen und wird durch Strecken wieder enger.



*Durch Dehnen und Strecken passt sich Tricofix® fast jeder Verbandsituation an.*

## Weitere Eigenschaften

- hoher Tragekomfort
- sicherer, faltenfreier, rutschfester Sitz
- sterilisierbar

## Anwendungsgebiete

- für Extensions- und Salbenverbände und als Verbandsschutz
- als Hautschutz unter Starr- und Stützverbänden sowie unter klebenden und entlastenden Verbänden
- zur Fixierung von Wundauflagen und Verbänden

## Anwendungsdauer

mehrere Wochen

## Technische Daten

- latexfrei

## Produktzusammensetzung

100% Baumwolle

## Lieferformen

REF	Abmessung	Verp.-Einheiten	REF	Abmessung	Verp.-Einheiten
<b>Tricofix®</b>					
Tricofix® Tricotschlauchverband, weiss, gerollt, im Spendekarton			G/9: starke Oberschenkel und Kinderrümpfe		
			02199-00	20,0 m x 12,0 cm	1/6
A/1: Finger und Zehen			K: kleine Rümpfe		
02191-00	20,0 m x 1,5 cm	1/22	02201-00	10,0 m x 16,0 cm	1/18
B/2: Finger, Zehen und geschiente Finger			L: grosse Rümpfe wie Mamma-, Hüft- und Höschenverband		
02192-00	20,0 m x 2,5 cm	1/15	02202-00	10,0 m x 21,0 cm	1/12
C/3: Hände und Kinderarme			<b>Tricofix® Fingerverband</b> , gebrauchsfertig		
02193-00	20,0 m x 4,0 cm	1/9	Karton mit 50 Stück		
D/5: Hände, Arme, Füsse und Unterschenkel Erwachsener			02184-00		1/8
02195-00	20,0 m x 6,0 cm	1/24			
E/6: Oberschenkel und kleine Köpfe					
02197-00	20,0 m x 8,0 cm	1/20			
F/7: Oberschenkel und grosse Köpfe					
02198-00	20,0 m x 10,0 cm	1/16			

MiGeL: 34.30.01 (Schläuche) und 34.99.03 (Fingerverband)

