









- Professionell und sicher
- Individuellen Bedürfnissen angepasst
- Umfangreiches Sortiment

PRODUKTÜBERSICHT URINBEUTEL



SICHERE RUNDUMVERSORGUNG

BETTBEUTEL





Beschreibung	Volumen	Schlauchlänge	Ablassventil	Sterilisation	Rücklaufsperr-/ Antirefluxventil	Verkaufs- einheit	Spezielles	Art.-Nr.	Pharmacode
Urimed® B'Bags 	1500 ml	90 cm	-	unsteril	-	250 Stk.		29435	6322130
	1500 ml	90 cm	-	unsteril	ja	250 Stk.		29430	7361103
	1500 ml	90 cm	-	steril	-	100 Stk.		29420	6322101
	2000 ml	90 cm	-	unsteril	-	250 Stk.		29415	6322147
	2000 ml	90 cm	-	unsteril	ja	250 Stk.		29410	7361095
	2000 ml	90 cm	-	steril	-	100 Stk.		29400	6322118
	2000 ml	90 cm	Schiebehahn	unsteril	ja	200 Stk.		29450	6322153
	2000 ml	90 cm	Schiebehahn	unsteril	ja	30 Stk.*		29451	6380989
	2000 ml	90 cm	Schiebehahn	steril	ja	100 Stk.		29440	6322176
	2000 ml	90 cm	Schiebehahn	steril	ja	10 Stk.		28115	6380995
Medicare® Beutel 									
Sekretbeutel 	2000 ml	90 cm	-	einzel steril verpackt	-	1 Stk.	Luer-Lock-Ansatz (männlich)	4462009	3189742
Urimed® SP 	2000 ml	100 cm mit Schiebeklemme	Schiebehahn mit Stopper und Ein- steckklasse	einzel steril verpackt	ja	1 Stk.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belüftungsfilter ▪ Silikonport am Stufenkonus für die nadelfreie Probe-Entnahme (mittels Spritzen mit Luer-Konus) 	28650	5673270
Urimed® SP+ 	2000 ml	130 cm mit Schiebeklemme	Schiebehahn mit Stopper und Ein- steckklasse	einzel steril verpackt	ja	1 Stk.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belüftungsfilter ▪ Beutefixation (2 Hacken und Kordel) ▪ Silikonport am Stufenkonus für die nadelfreie Probe-Entnahme (mittels Spritzen mit Luer-Konus) 	28630	7806347
Ureofix® 112 Plus 	2000 ml	110 cm mit Schiebe- und Schlauchfixier- Klemme	Schiebehahn	einzel steril verpackt	ja	25 Stk.	Geschlossenes Urindrainage-System mit dem 3-fach Sicherheitskonzept: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Steriler belüfteter Urinbeutel ▪ Silikonport am Stufenkonus zur nadelfreien Probe-Entnahme ▪ Bakteriendichte Tropfkammer mit Schutzmembran, Bodenablassventil mit Schiebehahn und belüfteter Einsteckklasse ▪ 1 Paar sterile, latexfreie Handschuhe 	284315	4191310
Urinbeutel	4000 ml	100 cm	Schiebehahn	einzel steril verpackt	ja	20 Stk.	Silikonport am Stufenkonus zur nadelfreien Probe-Entnahme	4801020	7806350
Urinbeutel m. Pumpball	4000 ml	100 cm	Schiebehahn	einzel steril verpackt	ja	20 Stk.	Schlauch mit Pumpball, Silikonport am Stufenkonus zur nadelfreien Probe-Entnahme	4801030	7806351

* inkl. 1 Aufhänger zur Beutefixation

BEINBEUTEL

Beschreibung	Volumen	Schlauchlänge	Ablassventil	Sterilisation	Rücklaufsperrre/ Antirefluxventil	Verkaufs- einheit	Spezielles	Art.-Nr.	Pharmacode
Urimed® Bag Plus 	500 ml	60 cm	Sicherheitsventil	unsteril	ja	10 Stk.	Schlauch 60 cm (Cut to fit)	28501A	7806352
Urimed® Tribag Plus 3-Kammer Beinbeutel 	500 ml	2 cm	Sicherheitsventil	einzel steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28201	7798493
	500 ml	20 cm	Sicherheitsventil	einzel steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28203	7798494
	500 ml	40 cm	Sicherheitsventil	einzel steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28204	7798495
	500 ml	60 cm	Sicherheitsventil	einzel steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28205	7798496
	800 ml	2 cm	Sicherheitsventil	einzel steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28301	5392192
	800 ml	20 cm	Sicherheitsventil	einzel steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28303	7806345
	800 ml	40 cm	Sicherheitsventil	einzel steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28304	7806346
	800 ml	60 cm	Sicherheitsventil	einzel steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28305	7798497

ZUBEHÖR

Beschreibung	Verkaufs- einheit	Spezielles	Art.-Nr.	Pharmacode
Urimed® Handle Aufhänger für Urinbeutel unsteril (Fixation am Bett oder Rollstuhl) 	50 Stk.		68548R	7806349
Urimed® Strap Klettband zur Fixierung von Beinbeuteln am Ober- oder Unterschenkel ermöglicht ein bequemes und unauffälliges Tragen des Beinbeutels 	10 Stk.		68551	7798498
Urimed® Fix Die zuverlässige und bequeme Fixierung für Urin-Beinbeutel am Ober- und Unterschenkel, waschbar bis 60 °C 	2 Stk.	● Grösse S	68520R	6133239
	2 Stk.	● Grösse M	68530R	6133245
	2 Stk.	● Grösse L	68540R	6133251
Urimed® Klett Universalbefestigung für Sonden, Katheter, Schläuche und Drainagen - klein 	10 Stk.		29260	7848607
Universalbefestigung für Sonden, Katheter, Schläuche und Drainagen - gross	10 Stk.		29261	7848608

B. Braun Medical AG | Seesatz 17 | CH-6204 Sempach | customer-service.ch@bbraun.com
www.bbraun.ch | Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33

