

# D200-V

Leichtgewicht

Distributed by

**puras**

031 996 85 85  
puras.ch

- Schiebegriffe  
höhenverstellbar  
- Trommelbremse

höhenverstellbarer,  
anpassbarer Rücken mit  
fünf Klettbindern und  
gepolstertem Überwurf

Sitzbezug in der Tiefe  
einstellbar, Sitzkissen

Armlehnen abklappbar und  
abnehmbar; Armpolster  
höhen- und tiefeneinstellbar

Sitzhöhe  
in drei Positionen  
einstellbar

Beinstützen nach  
innen und außen  
abklappbar und  
abnehmbar

Fersenbänder

Steckachse für  
einfache und schnelle  
Entfernung der Räder

Sitzhöhe  
in drei Positionen  
einstellbar

Fußplatten  
winkelverstellbar















Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen

# Technische Angaben D200-V

 Gesamtbreite	 Sitzbreite	 gefaltet	 Rücken- neigung	 Höhe Armlehnen	 Sitz- höhe	 Gesamt- höhe	 Gesamt- länge	 Sitz- tiefe	 Rücken- höhe	 max. Belastbarkeit
580	380	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
600	400	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
620	420	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
640	440	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
660	460	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
680	480	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
700	500	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
720	520	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130

 Gewicht	 max. Steigung	 max. Gefälle	 Boden- freiheit	 Wendekreis	 Räder vorne	 Räder hinten	 C80	
ab 16,2	12°	16°	60	1500	200 x 50 PU	24" PU	Rahmenfarbe blau	

Maße in mm, Gewicht in kg, Winkel in °. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5mm, 1,5kg, 1,5°) sind möglich

## Verstellmöglichkeiten

Der neue individuell einstellbare Leichtgewicht Rollstuhl bietet Ihnen eine Vielfalt von Verstellmöglichkeiten und Optionen, wie z.B. höhenverstellbare Beinstützen, Stumpfauflagen, Kippschutz oder Trommelbremsen. Die Rahmenfarbe in königlichem Blau garantiert Ihnen ein glänzendes Auftreten !



## Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz  
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75  
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
Site: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)



**VERMEIREN**  
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

