

VERONA

...BEQUEM AUSRUHEN.

Distributed by
puras
031 996 85 85
puras.ch

Der moderne Aufstehsessel Verona ist nicht nur komfortabel und bequem, er ist auch vielseitig in seiner Funktion und Ausstattung.

- Kopfkissen mit anschmiegsamen und wärmenden Memoryschaum
- inklusive Notfallsystem*, es ermöglicht bei Stromausfall, den Sessel noch einmal in die gewünschte Position zu fahren
- vier integrierte Rollen für einfaches Verschieben bei der Hausarbeit (kein Personentransport)
- bequem von der Sitz- bis zur horizontalen Liegeposition

- zwei Motoren zur Rückenlehnen- und Fußstützenverstellung oder auch zum Hinsetzen und Aufstehen

- einfach zu bedienende Fernbedienung mit großen Knöpfen und TOPRO Farbskala
- in zwei verschiedenen Bezugsstoffen erhältlich; plegeleichtes Microfaser und Kunstleder

Für den zusätzlichen Komfort sind optional erhältlich:

- Lumbalkissen
- Armlehnenbezug in Sesselfarbe



Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und Hinsetzen.

Liegen und Ruhen

Genießen Sie das Nickerchen zwischendurch in vollständig ausgestreckter Position.

Erhältliche Farben Microfaser:

- sand
- caramel
- mocca

Erhältliche Farben Kunstleder:

- creme
- braun
- rot



TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	77 cm
Sesselhöhe	107 cm
Sesseltiefe	85 cm
Sitzhöhe	48 cm
Sitzbreite	52 cm
Sitztiefe	52 cm
UVP	ab 1.399,- €

*Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.



Von Senioren getestet.