



WiBox pro

Medikamente, sicher, mobil

Das Wochenset für zu Hause und unterwegs.
Behalten Sie mit der WiBox pro den Überblick über Ihre
Medikamentenversorgung für die ganze Woche.

In Zusammenarbeit mit dem Spitex-Verband und drei Spitex-Organisationen haben wir ein neues Wochensystem entwickelt, welches speziell auf die Bedürfnisse der Medikamenteneinnahme zu Hause eingeht. Das WiBox pro Wochenset ermöglicht eine schnelle und einfache Handhabung mit guter Sicherheit. Bleiben Sie mobil – mit diesem Wochensystem sind sie auch auf Ihrem Tagesausflug oder auf einer Reise gut unterstützt. Durch das hochwertige Material und die sorgfältige Herstellung werden Sie lange an Ihrer WiBox pro Freude haben.

Einfach, praktisch und schnell

Koffer aufklappen, Deckel aufschieben, Medikamente richten, kontrollieren, Deckel zuschieben – fertig. Egal wer richtet, der Patient, die ambulante Pflege, der Apotheker, die Betreuerin, es geht einfach und schnell.

Übersicht und Sicherheit

Die gute Übersicht erleichtert die Prüfung der gerichteten Medikamente. Jeder der 7 Tagesdispenser ist mit einem Wochentag beschriftet. Die Dispenser können nur in einer Richtung geöffnet werden und geben dadurch die Medikamente automatisch in der richtigen Reihenfolge frei.

Abschliessen – Sichern – Transportieren

Die handliche WiBox pro kann mit einem handelsüblichen Schloss abgeschlossen werden. Wenn Sie einen einzelnen Dispenser mitnehmen wollen, sichern Sie den Deckel mit dem grünen Sperrzapfen. Der Deckel verschliesst sicher, auch wenn der Dispenser oder die WiBox auf den Boden fällt, die Tabletten bleiben in ihrem Fach.

Der 8. Dispenser

Der 8. Dispenser ist individuell nutzbar. Sie verwenden ihn an dem Tag, an welchem die restlichen Dispenser für die nächsten 7 Tage gerichtet werden oder Sie nutzen ihn für die Reservemedikamente.

Beschriften

Dispenser und Koffer lassen sich mit wasserfesten Markern oder Etiketten beschriften.

Reinigung

Dispenser, Deckel und Koffer können im Haushalt Geschirrspüler mit dem Normalwaschgang bei max. 60° gereinigt und getrocknet werden. Auch unsere Polyester-Etiketten sind Geschirrspüler tauglich.

WiBox pro Zubehör

- ① **WiBox pro Wochenset**
Koffer mit 7 Tagesdispensern (Montag - Sonntag) und 1 Dispenser ohne Wochentag, 190x225x50 mm
Artikel Nr. 230.00.01.DE
- ② **WiBox pro Dispenser-Etui**
Etui für 1 Tagesdispenser, 200x95 mm
Artikel Nr. 230.00.61
- ③ **Dispenser Marker**
Zur Beschriftung von MediDispensern, mit integriertem Radiergummi, geschirrspülerfeste Tinte
Artikel Nr. 64.738
- ④ **MediSplitter WIEGAND®**
Tablettenteiler mit rostfreiem Messer, Gehäuse mit Aufnahmefach, Geschirrspüler tauglich, 85x35x25 mm
Artikel Nr. 96T
- ⑤ **Spülkorb WIEGAND® WiBox pro**
Waschkorb für Geschirrspüler mit Einsatz für 8 Tagesdispenser, 380x205x65 mm
Artikel Nr. 230.00.50
- ⑥ **Polyester-Etiketten**
Weiss matt, selbsthaftend, permanent, für Laserprinter, Kugelschreiber, Marker, Geschirrspüler tauglich, A4 Blatt à 51 Etiketten, Etikette à 62x15 mm
Artikel Nr. 230.510.00.A4



Kontaktieren Sie uns:

Wiegand AG
Schlosserstrasse 5
CH-8180 Bülach
Tel.: +41 44 872 74 74
Fax: +41 44 872 74 75
wiegand@wiegand.ch
www.wiegand.ch

Wiegand System GmbH
Bühlinger Str. 56
DE-53577 Neustadt/Wied
Tel.: +49 (0)26 83 93 89 234
Fax: +49 (0)26 83 94 63 055
info@wiegandsystem.de
www.wiegandsystem.de

Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch

WIEGAND®
Medication Safety