



Wiegand ISO Verteilmodul für MediBecher

Richten, Lagern und Transportieren von MediBechern
im praktischen ISO Verteilmodul.

Medikamentenverteilung im praktischen ISO Format

Das ISO Verteilmodul lässt sich ganz individuell bestücken und somit ideal auf Ihre Medikations- und Logistikprozesse abstimmen. Die Basis des ISO Verteilmoduls bildet eine SwissModul Wanne, welche sich handlich und platzsparend in ISO Schränke von Wiegand verstauen lässt.



Die Konfigurations- und Einsatzmöglichkeiten des ISO Verteilmoduls sind beinahe unbegrenzt. Hier erhalten Sie einen Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten in Kombination mit WIEGAND® MediDispensern und MediBechern.

Medikation mittels MediBecher

Die MediBecher können individuell je nach Medikationsprozess, stabil im ISO Verteilmodul gerichtet werden. Abgestimmt auf die Anzahl Bewohner oder Abgaben pro Tag können Sie die farbigen MediBecher entsprechend einsetzen. Es finden max. 32 MediBecher Platz.

Bestehend aus:

- SwissModul 300x400x50mm
- SwissModul Eilage für 32 MediBecher



Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten

Individueller Einsatz von MediBecher

Setzen Sie die MediBecher entsprechend den Abgabezeiten ein, zum Beispiel gelb für Morgen, Rot für Mittag und blau für Abend. Die Medikation wird mit Etiketten entsprechend beschriftet um die Patientensicherheit zu gewährleisten. Auf diese Weise findet im ISO Verteilmodul die Medikation für bis zu 8 Bewohner Platz.

Bestehend aus:

- SwissModul 300x400x50mm
- SwissModul Eilage für 32 MediBecher
- Etikettenhalter 60x40 mm



Ein ISO Verteilmodul pro Abgabezeit

Bei einer hohen Anzahl Bewohner kann das ISO Verteilmodul mit den MediBechern für jede Abgabezeit für bis zu 16 Bewohner vorbereitet werden. Für eine einfache und schnelle Identifikation setzen Sie die Etikettenhalter für eine klare Beschriftung der Medikation ein.

Bestehend aus:

- SwissModul 300x400x50mm
- SwissModul Eilage für 32 MediBecher
- Etikettenhalter 60x40 mm



Platz für Zusatz- oder Reservemedikation

Das ISO Verteilmodul lässt sich individuell auch mit Teilern organisieren, so dass darin zum Beispiel auch Salben und Reservemedikamente Platz finden. Das SwissModul Konzept lässt Ihnen freie Hand bei der Einteilung Ihres ISO Verteilmoduls.

Bestehend aus:

- SwissModul 300x400x50mm
- SwissModul Eilage für 16 MediBecher
- SwissModul Teiler 300x50mm
- SwissModul Schiebeteiler, 45x170mm




Die Basis

Zur Konfiguration Ihres ISO Verteilmoduls stehen Ihnen neben der SwissModul Wanne diverse Einsätze zur Verfügung. Mittels dieser können Sie das SwissModul Ihrem Medikationsprozess entsprechend ausstatten.

Bezeichnung **SwissModul Wanne, lichtgrau, 300x400x50 mm**

- Wanne unterteilbar
- Stapelhöhe: 45mm

Artikel Nr. 3040.205 SwissModul



Bezeichnung **SwissModul Einlage für 16 MediBecher**

- Bietet Platz für 16 MediBecher oder Blisterbeutel
- Max. zwei Stück pro SwissModul 300x400x50 cm
- Aus lebensmittelechtem APET

Artikel Nr. 3040.140.16 Einlage für SwissModul



Bezeichnung **SwissModul Einlage für 32 MediBecher**

- Bietet Platz für 32 MediBecher oder Blisterbeutel
- Ein Stück pro SwissModul 300x400x50 cm
- Aus lebensmittelechtem APET

Artikel Nr. 3040.140.32 Einlage für SwissModul



Bezeichnung **SwissModul Teiler, inkl. Ansteck-Clip transparent, 300x50 mm**


Artikel Nr. 21.30.05T-1Z SwissModul Teiler



Bezeichnung **SwissModul Schiebeteiler, 45x170 mm**

- Passend für 50mm hohe Wannen
- Kann auf gewünschte Länge gekürzt werden

Artikel Nr. ST45.170 SwissModul Schiebeteiler



MediBecher und Zubehör

MediBechern werden im Medikationsprozess nicht nur für die Abgabe von Flüssigmedikamenten eingesetzt. Je nach Richt- und Abgabeprozess werden die praktischen MediBecher auf für die Verarbeitung von Tabletten mit einem Mörser eingesetzt oder zur Abgabe von bereits entblisterten Arzneimittel.

Die Grosse Farbauswahl ermöglicht auch die Umsetzung eines Farbschemas mit MediBechern. Die Farbe des Bechers kann zum Beispiel für eine festgelegte Abgabezeit stehen. Wiegand bietet Ihnen diverse MediBecher, welche je nach Bedarf individuell eingesetzt werden können.

Bezeichnung

MediBecher Mehrweg

- Mit Graduierung bis 25 ml
- Für die Abgabe von Flüssigmedikamenten und Tabletten geeignet
- Erhältlich in Stangen à 50 Stk. oder im Karton à 4'000 Stk.
- Masse: 35x40 mm (Ø x H)



Art. Nr.

71.1	transparent	71.4	rot
71.2	gelb	71.5	grün
71.3	blau		

Zubehör

72	Deckel zu MediBecher Mehrweg
----	------------------------------

Bezeichnung

Deckel zu MediBecher Mehrweg

- Beschreibbarer Deckel passt auf Mehrweg MediBecher
- Farbe: transparent
- Masse: Ø 36 mm

Art. Nr.

72-100	100 Stk. Deckel
72-2000	2'000 Stk. Deckel




Bezeichnung

Spülkorb für MediBecher Mehrweg

- Edelstahl Spülkorb
- Mit Platz für 22 MediBecher Mehrweg oder 18 MediSchalen
- Auch mit zwei Einsätzen erhältlich
- Masse: 415x90x70 mm

Art. Nr.

910.71.1	1 Stk. Spülkorb mit Einsatz für MediBecher
910.07.1	1 Stk. Einsatz für MediBecher



Bezeichnung

Spender für Deckel zu MediBecher

- Praktischer und hygienischer Aufbewahrungsbehälter
- Mit Inox Wandhalterung
- Separate Öffnung für die direkte Entnahme von einzelnen Deckeln
- Masse: 195x185x234 mm

Art. Nr.

64.747	1 Stk. Spender
--------	----------------



Bezeichnung**Einweg MediBecher ECO**

- Mit Graduierung bis 30 ml
- Für die Abgabe von Flüssigmedikamenten und Tabletten geeignet
- Zum Einmalgebrauch, nicht waschbar
- 40% geringerer Ressourcenverbrauch
- Erhältlich in Stangen à 90 Stk. oder im Karton à 9'000 Stk.
- Masse: 38x42 mm (Ø x H)



Art. Nr.	200.81.1	transparent	200.81.4	rot
	200.81.2	gelb	200.81.5	grün
	200.81.3	blau		

Zubehör	200.82	Deckel zu MediBecher ECO
----------------	--------	--------------------------

Bezeichnung**Deckel zu MediBecher ECO**

- Deckel passt auf MediBecher ECO
- Farbe: weiss
- Masse: Ø 38 mm

Art. Nr.	200.82-100	100 Stk. Deckel
	200.82-9000	9'000 Stk. Deckel

**Bezeichnung****Einweg MediBecher Light**

- Mit Graduierung bis 30 ml
- Für die Abgabe von Flüssigmedikamenten und Tabletten geeignet
- Zum Einmalgebrauch, nicht waschbar
- Erhältlich in Stangen à 80 Stk. oder im Karton à 4'800 Stk.
- Masse: 38x42 mm (Ø x H)



Art. Nr.	200.77.1	transparent	200.77.4	rot
	200.77.2	gelb	200.77.5	grün
	200.77.3	blau		

Zubehör	200.78	Deckel zu MediBecher Light
----------------	--------	----------------------------

Bezeichnung**Deckel zu MediBecher Light**

- Deckel passt auf Einweg MediBecher Light
- Farbe: weiss
- Masse: Ø 38 mm


Art. Nr.	200.78-100	100 Stk. Deckel
	200.78-4000	4'000 Stk. Deckel

**Bezeichnung****Spender für MediBecher**

- Spender für max. 90 Stk. MediBecher
- Zur Befestigung an Wand oder FlexLine Wagen
- Ohne Stange für Befestigung an Wagen
- Material: Inox
- Masse: 41x41x380 mm

Art. Nr.	64.746.071	1 Stk. Spender für MediBecher Mehrweg
	64.746.081	1 Stk. Spender für MediBecher ECO
	64.746.077	1 Stk. Spender für MediBecher LIGHT





WIEGAND[®] SwissModul

- ▶ SwissModul Wannen und Körbe lassen sich in Wagen, Schränke und Regale flexibel einsetzen
- ▶ Bis zu 30% Platzgewinn durch flexible Unterteilung der Wannen und Körbe
- ▶ Vielfältiges Modul-System mit Wannen und Körbe aus diversen Materialien
- ▶ Grosse Auswahl an praktischen Beschriftungsarten
- ▶ Module und Wannen sind untereinander frei kombinierbar

Weitere Informationen zu den SwissModul Produkte erhalten Sie hier:
Auf unserer Website www.wiegand.ch oder auf unserem Online Shop.



Wiegand AG

Schlosserstrasse 5
CH-8180 Bülach
Tel.: +41 44 872 74 74
wiegand@wiegand.ch
www.wiegand.ch