


Mehrweg MediBecher im Vergleich

Der WIEGAND[®] MediBecher Multi wird langfristig den WIEGAND MediBecher 71.X ersetzen. Der neue MediBecher Multi verfügt über einige Verbesserungen, welche bei der Anwendung klar bemerkbar sind.






Produktvorteile:

- Stabiler Medikamentenbecher gefertigt aus hochwertigem Polypropylen
- Kann im Geschirrspüler im Normal-Waschgang bei max. 65°C gereinigt werden
- Verstärkter Becher, verbesserte Griffbarkeit und Haptik
- Fassungsvermögen von 25ml
- Gut leserliche und klare Graduierung von 5 - 25 ml.
- In fünf Farben erhältlich, z.B. um verschiedene Abgabezeiten zu kennzeichnen
- Passender Deckel separat erhältlich

Produktdaten im Vergleich:

Bezeichnung	MediBecher Multi	MediBecher
Art.-Nr.	200.71.X	71.X
Fassungsvermögen	25 ml	25 ml
Masse	ø 35mm x H 41 mm	ø 35mm x H 40 mm
Anwendung	Mehrweg	Mehrweg
Skalierung	5 - 25 ml	5 - 25 ml
Farben	transparent, gelb, rot, blau, grün	transparent, gelb, rot, blau, grün
Material	PP	PP

Das Zubehör bleibt das gleiche:

	Art.-Nr.	Bezeichnung
	910.71.1	Spülkorb mit Einsatz für MediBecher
	64.746.071	WIEGAND [®] Spender für MediBecher
	64.747	Spender für Deckel zu MediBecher

Nachhaltigkeit

Herkunft: Beide MediBecher werden in Europa hergestellt. Wir stellen sicher, dass die CO2 Emissionen für den Transport möglichst gering sind und auch bleiben.

Herstellung: Das Herstellungsverfahren und die Materialnutzung sind auf das Maximum optimiert, um die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten.

Nutzung: Der MediBecher Multi ist waschbar und kann mehrfach wiederverwendet werden. Damit die MediBecher Multi wiederverwendet werden können, müssen einige Punkte beachtet werden. *

Reinigung: Im Geschirrspüler können die MediBecher Multi im Normal-Waschgang bei max. 65°C gereinigt werden. Durch den Einsatz des Spülkorbes können die Becher effizient und platzsparend gereinigt werden.

System-Kompatibel: Der MediBecher Multi lässt sich ideal mit dem bestehenden Medikamentenverteilsystem von Wiegand einsetzen. Wir haben alles darangesetzt, um das bestehende System weiterhin ohne Änderungen nutzen zu können.

Entsorgung: Leider lassen sich die MediBecher aus PP noch nicht recyceln, da wir nicht garantieren können, dass das Material frei von Giftstoffen ist. Die MediBecher können mittels Energierecycling (Verbrennung) bedenkenlos entsorgt werden.

* Der Becher kann **nicht** wiederverwendet werden, wenn er mit folgenden Substanzen in Berührung gekommen ist oder eine genügende Reinigung nicht gewährleistet werden kann:

- Giftige Substanzen
- Resistente Bakterien und Viren
- Kontaminiertes Blut und andere Körperflüssigkeiten
- Wenn sichtbare Pulver-, Öl- oder Flüssigkeitsrückstände im oder auf dem Becher vorhanden sind
- Wenn eine rückstandsfreie Reinigung nicht gewährleistet werden kann