

Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch

**BOSCH
+SOHN**

boso

Gesundheit ist Vertrauenssache.

blutdruckmessen
ist boso.



Health is a matter of trust.

bp-monitoring
is boso.



Stethoskope

Stethoscopes

Mechanische Blutdruckmessgeräte

Aneroid Sphygmomanometers

boso.de

Premium-Qualität

made in Germany

Mechanische Blutdruckmessgeräte von bosco stehen seit Jahrzehnten für höchste Präzision und Zuverlässigkeit, und zwar weltweit. Millionen Geräte haben inzwischen unser Werk in Jungingen/Süddeutschland verlassen und sind fester Bestandteil in Praxis und Klinik. In unserer Produktion legen wir bei jedem Arbeitsschritt Wert auf höchste Qualität – von der Montage über die Justierung bis hin zur Endkontrolle jedes einzelnen Geräts.

Die Manometer sind überdrucksicher und mit einem korrosionsfreien Präzisionsmesswerk ausgerüstet, das selbst starke Stöße beim Sturz des Geräts aushält. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt prüfte bosco Blutdruckmessgeräte und kam zu einem überragenden Testergebnis für die „Shock Protection“ Technik von bosco. Keine Schäden, keine Reklamationen, keine Reparaturkosten – perfekte Sicherheit in jedem Fall, auch für den harten Einsatz in Praxis und Klinik.



Premium-Quality

made in Germany

Since decades mechanical blood pressure instruments of bosco stand for highest precision and reliability. Millions of units have left the factory in Jungingen/Germany and are an integral part in doctors' offices and hospitals all over the world. In our production we care for highest quality – from the assembly, over calibration to the final inspection of each unit.

Every manometer is safe against overpressure and equipped with a non-corrosive mechanism, that absorbs even shocks of dropping the instrument. The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (the national institute for metrology) tested bosco sphygmomanometers and came to an outstanding result for bosco's shock protection technology. No damage, no complaints, no repairs – perfect safety. Primarily for the daily use in hospitals and doctors' offices.



Innovative Technologie

Skalen und Schlauchtechniken

Die perfekte Lösung für Arzt und Klinik.

Je nach Belieben oder Einsatzgebiet bietet das Sortiment von boso Skalen mit größerem oder kleinerem Durchmesser und eine Auswahl an Schlauch-Techniken. Hier ein Überblick.

- Skala | Ø 48 mm | Ø 60 mm | Ø 120 mm // Optional nachleuchtende Skala Ø 60 mm
- Einschlauch-Technik | Die Einschlauch-Technik gewährleistet die einfachste Handhabung und den schnellen Wechsel von Manschetten.
- Zweischlauch-Technik | Die bewährte Zweischlauch-/Doppelschlauch-Technik führt die Pumpstöße des Druckballs gedämpft zum Manometer. Dadurch wird der ansteigende Manschettendruck ohne Überschwingen des Zeigers angezeigt.
- 2-in-1-Schlauch-Technik | Bei der von boso patentierten „2-in-1-Schlauch-Technik“ ist nur noch ein Schlauch sichtbar, der zweite Schlauch ist in den Äußeren integriert. Somit sind erstmals alle Vorteile der Doppelschlauch-Technik in einem Schlauch vereint: Die Pumpstöße des Druckballs werden gedämpft zum Manometer geführt und dadurch wird der ansteigende Manschettendruck ohne Überschwingen des Zeigers angezeigt.

Innovative technology

Scales and Tube Systems

The perfect solution for hospitals and medical practices.

Depending on preferences or usages boso offers a wide range of different scales with smaller or bigger diameters and different tube systems. Here at a glance.

- Scale | Ø 48 mm | Ø 60 mm | Ø 120 mm // Optionally available: luminescent scale Ø 60 mm
- One-tube system | The one-tube system guarantees easiest operation and rapid change of cuffs.
- Twin-tube system | The reliable twin-tube system directs the pumping action of the inflation bulb damped to the manometer. The rising cuff pressure is indicated with no pointer overshoot.
- 2-in-1 tube system | The 2-in-1 tube system which was patented by boso has only one visible tube, the second being integrated in the external one. Thus for the first time all advantages of the twin-tube system are joined in one tube: the pumping impulse of the pressure bulb is lead damped to the manometer, ensuring that the rising cuff pressure is indicated with no pointer overshoot.



Premium-Qualität

Manschetten

Die richtige Manschette ist wichtig für verlässliche Messergebnisse. Daher findet sich im boso Sortiment eine einzigartige Auswahl an Manschettengrößen für alle Armumfänge – vom Säugling bis zum adipösen Patienten.

Kletten- und Hakenmanschetten

- Auf Wunsch auch latexfrei
- Klettenmanschetten auf Wunsch auch in abwaschbaren Ausfertigungen
- Für jeden Armumfang die passende Manschettengröße:

Standardmäßig: Erwachsene | Standard | 22 – 32 cm

Optional erhältlich: Erwachsene | Starke Arme | 33 – 41 cm
Erwachsene | Oberschenkel oder Sondermaß | ab 41 cm
Kinder | 14 – 21 cm
Kleinkinder | 8 – 13 cm // Säuglinge | unter 8 cm

Hygiene und Sicherheit im Klinikalltag

Einwegmanschetten

Die neuen latexfreien Einwegmanschetten bieten nicht nur den hohen Tragekomfort, wie Sie es von boso gewohnt sind – sie minimieren auch die Ansteckungsgefahr mit gefährlichen Keimen. Die ideale Lösung für mehr Patientengesundheit. Erhältlich in allen gängigen Größen mit Klettverschluss und passend für alle boso Einschlauchgeräte. Für jeden Patienten die eigene personalisierte Manschette.

Einfach. Hygienisch. Kostengünstig.

Die latexfreien Einwegmanschetten als ideale Lösung für mehr Patientengesundheit – in vier Größen: S | 14 – 21 cm // M | 21 – 28 cm // L | 28 – 36 cm // XL | 36 – 46 cm



Premium-Quality Cuffs

The correct cuff is important for reliable measurement results. Therefore, bosó offers a unique selection of cuff sizes for all arm circumferences – from infants to obese patients.

Velcro and hook cuffs

- Latex-free, on request
- Washable Velcro cuffs, on request
- The correct cuff size for every arm circumference:

Standard: Adults | Standard | 22 – 32 cm

Optional available: Adults | XL size | 33 – 41 cm
Adults | XL size (thigh) or special dimensions | from 41 cm
Children | 14 – 21 cm
Babies | 8 – 13 cm // Newborn | under 8 cm

Hygiene and safety in your clinic routine

Disposable cuffs

The new latex-free disposable cuffs not only offer the high wearing comfort as you are accustomed to with bosó – they also minimize the risk of infection from dangerous germs. The ideal solution for more patient protection. Available in all standard sizes with Velcro and suitable for all bosó single tube devices. For each patient his own personalized cuff.

Easy. Hygienic. Low cost.

Latex-free disposable cuffs are the perfect solution for more patient protection.

Available in four sizes: S | 14 – 21 cm // M | 21 – 28 cm // L | 28 – 36 cm // XL | 36 – 46 cm



boso classic

Pure Eleganz in Chrom

Skala Ø 60 mm | 2-in-1-Schlauch-Technik: alle Vorteile der Zweischlauch-Technik mit nur einem sichtbaren Schlauch | Schraubanschluss für Manschette

boso classic

Pure elegance in chrome

Scale Ø 60 mm | 2-in-1 tube system: all advantages of the twin-tube system with only one visible tube | Screw connector to the cuff



Modell Type	Skala Ø 60 mm 2-in-1-Schlauch Scale Ø 60 mm 2-in-1 tube
Mit Klettenmanschette With velcro cuff	Art. Nr. 047-0-111
Mit Hakenmanschette With hook cuff	Art. Nr. 047-0-112
Manometer einzeln, mit Ball Manometer only, with bulb	Art. Nr. 047-1-000

boso classic merkur

Die Edition in mattschwarz exklusiv für den Arzt

Gehäuse in mattschwarz | Zifferblatt in rot oder anthrazit
weiß-silberne Skala | im Reißverschluss-Etui | Skala Ø 60 mm

2-in-1-Schlauch-Technik: alle Vorteile der Zweischlauch-
Technik mit nur einem sichtbaren Schlauch
Schraubanschluss für Manschette



boso classic merkur

The edition in matt black exclusively for the doctor

Housing in matt black | Dial in red or anthracite
white-silver scale | in a zip case | Scale Ø 60 mm

2-in-1 tube system, all advantages of the twin-tube system
with only one visible tube | Screw connector to the cuff

boso classic saturn

Die Edition in mattsilber exklusiv für den Arzt

Gehäuse in mattsilber | Zifferblatt in blau oder grün
weiß-silberne Skala | im Reißverschluss-Etui | Skala Ø 60 mm

2-in-1-Schlauch-Technik: alle Vorteile der Zweischlauch-
Technik mit nur einem sichtbaren Schlauch
Schraubanschluss für Manschette



boso classic saturn

The edition in matt silver exclusively for the doctor

Housing in matt silver | Dial in blue or green
white-silver scale | in a zip case | Scale Ø 60 mm

2-in-1 tube system, all advantages of the twin-tube system
with only one visible tube | Screw connector to the cuff

boso classic venus

Die Gold-Edition exklusiv für den Arzt

Gehäuse vergoldet | Zifferblatt in anthrazit | silberne oder goldene Skala | im Reißverschluss-Etui | Skala Ø 60 mm

2-in-1-Schlauch-Technik: alle Vorteile der Zweischlauch-Technik mit nur einem sichtbaren Schlauch
Schraubanschluss für Manschette



boso classic venus

The gold edition exclusively for the doctor

Gold-plated case | Dial in anthracite
silver or gold scale | in a zip case | Scale Ø 60 mm


2-in-1 tube system, all advantages of the twin-tube system
with only one visible tube | Screw connector to the cuff

boso classic EDITION

Exklusiv für den Arzt Exclusively for the doctor

boso classic merkur

Modell	Skala Ø 60 mm 2-in-1-Schlauch, matt-schwarz, rot	Skala Ø 60 mm 2-in-1-Schlauch, matt-schwarz, antrazit
Type	Scale Ø 60 mm One-tube, matt black, red	Scale Ø 60 mm One-tube, matt black, anthracite
Mit Klettenmanschette With velcro cuff	Art. Nr. 063-0-111	Art. Nr. 064-0-111
Mit Hakenmanschette With hook cuff	Art. Nr. 063-0-112	Art. Nr. 064-0-112



boso classic saturn

Modell	Skala Ø 60 mm 2-in-1-Schlauch, matt-silber, blau	Skala Ø 60 mm 2-in-1-Schlauch, matt-silber, grün
Type	Scale Ø 60 mm One-tube, matt silver, blue	Scale Ø 60 mm One-tube, matt silver, green
Mit Klettenmanschette With velcro cuff	Art. Nr. 065-0-111	Art. Nr. 066-0-111
Mit Hakenmanschette With hook cuff	Art. Nr. 065-0-112	Art. Nr. 066-0-112



boso classic venus

Modell	Skala Ø 60 mm 2-in-1-Schlauch, vergoldet, antrazit / gold	Skala Ø 60 mm 2-in-1-Schlauch, vergoldet, antrazit / gold / silber
Type	Scale Ø 60 mm One-tube, Gold-plated, anthracite / gold	Scale Ø 60 mm One-tube, Gold-plated, anthracite / gold / silver
Mit Klettenmanschette With velcro cuff	Art. Nr. 067-0-111	Art. Nr. 068-0-111
Mit Hakenmanschette With hook cuff	Art. Nr. 067-0-112	Art. Nr. 068-0-112



boso classico

Hochwertig in Chrom mit mattschwarzen Elementen

Skala Ø 60 mm | 2-in-1-Schlauch-Technik: alle Vorteile der Zweischlauch-Technik mit nur einem sichtbaren Schlauch | Schraubanschluss für Manschette

boso classico

High quality in chrome refined with matt black elements

Scale Ø 60 mm | 2-in-1 tube system, all advantages of the twin-tube system with only one visible tube | Screw connector to the cuff



Modell Type	Skala Ø 60 mm 2-in-1-Schlauch Scale Ø 60 mm 2-in-1 tube
Mit Klettenmanschette With velcro cuff	Art. Nr. 048-0-111
Mit Hakenmanschette With hook cuff	Art. Nr. 048-0-112
Manometer einzeln, mit Ball Manometer only, with bulb	Art. Nr. 048-1-000

boso manuell

Der Klassiker bei Doppelschlauchgeräten

Skala Ø 48 mm oder 60 mm | Doppelschlauch-Technik | Schraubanschluss für Manschette

boso manuell

The classic twin-tube instrument

Scale Ø 48 mm or 60 mm | Twin-tube system | Screw connector to the cuff



Modell
Type

Skala Ø 48 mm Doppelschlauch
Scale Ø 48 mm Twin-tube

Skala Ø 60 mm Doppelschlauch
Scale Ø 60 mm Twin-tube

Mit Klettenmanschette
With velcro cuff

Art. Nr. 010-0-131

Art. Nr. 011-0-131

Mit Hakenmanschette
With hook cuff

Art. Nr. 010-0-132

Art. Nr. 011-0-132

Manometer einzeln, mit Ball
Manometer only, with bulb

Art. Nr. 010-1-000

Art. Nr. 011-1-000

boso roid

Die ökonomische Variante

Skala Ø 48 mm oder Ø 60 mm | Einschlauch- oder Doppelschlauch-Technik | Steckanschluss für Manschette | Optional auch Ausführung für Linkshänder | Mit Metallring

boso roid

The economic version

Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube or twin-tube system | Plug connector to the cuff | Version for left-handers also available | With metal ring



*Für Ausführung Linkshänder bitte „LH“ hinter die Artikelnummer setzen.
For version left-handers put „LH“ behind the article's number.



boso roid I

Modell Type	Skala Ø 48 mm Einschlauch Scale Ø 48 mm One-tube	Skala Ø 60 mm Einschlauch Scale Ø 60 mm One-tube
Mit Klettenmanschette With velcro cuff	Art. Nr. 030-0-111*	Art. Nr. 031-0-111*
Mit Hakenmanschette With hook cuff	Art. Nr. 030-0-112	Art. Nr. 031-0-112
Manometer einzeln, mit Ball Manometer only, with bulb	Art. Nr. 030-1-000	Art. Nr. 031-1-000

boso roid II

Modell Type	Skala Ø 48 mm Doppelschlauch Scale Ø 48 mm twin-tube	Skala Ø 60 mm Doppelschlauch Scale Ø 60 mm twin-tube
Mit Klettenmanschette With velcro cuff	Art. Nr. 040-0-131*	Art. Nr. 041-0-131*
Mit Hakenmanschette With hook cuff	Art. Nr. 040-0-132	Art. Nr. 041-0-132
Manometer einzeln, mit Ball Manometer only, with bulb	Art. Nr. 040-1-000	Art. Nr. 041-1-000

boso clinicus

Die perfekte Lösung für den Krankenhausbetrieb

Skala Ø 48 mm oder 60 mm | Einschlauch- oder Doppelschlauch-
Technik | Farbauswahl (nur 60-mm-Variante): Schwarz, Rot,
Grün, Blau | Steckanschluss für Manschette

boso clinicus

The perfect solution for use in hospitals

Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube or twin-tube
system | Colour choice (only 60 mm variant):
Black, Red, Green, Blue | Plug connector to the cuff





boso clinicus I	Modell Type	Skala Ø 48 mm Einschlauch Scale Ø 48 mm One-tube	Skala Ø 60 mm Einschlauch Scale Ø 60 mm One-tube
	Mit Klettenmanschette With velcro cuff	Art. Nr. 054-0-111	Art. Nr. 034-0-111*
	Mit Hakenmanschette With hook cuff	Art. Nr. 054-0-112	Art. Nr. 034-0-112*
	Manometer einzeln, mit Ball Manometer only, with bulb	Art. Nr. 054-1-000	Art. Nr. 033-1-000*
boso clinicus II	Modell Type	Skala Ø 48 mm Doppelschlauch Scale Ø 48 mm twin-tube	Skala Ø 60 mm Doppelschlauch Scale Ø 60 mm twin-tube
	Mit Klettenmanschette With velcro cuff	Art. Nr. 055-0-111	Art. Nr. 044-0-131*
	Mit Hakenmanschette With hook cuff	Art. Nr. 055-0-112	Art. Nr. 044-0-132*
	Manometer einzeln, mit Ball Manometer only, with bulb	Art. Nr. 055-1-000	Art. Nr. 043-1-000*

*Für die Farbwahl bitte entsprechende Abkürzung hinter die Artikelnummer setzen.

For colour choice put the corresponding token behind the article's number.

S = Schwarz/Black R = Rot/Red G = Grün/Green B = Blau/Blue

boso solid

Der Klassiker bei Einschlauchgeräten

Skala Ø 48 mm oder 60 mm | Einschlauch-Technik |
Schraubanschluss für Manschette



boso solid

The classic single-tube instrument

Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube system |
Screw connector to the cuff

Modell

Type

Skala Ø 48 mm Einschlauch

Scale Ø 48 mm One-tube

Skala Ø 60 mm Einschlauch

Scale Ø 60 mm One-tube

Mit Klettenmanschette

With velcro cuff

Art. Nr. 020-0-111

Art. Nr. 021-0-111

Mit Hakenmanschette

With hook cuff

Art. Nr. 020-0-112

Art. Nr. 021-0-112

Manometer einzeln, mit Ball

Manometer only, with bulb

Art. Nr. 020-1-000

Art. Nr. 021-1-000



boso varius

Das Basismodell von boso

Skala Ø 60 mm | Einschlauch-Technik |
Steckanschluss für Manschette

boso varius

The basic model of boso

Scale Ø 60 mm | One-tube system |
Plug connector to the cuff



Modell Type	Skala Ø 60 mm Einschlauch Scale Ø 60 mm One-tube
Mit Klettenmanschette With velcro cuff	Art. Nr. 051-0-111
Mit Hakenmanschette With hook cuff	Art. Nr. 051-0-112
Manometer einzeln, mit Ball Manometer only, with bulb	Art. Nr. 051-1-000

boso profitest

Das Gerät mit Druckknopfventil

Skala Ø 60 mm | Einschlauch-Technik | Schwarzes oder weißes Gehäuse | Steckanschluss für Manschette



boso profitest

The instrument with push button valve

Scale Ø 60 mm | One-tube system | Black or white body | Plug connector to the cuff

Modell Type	Skala Ø 60 mm Einschlauch, schwarz Scale Ø 60 mm One-tube, black	Skala Ø 60 mm Einschlauch, weiß Scale Ø 60 mm One-tube, white
Mit Klettenmanschette With velcro cuff	Art. Nr. 045-0-111	Art. Nr. 046-0-111
Mit Hakenmanschette With hook cuff	Art. Nr. 045-0-112	Art. Nr. 046-0-112
Manometer einzeln, mit Ball Manometer only, with bulb	Art. Nr. 045-1-000	Art. Nr. 046-1-000

boso nova S

Das Wand-, Tisch-, Stativ- oder Schienenmodell

Skala Ø 120 mm | Zweischlauch-Technik

boso nova S

The wall-mounted, table, tripod or bed rail model

Scale Ø 120 mm | Two-tube system



Modell
Type

Wandmodell
Wall-mounted model

Tischmodell
Table model

Mit Klettenmanschette
With velcro cuff

Art. Nr. 166-0-121

Art. Nr. 165-0-121

Mit Hakenmanschette
With hook cuff

Art. Nr. 166-0-122

Art. Nr. 165-0-122

Manometer einzeln
Manometer only

Art. Nr. 166-1-000

Art. Nr. 165-1-000

Spiralschlauch
Telescopic tube

Art. Nr. 150-7-250

Art. Nr. 150-7-250

Modell
Type

Stativmodell
Tripod model

Schienenmodell
Bed rail model

Mit Klettenmanschette
With velcro cuff

Art. Nr. 168-0-121

Art. Nr. 167-0-121

Mit Hakenmanschette
With hook cuff

Art. Nr. 168-0-122

Art. Nr. 167-0-122

Manometer einzeln
Manometer only

Art. Nr. 168-1-000

Art. Nr. 167-1-000

Spiralschlauch
Telescopic tube

Art. Nr. 150-7-250

Art. Nr. 150-7-250

boso minimus

Das Zweischlauchgerät mit Aufhänger

Skala Ø 48 mm | Zweischlauch-Technik |
Aufhängering seitlich oder Clip-Halterung



boso minimus

The twin-tube model with suspension ring

Scale Ø 48 mm | Two-tube system |
Lateral suspension ring or clip

Modell Type	Seitlicher Aufhängering Lateral suspension ring	Clip-Halterung Clip
Mit Klettenmanschette With velcro cuff	Art. Nr. 061-0-121	Art. Nr. 062-0-121
Mit Hakenmanschette With hook cuff	Art. Nr. 061-0-122	Art. Nr. 062-0-122
Manometer einzeln Manometer only	Art. Nr. 061-1-000	Art. Nr. 062-1-000

boso fix

Das an der Manschette befestigte Gerät

Skala Ø 48mm oder 60 mm |
Zweischlauch-Technik



boso fix

The model fixed to the cuff

Scale Ø 48 mm or 60 mm |
Two-tube system

Modell Type	Skala Ø 48 mm Scale Ø 48 mm	Skala Ø 60 mm Scale Ø 60 mm
Mit Klettenmanschette With velcro cuff	Art. Nr. 085-0-111	Art. Nr. 084-0-111
Manometer einzeln Manometer only	Art. Nr. 085-1-000	Art. Nr. 084-1-000

boso med I

Der Klassiker mit Metallring

Skala Ø 48 mm oder 60 mm | Einschlauch-Technik | Mit integriertem Stethoskop | Optional auch Ausführung für Linkshänder

boso med I

The classic instrument with metal ring

Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube system | With integrated stethoscope | Version for left-handers also available



Modell Type	Skala Ø 48 mm Einschlauch Scale Ø 48 mm One-tube	Skala Ø 60 mm Einschlauch Scale Ø 60 mm One-tube
Mit Zugbügel-Klettenmanschette With D-ring velcro cuff	Art. Nr. 220-0-113	Art. Nr. 221-0-113*
Manometer einzeln, mit Ball Manometer only, with bulb	Art. Nr. 220-1-000	Art. Nr. 221-1-000

*Für Ausführung Linkshänder bitte „LH“ hinter die Artikelnummer setzen.
For version left-handers put „LH“ behind the article's number.

boso classic privat

Pure Eleganz in Chrom

Skala Ø 60 mm | 2-in-1-Schlauch-Technik, alle Vorteile der Zweischlauch-Technik mit nur einem sichtbaren Schlauch | Mit integriertem Stethoskop

boso classic privat

Pure elegance in chrome

Scale Ø 60 mm | 2-in-1 tube system, all advantages of the twin-tube system with only one visible tube | With integrated stethoscope



Modell
Type

Skala Ø 60 mm 2-in-1-Schlauch
Scale Ø 60 mm 2-in-1 tube

Mit Zugbügel-Klettenmanschette
With D-ring velcro cuff

Art. Nr. 226-0-113

Manometer einzeln, mit Ball
Manometer only, with bulb

Art. Nr. 226-1-000

boso varius privat

Ergonomisches Design

Skala Ø 60 mm | Einschlauch-Technik | Mit integriertem Stethoskop

boso varius privat

Ergonomic design

Scale Ø 60 mm | One-tube system | With integrated stethoscope

Modell Type	Skala Ø 60 mm Einschlauch Scale Ø 60 mm One-tube
Mit Zugbügel-Klettenmanschette With D-ring velcro cuff	Art. Nr. 227-0-113
Manometer einzeln, mit Ball Manometer only, with bulb	Art. Nr. 227-1-000



boso BS 90

Der Klassiker

Mit Kunststoffring | Skala Ø 60 mm | Einschlauch-Technik | Mit integriertem Stethoskop

boso BS 90

The classic model

With plastic ring | Scale Ø 60 mm | One-tube system | With integrated stethoscope

Modell Type	Skala Ø 60 mm Einschlauch Scale Ø 60 mm One-tube
Mit Zugbügel-Klettenmanschette With D-ring velcro cuff	Art. Nr. 223-0-113
Manometer einzeln, mit Ball Manometer only, with bulb	Art. Nr. 223-1-000



boso egotest

Das Gerät mit Druckknopfventil

Skala Ø 60 mm | Einschlauch-Technik |
Schwarzes oder weißes Gehäuse | Mit integriertem Stethoskop

boso egotest

The instrument with push button valve

Scale Ø 60 mm | One-tube system |
Black or white body | With integrated stethoscope



Modell Type	Skala Ø 60 mm Einschlauch, schwarz Scale Ø 60 mm One-tube, black	Skala Ø 60 mm Einschlauch, weiß Scale Ø 60 mm One-tube, white
Mit Zugbügelmanschette With D-ring velcro cuff	Art. Nr. 224-0-113	Art. Nr. 225-0-113
Manometer einzeln, mit Ball Manometer only, with bulb	Art. Nr. 224-1-000	Art. Nr. 225-1-000

bososcope Boli

Leichtgewicht-Stethoskop

mit Doppelkopf-Bruststück für Erwachsene.

Light-weight stethoscope

with double-chest piece for adults.



Art. Nr. 700-0-100

bososcope Boki

Leichtgewicht-Stethoskop

mit Doppelkopf-Bruststück für Kinder.

Light-weight stethoscope

with double-chest piece for children.



Art. Nr. 705-0-100

bososcope Flac

Leichtgewicht-Stethoskop

mit flachem Membran-Bruststück für Erwachsene.

Light-weight stethoscope

with flat chest piece for adults.



Art. Nr. 710-0-100

bososcope Nurse

Schwestern-Stethoskop

The nurse stethoscope



Art. Nr. 725-0-100

**BOSCH
+SOHN**

boso

Health is a matter of trust. | Gesundheit ist Vertrauenssache.
bp-monitoring is boso. | blutdruckmessen ist boso.

96%

aller deutschen Allgemeinärzte, Praktiker
und Internisten arbeiten in der Praxis mit
Blutdruckmessgeräten von boso.
(API-Studie der GfK 01/2016)

of all German general practitioners,
physicians and internists work in practice
with blood pressure instruments from boso.
(API survey conducted by GfK 01/2016)

Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch



BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG

Bahnhofstraße 64 | 72417 Jungingen, Germany

T +49 (0) 74 77 92 75 - 0 | E zentrale@boso.de | www.boso.de