

Produktinformation

mevithos Mundpflege-Tablett, mit Stapeldeckel inkl. zwei quadratischen Bechern, einer Schraubdose für die Pflegelösung

Artikel-Nr.: 01463200

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



Beschreibung

Unterteil und Deckel aus PC, Becher und Schraubdose aus PP, stapelbar, zweckdienlicher Deckel, Inhalt staubgeschützt, alle Teile spülmaschineneignet bis 93 °C, für Scheuer-Wischdesinfektion (Desinfektionstauchbäder nicht geeignet) Außenmaße: L 253 x B 176 x H 88 mm

Material

Polycarbonat (PC)	Tablett, Stapeldeckel
Polypropylen (PP)	Utensilienbecher, Schraubdose

Gewicht

Stück	0,60 kg
-------	---------

Barcodes GTIN / EAN

Stück	4251125701198
-------	---------------

Abmessungen L x B x H

Stück	253 x 94 x 176 mm
-------	-------------------

Aufbereitung

PC: Manuelle und maschinelle Reinigung möglich.

PP: Manuelle und maschinelle Reinigung möglich.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte im Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

