

tg[®] soft
Polsterschlauchverband



REF 13200 - 13202

April 2025

1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Der tg[®] soft Polsterschlauchverband besteht aus:

- ungebleichter Baumwolle (ca. 85%)
- mit Polyamid umsponnenem Elasthan (ca. 15%)

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

REF	Produktbezeichnung	Größe	Länge
13200	tg [®] soft Polsterschlauchverband	S	10 m
13201		M	
13202		M	

2. Aufbau / Struktur der Verpackung

2.1 Grundpackung / Unit Container

siehe 2.2

2.2 Handelspackung / Shelf Container

1 Stück = 1 Faltschachtel aus Zellulose (einzeln)

2.3 Versandpackung / Transit Container

1 Wellfalkiste, bestehend aus Zellulose:

REF	Faltschachteln
13200	8
13201	6
13202	4

3. Herstellung

Der tg® soft Polsterschlauchverband wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

4. Beschreibung

Der tg® soft Polsterschlauchverband ist ein auf der Rundstrickmaschine hergestellter, querelastischer Frottee-Polsterschlauchverband.

5. Eigenschaften

- Einfaches, individuelles Zuschneiden
- Weich und komfortabel
- Passt sich der Körperform an
- Haftet am Cast
- Hohe Wasserdampf- und Luftdurchlässigkeit
- Hautfreundlich
- Polsterung und Hautschutz kombiniert

6. Zweckbestimmung / Anwendung

Der tg® soft Polsterschlauchverband ist zur Polsterung unter Gips- und synthetischen Castverbänden bestimmt.

7. Zuordnung / Klassifizierung

Der tg® soft Polsterschlauchverband ist gemäß Regel 1 ein Medizinprodukt der Klasse I (gemäß Verordnung (EU) 2017/745).

8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

Die nach ISO 10993-1 durchgeführte biologische Risikobewertung bestätigt die Sicherheit und akzeptable Biokompatibilität des Produkts tg® soft Polsterschlauchverband innerhalb seiner Zweckbestimmung.

9. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung - trocken, vor Staub und Sonnenlicht geschützt - beträgt die Haltbarkeit des tg® soft Polsterschlauchverbandes 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

10. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten. Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf
i.V.

i.A.



Michael Hamedinger, Apr 08,2025 07:21:29 AM UTC

Wanna Binder, Apr 04,2025 10:27:49 AM UTC

Michael Hamedinger
Head of Global Marketing Bandages & Supports

Wanna Binder
Global Brand Manager Bandages & Supports

